



FAUTEUIL ROULANT PLIABLE

LEGER ET PLIABLE

Le Nouvel i-Go™ de PRIDE doté d'un châssis pliant lui permet d'être transporté facilement. L'i-Go dispose de suspensions à l'avant et d'un rangement sous assise très pratique d'accès. Conçu pour un usage en intérieur, l'i-Go est parfait pour les petits espaces et les personnes actives grâce à son poids plume de 19,8 kg.



Ultra compact



Idéal pour voyager

Pride[®]
Mobility Products France

www.pridemobility.fr



SPECIFICITES

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE I-GO™

Poids maxi utilisateur :	120 kg
Vitesse maxi ¹ :	4,5 km/h
Dimensions hors tout ² :	90 cm x 59 cm x 88 cm
Hauteur d'assise :	50 cm
Largeur d'assise :	47 cm
Hauteur d'accoudoir :	69 cm
Hauteur d'accoudoir :	86 cm
Dimensions plié ² :	58 cm x 31 cm x 75,5 cm
Poids d'une batterie ³ :	1,35 kg
Poids total sans batterie :	19,8 kg
Rayon de giration ² :	90 cm
Autonomie théorique :	10 km Par batterie
Moteur :	(2) 24 volt, 200W
Batteries :	(2) 24 volt, 6.6AH (Lithium-ion)
Manipulateur :	PG VR2
Chargeur :	2A
Roues avant :	14,5 cm (Bandage)
Roues arrières :	21,6 cm (Pneumatique)

Couleur :



Argent

FONCTIONNALITÉS

- Pliable facilement en 5 étapes
- Suspensions à l'avant
- Grand compartiment de rangement
- Batteries Lithium-ion
- Manipulateur VR2

COMMENT LE PLIER :



Débrancher et retirer le joystick



Placer le joystick dans la poche du dossier et retirer le coussin d'assise



Rabattre le dossier, ensuite relever les accoudoirs



Presser les 2 boutons poussoirs noir en même temps (situés à l'arrière)



Rabattre l'assise vers le bas jusqu'à ce que le fauteuil soit complètement plié



L'i-Go est maintenant prêt à y aller !

¹ L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Ces informations peuvent varier de (+10%, -5%).

² Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

³ Le poids des batteries peuvent varier selon le fabricant de celles-ci.

NOTE: Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

Pride®
Mobility Products France
— LIVE YOUR BEST —

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45

www.pridemobility.fr

