


ANLEITUNG FÜR DEN GRUNDBETRIEB

Vorderaufrüstteile

ACN# 088 609 661



Pride[®]
Mobility Products Corp.

QUANTUM[®]
REHAB

A Division of Pride Mobility Products[®] Corp.

SICHERHEITSRICHTLINIEN



WARNUNG! Ein Vertragslieferant/-spezialist oder ein qualifizierter Techniker muss die Ersteinrichtung dieses Produkts vornehmen und alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt laufend verwendet und dienen zur Kennzeichnung von Warnungen und wichtigen Informationen. Es ist äußerst wichtig, diese zu lesen und vollständig zu verstehen.



WARNUNG! Die Nichtbeachtung angegebener Anweisungen kann zu Personenschaden bzw. Schäden an dem Gerät oder Fehlfunktionen führen (schwarzes Symbol im gelben Dreieck mit schwarzer Umrandung).




ANWEISUNG! Diese Maßnahmen sollten nur wie beschrieben durchgeführt werden. Die Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Maßnahmen kann zu Personenschaden bzw. Schäden an dem Gerät führen (weißes Symbol auf blauem Kreis mit weißer Umrandung).



VERBOTEN! Diese Handlungen sollten unterlassen werden. Diese Handlungen dürfen Sie nie und unter keinen Umständen vornehmen. Die Nichtbeachtung kann zu Personenschaden bzw. Schäden an dem Gerät führen (schwarzes Symbol mit rotem Kreis und rotem Schrägstrich).

ANMERKUNG: Diese Anweisungen wurden aus den neuesten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Spezifikationen und Produktinformationen zusammengestellt. Wir behalten uns vor, bei Bedarf Änderungen vorzunehmen. Alle Änderungen an unseren Produkten können geringe Unterschiede zwischen den Abbildungen und Erläuterungen in diesem Handbuch und dem von Ihnen erworbenen Produkt verursachen. Die letzte/neueste Version dieses Handbuchs ist auf unserer Website verfügbar.



Copyright © 2007

Pride Mobility Products Corporation

INFMANU3654/Rev A/November 2007

INHALT

| | |
|---|-----------|
| INFORMATIONSMARKIERUNGEN | 4 |
| EINLEITUNG | 5 |
| VORDERAUFRÜSTTEILE | 5 |
| SCHWENKBARE FUßSTÜTZEN..... | 8 |
| SCHWENKBARE BEINSTÜTZEN | 9 |
| EINZIEHBARE BEINSTÜTZEN | 10 |
| HOCH ANGEBRACHTE FUSSPLATTFORM | 11 |
| MEHRACHSEN-FUSSPLATTEN | 12 |
| ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE BEINSTÜTZEN MIT HOHER DREHACHSE | 14 |
| ELEKTRISCH LÄNGS VERSTELLBARE BEINSTÜTZEN | 15 |
| AUSSCHWENKBARE, ELEKTRISCH LÄNGS VERSTELLBARE BEINSTÜTZEN | 16 |
| ELEKTRISCH LÄNGS VERSTELLBARE FUSSPLATTFORM .. | 17 |
| AUSSCHWENKBARE WADENPOLSTER | 18 |

INFORMATIONSMARKIERUNGEN

SYMBOLS DER PRODUKTSICHERHEIT

Die folgenden Symbole sind an Ihrem Produkt angebracht, um auf Warnungen, notwendige Maßnahmen und verbotenen Handlungen hinzuweisen. Es ist sehr wichtig für Sie, diese komplett zu lesen und zu verstehen.



Lesen und befolgen Sie die Angaben dieser Betriebsanleitung.



Vermeiden Sie, wann immer möglich, dass das Gerät dem Regen, Schnee, Eis, Salz oder stehenden Wasser ausgesetzt wird.



EMI-RFI (EMI Elektromagnetischer Impuls) Dieses Produkt wurde bei einer Störsicherheit von 20V/m getestet und zugelassen.

EINLEITUNG

Willkommen bei Pride Mobility Products Corporation (Pride). Das von Ihnen gekaufte Produkt verbindet eine fortschrittliche, hochentwickelte Technologie unter Berücksichtigung der Aspekte von Sicherheit, Komfort und Design. Wir sind überzeugt, dass die Ausstattung die Annehmlichkeiten bieten wird, die Sie während Ihrer täglichen Unternehmungen erwarten. Das Verstehen der sicheren Bedienung und Pflege dieses Produktes sollte Ihnen viele Jahre lang einen störungsfreien Betrieb und Service bieten.

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sowie in etwaigen mitgelieferten Unterlagen, bevor Sie das erste Mal versuchen, dieses Produkt zu benutzen. Ihre Sicherheit hängt von Ihnen selbst, ebenso von Ihrem Lieferanten, Fürsorger oder Pflegepersonal unter Beachtung des gesunden Menschenverstandes ab.

Dieses Handbuch ist zusätzlich zu den Betriebshandbüchern der Motorbasis und des Sitzsystems, die mit Ihrem Elektrorollstuhl geliefert wurden, zu verwenden. Falls Sie irgendwelche Informationen in diesem Handbuch nicht verstehen oder weitere Hilfe beim Einrichten oder Betrieb benötigen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragslieferanten/-spezialisten. **Die Nichtbeachtung der Anweisungen, Warnungen und Hinweise in diesem Handbuch und an Ihrem Pride Produkt kann zu Personenschaden bzw. Schäden an dem Gerät führen und die Pride Produktgarantie gefährden.**

HINWEIS: Sollten Sie Ihren Garantieschein oder Ihre Bedienungsanleitung verlieren oder verlegen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung; wir schicken Ihnen gerne unverzüglich einen Ersatz.

VORDERAUFRÜSTTEILE

Abbildung 1 bietet Informationen über die verfügbaren Vorderaufrüstkomponenten. Verwenden Sie dieses Diagramm, um sich mit der Funktion jeder Komponente vertraut zu machen, bevor Sie die Vorderaufrüstteile benutzen.

Elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen (EMB/HF-Störungen)



WARNUNG! Labortests haben gezeigt, dass elektromagnetische und Hochfrequenzwellen einen negativen Einfluss auf die Leistung Ihres elektrisch angetriebenen Elektromobils haben können.

Elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen können von Quellen wie Mobiltelefonen, mobilen Zwei-Wege-Radios (wie beispielsweise Walkie-Talkies), Radiosendern, Fernsehsendern, Amateurfunksendern, drahtlosen Computerverbindungen, Mikrowellensignalen, Personenrufsendern und von Noteinsatzfahrzeugen verwendeten mobilen Sende- und Empfangsgeräten mittlerer Reichweite ausgehen. In einigen Fällen können diese Funkwellen unbeabsichtigte Bewegungen oder Schäden am Steuersystem verursachen. Jedes elektrisch angetriebene Mobilitätsfahrzeug verfügt über Störfestigkeit (oder Widerstand) gegen EMB. Je höher der Störfestigkeitspegel, umso höher der Schutz gegen EMB. Dieses Erzeugnis wurde geprüft und bestand diese Prüfung bei einem Störfestigkeitspegel von 20 V/m.



WARNUNG! Um unbeabsichtigte Bewegungen zu vermeiden, schalten Sie Ihr elektrisch angetriebenes Elektromobil aus, bevor Sie ein Mobiltelefon, Funkgerät, Laptop oder jede andere Art eines Radiowellensenders benutzen.

WARNUNG! Das Hinzufügen von Zubehör oder Anbaugeräten an das elektrisch angetriebene Elektromobil kann die Anfälligkeit des Fahrzeugs gegenüber EMI verstärken. Verändern Sie Ihr Elektromobil nicht in einer Weise, die nicht von Pride zugelassen ist.



WARNUNG! Das elektrisch betriebene Fahrzeug selbst kann die Leistung anderer elektrischer Geräte in der Nähe, wie z.B. Alarmanlagen, stören.


***HINWEIS:** Wenden Sie sich bitte wegen weiterer Informationen über EMB/HF-Störungen an das Resource Center bei www.pridemobility.com. Falls unbeabsichtigte Bewegungen oder ein Lösen der Bremsen auftreten, schalten Sie bitte so schnell, wie das sicher möglich ist, Ihren Motorrollstuhl aus. Rufen Sie bitte Pride oder Ihren Vertragshändler an, um den Zwischenfall zu melden.*

AUSSCHWENKBARE FUSSTÜTZEN


Ermöglichen den Benutzern, die Fußstützen zur Seite zu drehen, bevor sie sich in den Elektrorollstuhl setzen oder aus ihm umsetzen.




Ausführung Nr. 7



Ausführung Nr. 8



Ausführung Nr. 8 mit Mehrachsen-Fußplatte




Pädiatrische Ausführung

HÖHENVERSTELLBARE BEINSTÜTZEN


Bieten einen unbegrenzten Verstellbereich für den Beinwinkel.



EINRASTENDE BEINSTÜTZEN




Hoch belastbare Version mit Mehrachsen-Fußplatte



Pädiatrische

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE BEINSTÜTZEN MIT HOHER DREHACHSE (HBS)

Ahmen die Bewegung des Knies beim Anheben der Beine nach.



ELEKTRISCH LÄNGS VERSTELLBARE BEINSTÜTZEN (LBS)

Bewahren die richtigen Abmessungen von Knie bis Hacken, wenn die Beine des Benutzers angehoben oder gesenkt werden.




AUSSCHWENKBARE, ELEKTRISCH LÄNGS VERSTELLBARE BEINSTÜTZEN (LBS)

Bewahren die richtigen Abmessungen von Knie bis Hacken, wenn die Beine des Benutzers angehoben oder gesenkt werden.



HOCH ANGEBRACHTE FUSSPLATTFORM

Wird direkt am Sitzsystem angebracht, um Benutzer aufzunehmen, die ein Positionierungssystem benötigen und eine Fußplattform bevorzugen.



ELEKTRISCH LÄNGS VERSTELLBARE FUSSPLATTFORM (LVP)

Bewahrt die richtigen Abmessungen von Knie bis Hacken, wenn die Beine des Benutzers angehoben oder gesenkt werden.




Abb. 1. Vorderaufrüstteile

SCHWENKBARE FUßSTÜTZEN

Schwenkbare Fußstützen ermöglichen es Ihnen, die Fußstützen vor Ihrem Ein- oder Ausstieg aus dem Elektrorollstuhl zur Seite zu schwenken.

Bewegen der schwenkbaren Fußstützen:

1. Eindrücken des Entriegelungshebels.
2. Drehen Sie die schwenkbaren Fußstützen zur Seite.

Einstellen der Fußstützenlänge:

1. Die Stellschraube(n) der Fußstützenverlängerung entfernen. Siehe Abbildung 2, 3 oder 4.
2. Verschieben Sie die Fußstütze auf- oder abwärts in die gewünschte Länge.
3. Die Stellschraube(n) wieder anbringen.




Abb. 2. Ausführung Nr. 7 - Verstellen der ausschwenkbaren Fußstützen




Abb. 3. Ausführung Nr. 8 - Verstellen der ausschwenkbaren Fußstützen




Abb. 4. Pädiatrische Ausführung - Verstellen der ausschwenkbaren Fußstützen

SCHWENKBARE BEINSTÜTZEN

Schwenkbare Beinstützen bieten einen bestimmten Bereich der Justierung für den Beinwinkel.

Drehen der schwenkbaren Beinstützen:

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel A.
2. Schwenken Sie die Beinstützen.

Einstellen des Beinstützenwinkels:

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel B.
2. Bewegen Sie die Beinstütze in den gewünschten Winkel.

Einstellen der Beinstützenlänge:

1. Entfernen Sie die beiden Einstellschrauben von jeder Seite der Beinstützenverlängerung. Siehe Abb. 5.
2. Schieben Sie die Beinstütze hinauf oder herunter in die gewünschte Länge.
3. Befestigen Sie wieder die beiden Einstellschrauben.




Abb. 5. Schwenkbare Beinstützen

EINZIEHBARE BEINSTÜTZEN

Die einrastenden Beinstützen sind sowohl in hoch belastbaren wie in pädiatrischen Größen lieferbar und leicht in den Beinstützenaufhängungen zu installieren. Sie können die vor- und rückwärtige Position, wie auch die Länge der einziehbaren Beinstützen einstellen. Siehe Abbildung 6 und 7.

Einstellen der vorderen und hinteren Position:

1. Entfernen Sie die Einstellbolzen aus der Führungsschiene.
2. Bewegen Sie die Aufhängung der Beinstützen ein- oder auswärts in die gewünschte Position.
3. Bringen Sie die Einstellbohrungen der Aufhängung der Beinstützen mit denen der Führungsschiene in Übereinstimmung.
4. Befestigen Sie wieder die Einstellbolzen, um die Aufhängung der Beinstützen zu sichern.

Einstellen der Länge der Beinstützen:

1. Entfernen Sie die Einstellschrauben aus der Beinstützenverlängerung.
2. Verschieben Sie die Beinstütze nach oben oder unten in die gewünschte Länge.
3. Bringen Sie die Einstellbohrungen der Beinstützenverlängerung in Übereinstimmung und befestigen Sie wieder die Einstellschrauben.




Abb. 6. Einziehbare Schwerlast Beinstützen




Abb. 7. Pädiatrische Einrastbeinstützen

HOCH ANGEBRACHTE FUSSPLATTFORM

Die hoch angebrachte Fußplattform wird direkt am Sitzsystem angebracht, um Benutzer aufzunehmen, die ein Positionierungssystem benötigen, aber eine Fußplattform bevorzugen. Die hoch angebrachte Fußplattform ist in Höhe und Winkel verstellbar.

Einstellen des Fußstützenwinkels:

1. Schwenken Sie die Fußstütze hoch, um an die Einstellschraube zu gelangen. Siehe Abbildung 8.
2. Die Stellschraube zum Verstellen des Fußplattformwinkels zum Anheben oder Senken des Winkels der Fußplattform drehen.

Verstellen der Höhe der Fußplattform:

1. Die Stellschraube für die Fußplattformhöhe entfernen. Siehe Abbildung 8.
2. Heben oder Senken Sie die Fußstütze in die gewünschte Höhe.
3. Die Stellschraube für die Fußplattformhöhe wieder anbringen.




Abb. 8. Hoch angebrachte Fußplattform

MEHRACHSEN-FUSSPLATTEN

Mehrachsen-Fußplatten können an den ausschwenkbaren Fußstützen der Ausführung Nr. 7, einer höhenverstellbaren Beinstütze (HBS) oder einer ausschwenkbaren Fußstütze der Ausführung Nr. 8 angebracht werden. Die Mehrachsen-Fußplatten haben vier Verstellungen: Beinstützenlänge (A), Position (B), Neigung (C) und Winkel (D). Siehe Abbildungen 9 und 10.

Ändern der Beinstützenlänge (A):

1. Die Hardware entfernen (bei ausschwenkbaren Stützen der Ausführung Nr. 8 nur lösen).
2. Die Beinstütze in die gewünschte Position bewegen.
3. Die Hardware wieder anbringen (bei ausschwenkbaren Stützen der Ausführung Nr. 8 festziehen).

Ändern der Fußplattenposition (B):

1. Die Hardware entfernen (bei ausschwenkbaren Stützen der Ausführung Nr. 8 nur lösen).
2. Die Fußplatte in die gewünschte Position bewegen.
3. Die Hardware wieder anbringen (bei ausschwenkbaren Stützen der Ausführung Nr. 8 festziehen).

Ändern der Fußplattenneigung (und des Winkels bei ausschwenkbaren Stützen der Ausführung Nr. 8, C):

1. Die Hardware lösen.
2. Die Fußplatte in die gewünschte Position neigen (bei ausschwenkbaren Stützen der Ausführung Nr. 8 drehen).
3. Die Hardware wieder festziehen.

Ändern des Fußplattenwinkels bei ausschwenkbaren Stützen der Ausführung Nr. 7 und HBS (D):

1. Die Stellschraube im Uhrzeigersinn drehen, um den Winkel zu verringern.
2. Die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Winkel zu vergrößern.




Abb. 9. Mehrachsen-Fußplatte für ausschwenkbare Fußstütze der Ausführung Nr. 7 und HBS (HBS gezeigt)




Abb. 10. Mehrachsen-Fußplatte für ausschwenkbare Fußstütze der Ausführung Nr. 8

ELEKTRISCH VERSTELLBARE BEINSTÜTZEN MIT HOHER DREHACHSE

Die elektrisch verstellbaren Beinstützen mit hoher Drehachse verwenden einen Drehpunkt, der die Bewegung des Knies während des Anhebens der Beinstütze enger nachahmt. Sie können paarweise oder einzeln verstellt werden. Siehe Abbildung 11. Die elektrisch verstellbaren Beinstützen mit hoher Drehachse bieten eine Bewegung um 70°, haben Wadenpolster, nehmen alle Fußplatten auf und sind für ein maximales Gewicht von etwa 136 kg (300 lbs) ausgelegt. Sie sind für jede Motorbasis lieferbar, die eine verbesserte Elektronik unterstützt, sowie für das Synergy-Sitzsystem. Die elektrisch verstellbaren Beinstützen mit hoher Drehachse werden über das Steuergerät des Elektrorollstuhls oder den Kippschalter bedient.

***ANMERKUNG:** Die Bedienungsanweisungen für den Gebrauch der 4-Wege-Kippschalter des Joystick werden nachstehend erörtert. Wenn Sie einen anderen Kippschalter, das Begleiter-Steuermodul [Attendant Control Modul] oder ein anderes Bediengerät verwenden, beziehen Sie sich bitte auf die mit diesem Gerät gelieferte Betriebsanleitung und/oder die Bedienungsanleitung Ihres Elektrorollstuhls.*

Bedienung der kombinierten Beinstützen:

1. Den Kippschalter nach rechts drücken, um beide Beinstützen anzuheben.
2. Den Kippschalter nach rechts drücken, loslassen, dann nochmals nach rechts drücken, um beide Beinstützen herunterzulassen.

***ANMERKUNG:** Informationen über die Bedienung einzelner elektrisch höhenverstellbarer Beinstützen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die sich auf das von Ihnen benutzte Bedienungsgerät bezieht, oder wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragslieferanten/-spezialisten.*




Abb. 11. Elektrisch höhenverstellbare Beinstützen mit hoher Drehachse

ELEKTRISCH LÄNGSVERSTELLBARE BEINSTÜTZEN

Die elektrisch längs verstellbaren Beinstützen bewahren die richtigen Abmessungen vom Knie zum Hacken, wenn die Beine des Benutzers angehoben werden, und können entweder paarweise oder einzeln verstellt werden. Siehe Abbildung 12. Die elektrisch verstellbaren Beinstützen mit hoher Drehachse bieten eine Bewegung um 70°, haben Wadenpolster, nehmen alle Fußplatten auf und sind für ein maximales Gewicht von etwa 136 kg (300 lbs) ausgelegt. Sie sind für jede Motorbasis lieferbar, die eine verbesserte Elektronik unterstützt, sowie für das Synergy-Sitzsystem. Die elektrisch längs verstellbaren Beinstützen werden über das Steuergerät des Elektrorollstuhls oder den Kippschalter bedient.

ANMERKUNG: Die *Bedienungsanweisungen für den Gebrauch der 4-Wege-Kippschalter des Joystick werden nachstehend erörtert. Wenn Sie einen anderen Kippschalter, das Begleiter-Steuermodul [Attendant Control Modul] oder ein anderes Bediengerät verwenden, beziehen Sie sich bitte auf die mit diesem Gerät gelieferte Betriebsanleitung und/oder die Bedienungsanleitung Ihres Elektrorollstuhls.*

Bedienung der kombinierten Beinstützen:

1. Den Kippschalter nach rechts drücken, um beide Beinstützen anzuheben.
2. Den Kippschalter nach rechts drücken, loslassen, dann nochmals nach rechts drücken, um beide Beinstützen herunterzulassen.

ANMERKUNG: Informationen über die Bedienung einzelner elektrisch längs verstellbarer Beinstützen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die sich auf das von Ihnen benutzte Bedienungsgerät bezieht, oder wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragslieferanten/-spezialisten.




Abb. 12. Elektrisch längs verstellbare Beinstützen

AUSSCHWENKBARE, ELEKTRISCH LÄNGS VERSTELLBARE BEINSTÜTZEN

Die ausschwenkbaren, elektrisch längs verstellbaren Beinstützen werden auf die gleiche Weise bedient wie die elektrisch längs verstellbaren Beinstützen und haben die gleichen Funktionen, verfügen jedoch zusätzlich über eine Schwenkfunktion, die Ihnen ermöglicht, die Beinstützen zur Seite zu drehen, bevor Sie sich in den Elektrorollstuhl oder aus ihm umsetzen.

Drehen der ausschwenkbaren, elektrisch längs verstellbaren Beinstützen:

1. Den Freigabehebel eindrücken. Siehe Abbildung 13.
2. Die Beinstütze drehen.




Abb. 13. Ausschwenkbare, elektrisch längs verstellbare Beinstützen

ELEKTRISCH LÄNGSVERSTELLBARE FUSSPLATTFORM

Die elektrisch längs verstellbare Fußplattform bewahrt die richtigen Abmessungen vom Knie zum Hacken, wenn die Beine des Benutzers angehoben werden. Siehe Abbildung 14. Die elektrisch verstellbare Fußplattform hebt sich bis auf 170° an, hat standardmäßige Wadenpolster, die in Tiefe und Höhe verstellbar sind (siehe Abbildung 15) und ist für ein maximales Gewicht von etwa 136 kg (300 lbs) ausgelegt. Sie ist für alle elektrischen TRU-Balance 2-Positionierungssysteme sowie für das Synergy-Sitzsystem lieferbar. Die elektrisch längs verstellbare Fußplattform wird über das Steuergerät des Elektrorollstuhls oder den Kippschalter bedient.

ANMERKUNG: Die Bedienungsanweisungen für den Gebrauch der 4-Wege-Kippschalter des Joystick werden nachstehend erörtert. Wenn Sie einen anderen Kippschalter, das Begleiter-Steuermodul [Attendant Control Modul] oder ein anderes Bediengerät verwenden, beziehen Sie sich bitte auf die mit diesem Gerät gelieferte Betriebsanleitung und/oder die Bedienungsanleitung Ihres Elektrorollstuhls.

Bedienung der elektrisch längs verstellbaren Fußplattform:

1. Den Kippschalter nach rechts drücken, um die elektrisch längs verstellbare Fußplattform anzuheben.
2. Den Kippschalter nach rechts drücken, loslassen, dann nochmals nach rechts drücken, um die elektrisch längs verstellbare Fußplattform herunterzulassen.




Abb. 14. Elektrisch längs verstellbare Fußplattform

AUSSCHWENKBARE WADENPOLSTER

Mehrere der vorderen Aufrüstteile sind mit ausschwenkbaren Wadenpolstern ausgestattet, die in Höhe und Tiefe verstellbar sind.

Verstellen der Höhe des Wadenpolsters:

1. Die Stellschrauben für die Höhenverstellung entfernen. Siehe Abbildung 15.
2. Die Wadenpolster auf die gewünschte Höhe nach oben oder nach unten verstellen.
3. Die Stellschrauben für die Höhenverstellung wieder installieren und festziehen.

Verstellen der Tiefe des Wadenpolsters:

1. Die Stellschraube für die Tiefenverstellung entfernen. Siehe Abbildung 15.
2. Die Wadenpolster auf die gewünschte Tiefe nach innen oder nach außen verstellen.
3. Die Stellschraube für die Tiefenverstellung wieder installieren und festziehen.




Abb. 15. Verstellen der ausschwenkbaren Wadenpolster (LBS gezeigt)

QUANTUM[®] **REHAB**

A Division of Pride Mobility Products[®] Corp.

Pride Mobility Products Corporation

182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA

Pride Mobility Products Company

380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada

Pride Mobility Products Ltd.

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxon OX26 4UL
UK

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.

21 Healey Road
Dandenong, 3175
Victoria, Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.

Via del Progresso - ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065-Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.

Tijnmuiden 28
1046 AL Amsterdam
The Netherlands

Pride[®]
Mobility Products Corp.

www.quantumrehab.com

www.prideservice.com

www.pridemobility.com

* I NFMANU3654 *