


ANLEITUNG FÜR DEN GRUNDBETRIEB

Remote Plus™ Steuerung

ACN# 088 609 661



Pride®
Mobility Products Corp.

SICHERHEITSRICHTLINIEN



WARNUNG! Ein Vertragslieferant von Pride oder ein qualifizierter Techniker muss die Ersteinrichtung dieses Produkts vornehmen und alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt laufend verwendet und dienen zur Kennzeichnung von Warnungen und wichtigen Informationen. Es ist äußerst wichtig, diese zu lesen und vollständig zu verstehen.



WARNUNG! Weist auf potenziell gefährliche Zustände/ Situationen hin. Das Nichtbefolgen der festgelegten Verfahren kann zu Verletzungen, Komponentenschäden oder Fehlfunktionen führen. Auf dem Produkt ist dieses Ikon als schwarzes Symbol auf gelbem Dreieck mit schwarzem Rand dargestellt.



ANWEISUNG! Diese Maßnahmen sollten nur wie beschrieben durchgeführt werden. Die Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Maßnahmen kann zu Personenschaden bzw. Schäden an dem Gerät führen. Auf dem Produkt ist dieses Ikon als weißes Symbol auf einem blauem Punkt mit weißem Rand dargestellt.



VERBOTEN! Diese Handlungen sollten unterlassen werden. Diese Handlungen dürfen Sie nie und unter keinen Umständen vornehmen. Die Nichtbeachtung kann zu Personenschaden bzw. Schäden an dem Gerät führen. Auf dem Produkt ist dieses Ikon als schwarzes Symbol mit einem roten Kreis und rotem Schrägstrich dargestellt.

ANMERKUNG: Diese Anweisungen wurden aus den neuesten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Spezifikationen und Produktinformationen zusammengestellt. Wir behalten uns vor, bei Bedarf Änderungen vorzunehmen. Alle Änderungen an unseren Produkten können geringe Unterschiede zwischen den Abbildungen und Erläuterungen in diesem Handbuch und dem von Ihnen erworbenen Produkt verursachen. Die letzte/neueste Version dieses Handbuchs ist auf unserer Website verfügbar.

Copyright © 2007

Pride Mobility Products Corporation

INFMANU3657/Rev A/November 2007



ACN 088 609 661

INHALT

INFORMATIONSMARKIERUNGEN	4
VORWORT	5
REMOTE PLUS STEUERUNG	7
RICHTLINIEN FÜR VORSICHTSMASSNAHMEN	7
BETRIEB DER REMOTE PLUS STEUERUNG	11
SEPARATE LADEGERÄT-/PROGRAMMIERSTECKDOSE MIT 3 STIFTEN	14
STEUERPULT VERBINDUNGSKABEL	15
STELLANTRIEBSJUSTIERUNG	15
GESCHWINDIGKEITSJUSTIERUNG/PROFILWAHL	16
SCHLAFMODUS	16
THERMALE LEISTUNGSDROSSELUNG	16
STÖRUNGSCODES	17
PFLEGE UND WARTUNG	18
GARANTIE	18

INFORMATIONSMARKIERUNGEN

SYMBOLS DER PRODUKTSICHERHEIT

Die folgenden Symbole sind an Ihrer Steuerung angebracht, um auf Warnungen, notwendige Maßnahmen und verbotene Handlungen hinzuweisen. Es ist sehr wichtig für Sie, diese komplett zu lesen und zu verstehen.



Lesen und befolgen Sie die Angaben dieser Betriebsanleitung.



Vermeiden Sie, wann immer möglich, dass das Gerät dem Regen, Schnee, Eis, Salz oder stehenden Wasser ausgesetzt wird.



Entsorgung und Recyceln - Wenden Sie sich wegen ordnungsgemäßer Entsorgung und Recyceln Ihres Pride-Produkts und dessen Verpackung an Ihren Pride-Vertragshändler.



EMI-RFI (EMI Elektromagnetischer Impuls): Dieses Produkt wurde bei einer Störsicherheit von 20V/m getestet und zugelassen.

VORWORT

WILLKOMMEN bei Pride Mobility Products Corporation (Pride). Das von Ihnen gekaufte Produkt verbindet eine fortschrittliche, hochentwickelte Technologie unter Berücksichtigung der Aspekte von Sicherheit, Komfort und Design. Wir sind überzeugt, dass die Ausstattung die Annehmlichkeiten bieten wird, die Sie während Ihrer täglichen Unternehmungen erwarten. Das Verstehen der sicheren Bedienung und Pflege dieses Produktes sollte Ihnen viele Jahre lang einen störungsfreien Betrieb und Service bieten.

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sowie in etwaigen mitgelieferten Unterlagen, bevor Sie das erste Mal versuchen, dieses Produkt zu benutzen. Ihre Sicherheit hängt von Ihnen selbst, ebenso von Ihrem Lieferanten, Fürsorger oder Pflegepersonal unter Beachtung des gesunden Menschenverstandes ab.

Dieses Handbuch ist zusätzlich zum Betriebshandbuch der Strombasis, das mit Ihrem motorisierten Rollstuhl geliefert wurde, zu verwenden. Sollten diese Bedienungsanleitung Informationen beinhalten, die Sie nicht verstehen, oder sollten Sie Unterstützung bei der Inbetriebnahme oder Betrieb benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Pride Fachhändler. Die Nichtbeachtung der Anweisungen, Warnungen und Hinweise in diesem Handbuch und an Ihrem Pride Produkt kann zu Personenschaden bzw. Schäden an dem Gerät führen und die Pride Produktgarantie gefährden.

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DES KÄUFERS

Mit der Annahme dieses Produkts versichern Sie, daß Sie dieses Produkt nicht verändern, umbauen oder modifizieren; Schutzgitter, Schilder und andere Sicherheitseinrichtungen dieses Produkts nicht entfernen oder inoperabel machen; den Einbau von Nachrüstätzen von Pride, die von Pride von Zeit zu Zeit zur Verfügung gestellt werden, um die sichere Bedienung dieses Produktes zu erweitern oder gewährleisten, nicht zu unterlassen, zu verweigern oder zu vernachlässigen.

INFORMATIONSAUSTAUSCH

Gerne würden wir Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge bezüglich dieser Bedienungsanleitung erfahren. Wir würden ebenfalls gern über die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres neuen Pride-Produkts hören und über den Kundendienst, den Sie von Ihrem Pride-Vertragslieferanten erhalten haben. Bitte teilen Sie uns eventuelle Adressenänderungen mit, damit wir Sie auf dem Laufenden halten können über wichtige Sicherheitsinformationen, neue Produkte und neue Optionen, die Ihre Fähigkeit, Ihr neues Pride-Produkt zu benutzen und zu genießen, steigern können.

HINWEIS: Sollten Sie Ihren Garantieschein oder Ihre Bedienungsanleitung verlieren oder verlegen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung; wir schicken Ihnen gerne unverzüglich einen Ersatz.

Mein Pride-Vertragshändler ist:

Name: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Kaufdatum: _____

REMOTE PLUS STEUERUNG

Die Remote Plus Steuerung ist ein voll programmierbares, modulares elektronisches Steuerungssystem, mit dem Sie Ihren Motorrollstuhl bedienen können. Es ist dafür vorgesehen, dem Benutzer vollständige Kontrolle über Bewegungen und Geschwindigkeit des Rollstuhls zu geben.

Die Steuerung ist zur Erfüllung der Erfordernisse eines typischen Benutzers vorprogrammiert. Das Programmieren kann entweder mit einem von dem Steuerpulthersteller zur Verfügung gestellten Personal Computer und entsprechender Software durchgeführt werden oder ebenso mit einem von diesem Hersteller zur Verfügung gestellten mobilen Programmiergerät.



WARNUNG! Das Steuerungsprogramm kann Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verlangsamung, dynamische Stabilität und Abbremsen beeinflussen. Wenn es aber falsch programmiert ist oder außerhalb der sicheren Grenzen operiert, die von Ihrem verantwortlichen medizinischem Personal festgelegt wurden, kann es zu gefährlichen Situationen kommen. Nur der Elektrorollstuhlhersteller selbst, ein autorisierter Vertreter des Herstellers oder eine trainierte Servicefachkraft sollte das Steuerpult programmieren.

RICHTLINIEN FÜR VORSICHTSMASSNAHMEN

Vor dem Betrieb der Remote Plus Steuerung bitte das Folgende lesen. Diese Richtlinien dienen Ihrem Nutzen und helfen Ihnen beim sicheren Betrieb des Steuerungssystems.

- Den Strom zur Steuerung ausschalten, wenn Sie sich in den Rollstuhl begeben oder ihn verlassen.
- Alle Verfahren befolgen und Warnhinweise beachten, wie im Betriebshandbuch Ihres Motorrollstuhls erläutert.

Elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen (EMB/HF-Störungen)



WARNUNG! Labortests haben gezeigt, dass elektromagnetische und Hochfrequenzwellen einen negativen Einfluss auf die Leistung Ihres elektrisch angetriebenen Elektromobils haben können.

Elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen können von Quellen wie Mobiltelefonen, mobilen Zwei-Wege-Radios (wie beispielsweise Walkie-Talkies), Radiosendern, Fernsehsendern, Amateurfunksendern, drahtlosen Computerverbindungen, Mikrowellensignalen, Personenrufsendern und von Noteinsatzfahrzeugen verwendeten mobilen Sende- und Empfangsgeräten mittlerer Reichweite ausgehen. In einigen Fällen können diese Funkwellen unbeabsichtigte Bewegungen oder Schäden am Steuersystem verursachen. Jedes elektrisch angetriebene Mobilitätsfahrzeug verfügt über Störfestigkeit (oder Widerstand) gegen EMB. Je höher der Störfestigkeitspegel, umso höher der Schutz gegen EMB. Dieses Erzeugnis wurde geprüft und bestand diese Prüfung bei einem Störfestigkeitspegel von 20 V/m.



WARNUNG! Um unbeabsichtigte Bewegungen zu vermeiden, schalten Sie Ihr elektrisch angetriebenes Elektromobil aus, bevor Sie ein Mobiltelefon, Funkgerät, Laptop oder jede andere Art eines Radiowellensenders benutzen.

WARNUNG! Das Hinzufügen von Zubehör oder Anbaugeräten an das elektrisch angetriebene Elektromobil kann die Anfälligkeit des Fahrzeugs gegenüber EMI verstärken. Verändern Sie Ihr Elektromobil nicht in einer Weise, die nicht von Pride zugelassen ist.



WARNUNG! Das elektrisch betriebene Fahrzeug selbst kann die Leistung anderer elektrischer Geräte in der Nähe, wie z.B. Alarmanlagen, stören.

***HINWEIS:** Wenden Sie sich bitte wegen weiterer Informationen über EMB/HF-Störungen an das Resource Center bei www.pridemobility.com. Falls unbeabsichtigte Bewegungen oder ein Lösen der Bremsen auftreten, schalten Sie bitte so schnell, wie das sicher möglich ist, Ihren Motorrollstuhl aus. Rufen Sie bitte Pride oder Ihren Vertragshändler an, um den Zwischenfall zu melden.*

Merkmale der Remote Plus Steuerung

Abbildung 1 gibt Informationen über die Remote Plus Komponenten und -Anschlüsse. Verwenden Sie dieses Diagramm, um sich mit den Funktionen und dem Platz jeder Komponente vertraut zu machen, bevor Sie Ihre Remote Plus Steuerung benutzen.

Die Remote Plus Steuerung verfügt über folgende Funktionen:

- Joystick-Steuerung
Der Joystick wird zur Steuerung der Richtung und Geschwindigkeit des Motorrollstuhls verwendet.
- Stellantriebsjustierung
Der Benutzer kann mit dem Remote Plus die Positionierung der elektrischen Zubehörstantriebe steuern.
- Antriebsprofilwahl
Der Benutzer kann eines von fünf verfügbaren Antriebsprofilen wählen.
- Geschwindigkeitsjustierung
Der Benutzer kann die maximale Geschwindigkeit des Motorrollstuhls steigern oder verringern.
- Schlafmodus
Diese Funktion ist dazu vorgesehen, die Batterieladung zu bewahren, und kann durch Programmierung ausgeschaltet werden.
- Thermale Leistungsrosselung
Eine Sicherheitsfunktion, die dazu vorgesehen ist, zu verhindern, dass sich der Motorrollstuhl überhitzt und Schäden an den Motoren oder der Steuerung verursacht.

ANMERKUNG: Remote Plus kann so programmiert werden, dass es über bis zu fünf Antriebsprofile oder über ein Antriebsprofil und fünf Geschwindigkeitsjustierungen verfügen kann.




Abb. 1. Remote Plus Komponenten und -Anschlüsse (3-Tastenversion gezeigt)

BETRIEB DER REMOTE PLUS STEUERUNG

Die Remote Plus Steuerung wird zum Betrieb Ihres Motorrollstuhls und aller seiner Komponenten verwendet.

Das Remote Plus Steuerungssystem besteht aus (siehe Abbildung 2):

1. Joystick
2. Tastenfeld
3. Verbindungskabel mit Stecker
4. Anschluß für externes Ladegerät und Programmierstecker
5. Antriebseinheit
6. Zwischenkabelbaum mit Ladegerätanschluss

Joystick

Der Joystick steuert die Fahrtrichtung und die Geschwindigkeit Ihres Elektrorollstuhls. Die Bewegung des Joysticks aus der Nullstellung (Leerlaufstellung) löst die elektromagnetischen Bremsen und der Elektrorollstuhl kann somit bewegt werden. Je weiter Sie den Joystick von der Nullstellung wegrücken, desto schneller wird der Elektrorollstuhl. Beim Loslassen des Joysticks kehrt dieser in die Nullstellung zurück und aktiviert die elektromagnetischen Bremsen. Die Geschwindigkeit verringert sich und Ihr Elektrorollstuhl wird zum Stehen gebracht.

Tastenfeld

Das Tastenfeld befindet sich direkt vor dem Joystick. Es beinhaltet Steuertasten, die für die Steuerung des Elektrorollstuhls benutzt werden. Siehe Abbildungen 3 und 4.

Ein- / Aus-Taste

Die Ein- / Aus-Taste schaltet die Remote Plus Steuerung ein und aus.

WARNUNG! Außer im Notfall benutzen Sie niemals den Ein/ Aus Druckschalter, um Ihr Elektromobil zu stoppen. Dieses führt zu einem plötzlichen Anhalten des Elektrostuhs.



WARNUNG! Um unerwartete Bewegungen zu vermeiden, schalten Sie das Elektromobil aus, wenn dieses stillstehen soll.




Abb. 2. Remote Plus Steuerung




Abb. 3. Steuerungstastatur mit 3 Tasten




Abb. 4. Steuerungstastatur mit 7 Tasten

*Für zubehör bei einige ausföhrungen.

Modus Taste (Geschwindigkeitseinstellungen)

Die Modus-Taste steuert die Geschwindigkeitseinstellungen. Die Geschwindigkeitseinstellung des Remote Plus bewegt sich zwischen 1 und 5. Typischerweise ist die langsamste Einstellung die 1 und die schnellste Einstellung entspricht der 5. Die Auswahl wird durch die Anzahl der angezeigten Leuchten des Geschwindigkeitsanzeige wiedergegeben.

***HINWEIS!** Die Geschwindigkeitsstufen sind bei der Auslieferung vom Hersteller voreingestellt. Sollte Ihr autorisierter Pride Fachhändler diese Einstellungen verändern, machen Sie sich bitte eine Notiz davon. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Pride Fachhändler.*

***ANMERKUNG:** Profilierte Joysticks funktionieren anders als die ohne Profil. Wenn Ihr elektrischer Rollstuhl mit mehr als einem Antriebsprofil programmiert wurde, wenden Sie sich an Ihren Pride-Vertragslieferanten wegen weiterer Informationen über den Betrieb.*

Huptaste

Die Huptaste betätigt die Hupe.

Batterieanzeige

Die Batteriezustandsanzeige ist eine beleuchtete Anzeige mit 10 Segmenten, die sich direkt vor dem Joystick befindet. Wenn die Lampen leuchten, zeigt dies an, dass Remote Plus unter Strom steht. Die Lampen zeigen ebenfalls den Batteriezustand, den Betriebszustand des Remote Plus und den Zustand des elektrischen Systems an.

- **Rot, gelb und grüne Lichter leuchten:** Batterie geladen, Steuerung und Elektrosystem in Ordnung.
- **Rot und gelb Lichter leuchten:** Nach Möglichkeit Batterie aufladen, Steuerung und Elektrosystem in Ordnung.
- **Nur rote Lichter leuchten oder blinken langsam:** Batterie aufladen, Steuerung und Elektrosystem in Ordnung.
- **Schnelles Blinken der Lampen:** Remote Plus hat ein Problem im elektrischen System entdeckt und der Betrieb des elektrischen Rollstuhlantriebs ist gestört. Beziehen Sie sich auf „Fehlercodes“.
- **Lichter leuchten wellenförmig:** Beim Einschalten war der Joystick nicht in der Nullstellung. Beim wellenförmigen Leuchten, Steuerung ausschalten und nach Rückkehr des Joysticks in die Nullstellung wieder einschalten.

***HINWEIS:** Bevor die Batterien entladen sind, beginnt das erste rote Licht langsam zu blinken, um Sie an das sofortige Aufladen der Batterien zu erinnern.*

***HINWEIS:** Wiederholt sich das wellenförmige Leuchten, setzen Sie sich mit Ihrem autorisierten Pride Fachhändler in Verbindung.*

Rechts-/ Links- Richtungsanzeiger Taste (für Zubehör)

Der Rechts-/ Links- Richtungsanzeigerschalter steuern die Anzeige der Richtungsanzeigerleuchten. Drücken Sie einmal zum Aktivieren und einmal zum Beenden. Sie können den gedrückten Richtungsanzeiger entweder durch das Drücken der entgegengesetzten Richtungsanzeigertaste löschen oder auch mittels der Warnblinkeranlagetaste.

Anzeige für elektrische Zusatzgeräte (für Zubehör)

Zeigt das ausgewählte elektrischen Zusatzgeräte an. Dies ist nur für Zubehörteile.

Warnblinkeranlagetaste (für Zubehör)

Die Warnblinkeranlagetaste aktiviert beide Richtungsanzeiger gleichzeitig. Ein Ausschalten geht nur durch nochmaliges Drücken dieser Taste.

Anzeige für elektrisches Zubehör (für Sonderzusatzgeräte)

Zeigt die gewählten elektrischen Zusatzgeräte an. Dies gilt nur für optionales Zubehör.

***ANMERKUNG:** Wenn Ihr elektrischer Rollstuhl mit elektrischen Zubehörgeräten, wie beispielsweise einer elektrischen Sitzhöhenverstellung oder elektrischen höhenverstellbaren Beinstützen ausgestattet ist, können Sie diese über die Tastatur und den Joystick bedienen. Beziehen Sie sich auf „Stellantriebsjustierung“.*

SEPARATE LADEGERÄT-/PROGRAMMIERSTECKDOSE MIT 3 STIFTEN

Sie können über die an der Vorderseite des Remote Plus befindliche Steckdose mit 3 Stiften ein separates Ladegerät zum Aufladen der Batterien Ihres elektrischen Rollstuhls verwenden. Siehe Abbildung 5. Wenn Sie ein separates Ladegerät verwenden, sollte der Ladestrom 8 Ampere nicht überschreiten. Bitte wenden Sie sich wegen weiterer Informationen an den Pride-Vertragslieferanten.



WARNUNG! Nur Ladegeräte mit Neutrik NC3MX Steckern dürfen an den Ladegerätstecker angeschlossen werden. Bitte wenden Sie sich wegen weiterer Informationen an den Pride-Vertragslieferanten.

ANMERKUNG: Programmierungsänderungen können nur von einem Pride-Vertragslieferanten vorgenommen werden.

STUEERPULTVERBINDUNGSKABEL

Der Stecker für Steuergerätekommunikation versorgt Remote Plus mit einem Anschluss an das Strommodul über einen Zwischenkabelbaum, der mit einem bordseitigen/separaten Ladegerätstecker ausgestattet ist

STELLANTRIEBSJUSTIERUNG

Das Remote Plus-Steuergerät kann mittels der Modus-Taste und des Joysticks fünf Stellantriebe steuern. Der aktive Stellantrieb wird durch eine beleuchtete Stellantriebs-LED angezeigt. Siehe Abbildung 6.

Einen Stellantrieb wählen und justieren:

1. Die Ein-/Aus-Taste drücken, um die Steuerung einzuschalten.
2. Die Modus-Taste zweimal drücken, um den Stellantriebsjustiermodus zu wählen.
3. Den Joystick nach rechts drücken, um die verfügbaren Stellantriebe durchlaufen zu lassen. Die Stellantriebanzeigen zeigen an, welcher Stellantrieb aktiviert ist. Siehe Abbildung 6.




Abb. 5. Separate Ladegerätsteckdose mit 3 Stiften




Abb. 6. Stellantriebswahl

4. Wenn der gewünschte Stellantrieb gewählt ist, dem Joystick einen Vorwärts-Befehl geben, um den Stellantrieb anzuheben, oder einen Zurück-Befehl geben, um den Stellantrieb zu senken.
5. Die Modus-Taste nochmals drücken, um zum Fahr-Modus zurückzukehren.

GESCHWINDIGKEITSJUSTIERUNGS-/PROFILWAHL

Auswählen einer Geschwindigkeitsstufe:

1. Ein/ Aus Taste drücken, um das Steuerpult einzuschalten.
2. Auswahlaste einmal drücken.
3. Zur Erhöhung der Geschwindigkeit, den Joystick nach rechts drücken. Die Geschwindigkeitsstufe erhöht sich dadurch jedesmal.
4. Zur Verringerung der Geschwindigkeit, den Joystick nach links drücken. Die Geschwindigkeitsstufe verringert sich dadurch.
5. Ist die gewünschte Geschwindigkeitsstufe erreicht, die Auswahlaste einmal drücken oder den Joystick nach vorne schieben oder nach hinten ziehen, um die Einstellung zu speichern. Der Rollstuhl wird nun in der ausgewählten Geschwindigkeit betrieben.

ANMERKUNG: Antriebsprofile werden von Ihrem Pride-Vertragslieferanten eingestellt. Wenden Sie sich an Ihren Pride-Vertragslieferanten, um ein Antriebsprofil oder Geschwindigkeitseinstellungen zu ändern.

SCHLAFMODUS

Das Remote Plus-Steuergerät verfügt über einen Schlaf-Modus. Der Schlaf-Modus ist ein eingebauter Schaltkreis, der automatisch den Hauptstrom ausschaltet, wenn der Joystick längere Zeit nicht in irgendeine Richtung bewegt wird. Dieser Zeitfaktor wird in das Steuergerät programmiert. Um den Strom wieder einzuschalten und fortzufahren, irgendeine Taste auf dem Steuerpult drücken.

THERMALE LEISTUNGSDROSSELUNG

Die Remote Plus Steuerung ist mit einem thermalen Leistungsdrosselungsstromkreis ausgestattet, der die Temperatur der Rollstuhlmotoren und der Steuerung überwacht. Wenn eines dieser Systeme die sichere Betriebstemperatur überschreitet, reduziert die Steuerung die Ausgangsleistung auf 50 % der vollen Betriebsstufe. Diese verringert die Geschwindigkeit des Rollstuhls und ermöglicht eine Abkühlungsperiode. Sobald die Temperatur in einen sicheren Bereich zurückkehrt, nimmt der Rollstuhl den normalen Betrieb wieder auf.

STÖRUNGSCODES

Die Batteriezustandsanzeige blinkt Störungscode, wenn das Steuerungssystem einen abnormalen Zustand im elektrischen System entdeckt. Alle LED der Batteriezustandsanzeige blinken mehrmals schnell, pausieren dann und blinken dann erneut. Die Batteriezustandsanzeige blinkt die Störungscode so lange, bis das Problem beseitigt ist. Die nachstehende Tabelle identifiziert die einzelnen Störungscode. Wenn Sie einen dieser Störungscode erhalten oder andere Probleme erleben, wenden Sie sich an Ihren Pride-Vertragslieferanten.

Störungscode	Voraussichtliche Ursache(n)	Mögliche Lösung
1-maliges Aufblinken	Die Batterie muss aufgeladen werden. Ein Batterieanschluss ist fehlerhaft.	Batterieanschlüsse überprüfen. Wenn die Batterieanschlüsse in Ordnung sind, Batterien zu laden versuchen.
2-maliges Aufblinken	Fehlerhafter Anschluss am linken Motor.	Anschlüsse am linken Motor und Kabelbäume prüfen.
3-maliges Aufblinken	Der linke Motor hat einen Kurzschluss zum Batterieanschluss.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Pride Fachhändler.
4-maliges Aufblinken	Fehlerhafter Anschluss am rechten Motor.	Anschlüsse am rechten Motor und Kabelbäume prüfen.
5-maliges Aufblinken	Der rechte Motor hat einen Kurzschluss zum Batterieanschluss.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Pride Fachhändler.
6-maliges Aufblinken	Die Ladesperre wurde aktiviert.	Vergewissern, dass das Batterieladegerät nicht an die Strombasis angeschlossen ist.
7-maliges Aufblinken	Störung im Joystick.	Vergewissern, dass sich der Joystick in Zentralstellung befindet und dann Strom nochmals aus- und einschalten.
8-maliges Aufblinken	Störung im Steuerungssystem.	Anschlüsse und Verkabelung des Strommoduls und des Joystickmoduls überprüfen.
9-maliges Aufblinken	Fehlerhafter Anschluss der Parkbremsen.	Anschlüsse und Verkabelung des linken und des rechten Motors überprüfen.
10-maliges Aufblinken	Dem Steuerungssystem wurde übermäßige Spannung zugeführt.	Die Batterieanschlüsse überprüfen.

PFLEGE UND WARTUNG

Das Betriebshandbuch Ihres Motorrollstuhls enthält die Anleitung für ordnungsgemäße Reinigung und Entsorgung.

GARANTIE

Für 2 (zwei) Jahre ab Kaufdatum repariert bzw. ersetzt Pride nach unserer Wahl dem ursprünglichen Käufer kostenlos die Steuerung oder eine ihrer Komponenten, die bei Überprüfung durch einen autorisierten Vertreter von Pride Material- und/oder Herstellungsfehler aufweisen.

NOTES



Pride Mobility Products Corporation

182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA

Pride Mobility Products Company

380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada

Pride Mobility Products Ltd.

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxon OX26 4UL
UK

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.

21 Healey Road
Dandenong, 3175
Victoria, Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.

Via del Progresso - ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065-Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.

Tijnmuiden 28
1046 AL Amsterdam
The Netherlands

www.pridemobility.com www.prideservice.com www.quantumrehab.com