

PRODUCT INSERT

ADDENDA AU PRODUIT



NOTE: *The following information is in addition to the information contained in the Power Lift Recliner Owner's Manual provided with the power lift recliner. It explains how the Patent-Pending FirstUp Technology affects the speed at which your power lift recliner operates. Please retain this information with the Power Lift Recliner Owner's Manual and contact your authorized Pride Provider with any questions.*

If your power lift recliner was purchased with factory-installed Patent-Pending FirstUp Technology, this feature reduces the time required to raise your power lift recliner from a seated or reclined position between 15 to 19 seconds, depending on user weight. Patent-Pending FirstUp Technology does not affect the time required to lower or recline your power lift recliner.

NOTE: *If the power lift recliner weight capacity is exceeded, the power lift recliner may operate at normal speed.*

NOTE: *Using the battery backup will cause the power lift recliner to operate at normal speed.*

NOTE: *Patent-Pending FirstUp Technology has been designed specifically to operate with specialized manufacturer-provided components.*

NOTE: *When reordering components, use the following part numbers:*

MOTOR #MOT150003

TRANSFORMER #ELE147106

BOOST BOX# DGN146033

REMARQUE: *L'information suivante est additionnelle à l'information contenue dans le Guide de l'utilisateur du fauteuil inclinable offert avec celui-ci. Il explique comment le brevet en instance FirstUp Technology affecte la vitesse à laquelle votre fauteuil inclinable fonctionne. Veuillez garder cette information avec le Guide de l'utilisateur et contacter votre détaillant Pride pour toute question.*

Si votre fauteuil inclinable a été acheté avec brevet en instance FirstUp Technology installé, cette fonctionnalité réduit le temps nécessaire pour élever votre fauteuil inclinable à partir d'une position assise ou inclinée entre 15 et 19 secondes, en fonction du poids de l'utilisateur. Le brevet en instance FirstUp Technology n'affecte pas le temps nécessaire pour abaisser ou incliner votre fauteuil inclinable.

REMARQUE: *Si la capacité de poids du fauteuil inclinable est dépassée, le fauteuil élévateur peut fonctionner à la vitesse normale.*

REMARQUE: *L'utilisation de la batterie de secours entraînera le fonctionnement du fauteuil inclinable à une vitesse normale.*

REMARQUE: *Le brevet en instance FirstUp Technology a été spécialement conçu pour fonctionner avec des articles spécialisés offerts par le fabricant.*

REMARQUE: *Lors de la commande des composants, utilisez les références suivantes:*

MOTEUR #MOT150003

TRANSFORMATEUR #ELE147106

BOOST BOX# DGN146033

