

MANUAL RECLINE

LL460 CHAIR



OWNER'S MANUAL

The symbols below are used throughout this owner's manual and on the product to identify warnings and important information. It is very important for you to read them and understand them completely.



WARNING! Indicates a potentially hazardous condition/situation. Failure to follow designated procedures can cause either personal injury, component damage, or malfunction. On the product, this icon is represented as a black symbol on a yellow triangle with a black border.



MANDATORY! These actions should be performed as specified. Failure to perform mandatory actions can cause personal injury and/or equipment damage. On the product, this icon is represented as a white symbol on a blue dot with a white border.



PROHIBITED! These actions are prohibited. These actions should not be performed at any time or in any circumstances. Performing a prohibited action can cause personal injury and/or equipment damage. On the product, this icon is represented as a black symbol with a red circle and red slash.

Please fill out the following information for quick reference:


Pride Provider: _____

Address: _____

Phone Number: _____

Purchase Date: _____ Serial Number: _____

NOTE: This owner's manual is compiled from the latest specifications and product information available at the time of publication. We reserve the right to make changes as they become necessary. Any changes to our products may cause slight variations between the illustrations and explanations in this manual and the product you have purchased. The latest/current version of this manual is available on our website.



Copyright © 2010

Pride Mobility Products Europe B.V.

INFCOVR1001/Rev A/September 2010

INFMANU4078/Rev A/September 2010

PRODUCT SAFETY SYMBOLS

The symbols below represent labels used on the product to identify warnings, mandatory actions, and prohibited actions. It is very important for you to read and understand these symbols completely. Do not remove these labels from your product. Please note that not all of the symbols may be used on your chair model.



Pinch/Crush Points Hazard! Do not place objects or appendages in the path of moving parts.



Read and follow the information in the owner's manual.



Maximum weight capacity



Do not place objects under the footrest when chair is in fully reclined position. Make sure area is clear of obstructions, including pets and small children during operation.



Indoor Use Only. Avoid exposure to rain, snow, ice, salt, or standing water. Maintain and store in a clean and dry environment.

SAFETY GUIDELINES	2
LABEL INFORMATION	3
I. INTRODUCTION.....	5
SAFETY	5
PURCHASER'S AGREEMENT	5
INFORMATION EXCHANGE.....	5
II. GENERAL GUIDELINES	6
MODIFICATIONS	6
WEIGHT LIMITATIONS	6
PINCH/CRUSH HAZARDS.....	6
SHIPPING AND DELIVERY	6
MOTOR VEHICLE TRANSPORT	6
CHAIR PLACEMENT	6
III. SETUP AND OPERATION	7
SETUP	7
CHAIR OPERATION.....	9
OPERATION PRECAUTIONS.....	10
IV. CARE AND MAINTENANCE	11
FABRIC CARE.....	11
DISPOSAL AND RECYCLING	11
V. WARRANTY	12

SAFETY

The product you have purchased combines state-of-the-art components with **safety**, comfort, and styling in mind. We are confident the design features will provide you with the conveniences you expect during your daily activities. Understanding how to **safely** use and care for this product should bring you years of trouble-free operation and service.

Read and follow all instructions, warnings, and notes in this manual and all other accompanying literature before attempting to use this product for the first time.

If there is any information in this manual which you do not understand, or if you require additional assistance for setup or use, please contact your authorized provider. **Failure to follow the instructions, warnings, and notes in this manual and those located on your product can result in personal injury or product damage and will void product warranty.**

PURCHASER'S AGREEMENT

By accepting delivery of this product, you promise that you will not change, alter, or modify this product or remove or render inoperable or unsafe any guards, shields, or other safety features of this product; fail, refuse, or neglect to install any retrofit kits from time to time provided to enhance or preserve the safe use of this product.

INFORMATION EXCHANGE

We want to hear your questions, comments, and suggestions about this manual. We would also like to hear about the safety and reliability of your new chair, and about the service you received from your authorized provider. Please notify us of any change of address, so we can keep you apprised of important information about safety, new products, and new options that can increase your ability to use and enjoy your chair.

NOTE: If you ever lose or misplace your product registration card or your copy of this manual, contact us and we will be glad to send you a new one immediately.

Below are some precautions, tips, and other safety considerations that will help you become accustomed to operating your product in a safe manner.



MANDATORY! Read and follow the information provided in this owner's manual before attempting to use your chair for the first time.

MODIFICATIONS

Your chair has been designed and engineered to provide maximum comfort and utility. However, to prevent personal injury and/or damage to your chair, you should not modify, add, remove, or disable any feature, part, or function of your chair. Unauthorized modifications may also void your product's warranty.

WEIGHT LIMITATIONS

Your chair is rated for a maximum weight capacity of 275 lbs. (113 kg).



MANDATORY! Stay within the specified weight capacity of your chair. The manufacturer and/or provider will not be held responsible for injuries and/or product damage resulting from failure to observe weight limitations.

PINCH/CRUSH HAZARDS

The scissor mechanism is labeled as a pinch/crush point hazard on your chair. Keep clear of these areas and make sure the path of motion is unobstructed.



WARNING! Do not place objects or appendages in the path of moving parts.

SHIPPING AND DELIVERY

Before using your chair, make sure your delivery is complete as some components may be individually packaged. If you do not receive a complete delivery, please contact your authorized provider immediately. Where damage has occurred during transport, either to the packaging or content, please contact the delivery company responsible.

MOTOR VEHICLE TRANSPORT

If you will be transporting your chair in a motor vehicle, individual components should be secured against slipping. The chair itself must also be secured against slipping (a possible hazard during vehicle braking).

CHAIR PLACEMENT

Place the back of the chair 30 in. (76 cm) from the nearest obstruction while the chair is in the seated position.

SETUP

Your chair will arrive in the knock-down (KD) position (**Fig. 3.1**) and will require some assembly before initial use. It may also require disassembly to make servicing more convenient. Refer to the following instructions and contact your authorized provider with any questions.







Figure 3.1 Knock-Down (KD) Position



3.1.1 Remove the packaging from the back portion of the chair and check that the locking clip is in the vertical position. Reposition if necessary.




3.1.2 Slide the left and right KD sleeves of the chair-back onto the KD connections on the arms and seat of the chair.




NOTE: Pull up on the chair-back to ensure that it is locked in place. If the back can be pulled off, then repeat steps 3.1.1 and 3.1.3. You must hear a click from each side of the chair.

- 3.1.3 Push firmly on the top of the chair-back to lock into position. Listen for a click on each side to ensure the chair-back is locked in properly.

Follow these steps to disassemble the chair:



- 3.1.4 Using a large flat-head screwdriver, lift the left and right locking clips on the chair-back one side at a time to raise the back from the connections on the chair base. As you lift each locking clip, pull up on the chair-back to lift that side over the lock.



- 3.1.5 Lift the chair-back up and away from the chair base.

CHAIR OPERATION

Scissor Mechanisms: Extend or retract to take the chair through the various stages of movement.

WARNING! Pinch/Crush Points Hazard! Be aware that the scissor mechanisms are a pinch point on the chair. Keep the following items and similar objects clear of these points when operating the chair:



- appendages
- small children
- pets
- wires
- oxygen tubes
- loose items, including but not limited to clothing and blankets
- electrical power cords




Figure 3.2 Body Components

Follow these steps to recline your chair from the seated position:

1. Back into the chair and sit in the center of the seat, using the armrests for support if needed.
2. Grip the armrests firmly and lean backward until the chair reaches a comfortably reclined position.

Follow these steps to bring your chair from the recline position to the seated position:

1. Grip the armrests firmly and move your torso forward while using your legs to apply pressure to the footrest until the chair reaches the seated position.

OPERATION PRECAUTIONS

There are certain precautions that should be taken during the operation of your chair. Read and follow these precautions carefully in order to ensure safe chair operation and to prevent injury and/or product damage.

- Keep children and pets away from all moving parts while operating the chair.
- Do not allow children to play on or operate the chair. Only the intended user should operate the chair.
- Avoid pinch points, such as the scissor mechanisms. Keep hands and feet clear of these areas.
- Always leave the chair in an upright and closed position when not in use.
- Do not sit or stand on the footrest.
- Do not “drop” into the chair when sitting in it.



WARNING! Do not place objects under the chair. Make sure area is clear of obstructions, including pets and small children during operation.

Your chair will require routine maintenance checks. You can perform some of these checks, but others may require assistance from an authorized provider. By following the maintenance checks in this section as scheduled, you can help ensure your chair gives you years of trouble-free operation. If you have any questions regarding your chair's care, contact your authorized provider.

FABRIC CARE

- Inspect the fabric on a regular basis for any pulls, tears, or gaps.
- Choose the right methods to clean the fabric on your chair. Before cleaning your chair, consult your authorized provider for cleaning codes.

WARNING! Fabric should not be allowed to come in direct contact with any type of heat source (e.g., a space heater or cigarette). Personal injury or fire damage may occur.



WARNING! It is strongly recommended that you do not smoke cigarettes while seated in or using your chair, although the chair has passed the necessary testing requirements for cigarette smoking. You must adhere to the following safety guidelines if you decide to smoke cigarettes while seated in or using your chair.

- Do not leave lit cigarettes unattended.
- Keep ashtrays a safe distance from the chair.
- Always make sure cigarettes are completely extinguished before disposal.

NOTE: Do not use solvent-type cleaners to spot clean. Do not saturate the fabric. Prevent damage to the fabric; do not expose the chair to direct sunlight.

DISPOSAL AND RECYCLING

Your chair must be disposed of according to applicable local and national statutory regulations. Contact your local waste disposal agency or authorized provider for information on proper disposal of chair packaging, metal frame components, and fabric.



WARNING! Plastic bags are a suffocation hazard. Dispose of plastic bags properly and do not allow children to play with them.

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

For two (2) years from the date of purchase, your provider will repair or replace at our option to the original purchaser any of the following parts found upon examination by an authorized representative to be defective in material and/or workmanship:

- Wood Frame
- Scissor Mechanisms

WARRANTY EXCLUSIONS

- Fabric
- Damage resulting from abuse, misuse, unauthorized repairs, negligence, accident(s), alteration, or modification of the product.
- Damage caused by common carrier abuse or mishandling.
- Any special, indirect, incidental, and/or consequential damages.

After the warranty period, there are no obligations under any warranties, expressed or implied (including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose).

In the event that concealed damage is discovered after the freight is accepted, the consignee/individual who signed for the merchandise must call the carrier within 48 hours and request an inspection. The consignee/individual must retain the shipping carton. Please leave the merchandise in question in the area where it was first received. All claims are negotiated between the consumer and freight company.

The following parts are classed as wear items, which may under normal wear and tear require replacing. These items are not therefore covered under warranty: all fabric. Warranty will also be refused if damage is deemed to have been caused through misuse or accident for which the provider cannot be deemed responsible.

NOTE: Parts are provided only under warranty. Your provider is responsible for labor and service. Please contact your provider for information about these services and for any applicable charges.

SYMBOLES SECURITE

Les symboles ci-dessous sont utilisés sur le produit pour souligner les mises en garde, les actions obligatoires et les actions interdites. Il est très important de lire les consignes et bien comprendre les symboles. N'enlevez pas les labels de votre produit. Prenez note que vous pouvez ne pas retrouver certains symboles sur tous les modèles.



Endroit ou vous pouvez pincer/écraser vos doigts. Ne placez pas d'objet ou vos doigts près de pièces en mouvement.



Lisez et respectez les consignes présentées dans ce manuel.



Poids maximum.



Assurez-vous qu'il n'y ait aucune obstruction y compris un jeune enfant ou votre animal de compagnie. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions y compris votre animal de compagnie ou un enfant près du fauteuil pendant le fonctionnement.



Pour usage à l'intérieur seulement. Ne pas exposer à la pluie, neige, glace, sel, ou eau stagnante. Gardez dans un endroit propre et sec.

CONSIGNES DE SECURITE.....	2
LABELS D'INFORMATION.....	13
I. INTRODUCTION.....	15
SECURITE.....	15
ENTENTE A L'ACHAT.....	15
ECHANGE D'INFORMATIONS.....	15
II. CONSIGNES GENERALES	16
MODIFICATIONS	16
LIMITE DE POIDS	16
DANGER DE SE Pincer/ECRASER LES DOIGTS	16
TRANSPORT ET LIVRAISON.....	16
TRANSPORT DANS UN VEHICULE.....	16
MISE EN PLACE DU FAUTEUIL.....	16
III. PREPARATION ET FONCTIONNEMENT.....	17
PREPARATION	17
FONCTIONNEMENT DE LA FAUTEUIL	19
PRECAUTIONS A PRENDRE.....	20
IV. SOINS ET ENTRETIEN	21
SOINS DU RECOUVREMENT	21
MISE AU REBUT ET RECYCLAGE	21
V. GARANTIE	22

SECURITE

Le produit que vous avez acheté a été conçu selon les toutes dernières technologies afin de maximiser la **sécurité** et le confort. No pour votre usage quotidien. La connaissance et la compréhension des consignes de **sécurité** et d'utilisation que vous avez de ce fauteuil vous assureront plusieurs années de service sans problème.

Lisez et respectez toutes les instructions, mises en garde et notes de ce manuel ainsi que celles incluses dans la documentation accompagnant le produit avant de tenter de l'utiliser pour une première fois.

Si vous ne comprenez pas quelqu'information que ce soit dans ce manuel, ou si vous avez besoin d'aide pour la préparation ou la fonctionnement de votre produit, S.V.P. contactez votre détaillant autorisé. **Suivez les instructions, mise en garde et les notes incluses dans ce manuel ainsi que sur les labels apposés sur le produit sous peine de vous blesser, d'endommager votre fauteuil et d'annuler la garantie.**

ENTENTE A L'ACHAT

En acceptant ce produit, vous vous engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisables les protecteurs et/ou gardes de sécurité, dispositifs de sécurité. Vous vous engagez à ne pas refuser ni négliger de faire installer les trousse de mise à jour au besoin, fournies afin de maintenir ou améliorer l'aspect sécuritaire de votre produit.

ECHANGE D'INFORMATIONS

Nous aimerions recevoir vos commentaires, questions et suggestions au sujet de ce manuel. Nous aimerions aussi recevoir vos commentaires concernant la fiabilité et la sécurité de votre nouvel appareil et sur les services offerts par votre détaillant. Nous aimerions être avisés si vous déménagez, car nous pourrions ainsi vous tenir informé si des mesures venaient à être prises pour augmenter la sécurité de votre fauteuil, ou encore sur les nouveaux produits, nouvelles fonctions qui augmenteraient le plaisir associé à l'utilisation de votre fauteuil.

NOTE: Si vous perdez ou égarez votre carte de garantie ou votre manuel du propriétaire, téléphonez ou écrivez-nous, nous vous ferons parvenir immédiatement des documents de remplacement.

Vous trouverez ci-dessous des conseils, trucs et autres consignes qui vous seront utiles pour le fonctionnement sécuritaire de votre fauteuil.



OBLIGATOIRE! Lisez et respectez les consignes et informations contenues dans ce manuel avant de tenter d'utiliser votre fauteuil pour la première fois.

MODIFICATIONS

Votre fauteuil a été conçu pour fournir confort et facilité d'utilisation optimale. Cependant, afin de prévenir blessures et dommages au produit, vous ne devez pas modifier, ajouter, retirer ou rendre inutilisable quelques fonctions, pièces ou parties de votre fauteuil. Des modifications non-autorisées peuvent annuler la garantie.

LIMITE DE POIDS

Votre fauteuil possède une limite de poids maximale de 113 kg (275 lbs).



OBLIGATOIRE! N'excédez pas la capacité de poids maximum de votre fauteuil. Le fabricant et/ou votre détaillant ne pourra être tenu responsable des dommages et blessures découlant du non-respect de la consigne du poids maximum.

DANGER DE SE Pincer/ECRASER LES DOIGTS

Le mécanisme à cisceaux du fauteuil possède des étiquettes de mise en garde aux endroits où il y a danger de se pincer/écraser les doigts. Gardez ces endroits libres et sans obstructions.



MISE EN GARDE! Ne placez pas d'objets ou un membre dans la trajectoire du mécanisme.

TRANSPORT ET LIVRAISON

Avant d'utiliser votre fauteuil, assurez-vous que vous avez bien reçu toutes les pièces car il se peut que certaines composantes aient été emballées séparément. S'il vous manque des pièces, S.V.P. contactez votre détaillant autorisé immédiatement. Si votre produit a été endommagé (emballage ou contenu) pendant le transport, S.V.P. contactez le transporteur responsable des dommages.

TRANSPORT DANS UN VEHICULE

Si vous transportez votre fauteuil dans un véhicule routier, certaines composantes doivent être ancrées afin qu'elles ne puissent glisser. De plus le fauteuil doit lui-aussi être ancré au véhicule car il glisserait lors d'un freinage d'urgence.

MISE EN PLACE DU FAUTEUIL

Placez le dos du fauteuil à environ 76 cm (30 po) du plus proche obstacle alors que le fauteuil est en position droite.

PREPARATION

Votre fauteuil arrivera en position rabattu sur lui-même (KD) (**Fig. 3.1**) et devra être remonté avant de l'utiliser pour la première fois. Il peut également être partiellement démonté pour faciliter l'entretien. Référez-vous aux instructions ci-jointes ou contactez votre détaillant autorisé si vous avez des questions.







Figure 3.1 Modèle KD dossier escamoté



3.1.1 Déballez le dossier pour vérifier que la clip de blocage est bien à la verticale. Repositionnez la au besoin.




3.1.2 Glisser les manchons de dossier KD gauche et droit sur les supports KD de connexion sur les.




NOTE: Tirez sur le dossier pour vous assurer qu'il est bien bloqué en place. Si le dossier se détache, alors, recommencez les étapes 3.1.1 à 3.1.3. Vous devez entendre le «clic» provenant de chaque côté.

- 3.1.3 Pesez fermement sur le dessus du dossier pour le bloquer en position. Vous devez entendre le «clic» provenant de chaque côté pour bien le bloquer en place.

Suivez les étapes suivantes pour démonter le fauteuil:



- 3.1.4 À l'aide d'un gros tournevis plat, soulevez la clip de blocage droite et la clip gauche d'un côté à la fois tout en soulevant le dossier pour le dégager des manchons de support. Alors que vous dégagez un clip de blocage, tirez sur le dossier pour le manchon au delà du niveau du clip.



- 3.1.5 Soulevez le dossier du fauteuil et retirez-le complètement de la base.

FONCTIONNEMENT DE LA FAUTEUIL

Ciseaux du mécanisme: Inclinez puis ramenez le dossier complètement à la verticale pour vérifier l'amplitude maximale du fonctionnement des ciseaux du.

MISE EN GARDE! Danger! Gardez en mémoire que les ciseaux possèdent des endroits où l'on peut pincer ou écraser ses doigts. Gardez les items suivants et autres objets similaires loin des endroits où ils peuvent être ou écrasés par les articulations du mécanisme du fauteuil:



- membres
- petits enfants
- animaux de compagnie
- fils ou câbles
- tubes d'oxygène
- articles pouvant se coincer tels que les vêtements, couvertures et autres articles semblables
- cordon d'alimentation électrique




Figure 3.2 Composantes Principales

Voici comment s'incliner dans votre fauteuil à partir de la position assise:

1. Prenez place bien au centre du siège en utilisant les accoudoirs comme appuis au besoin.
2. Agrippez fermement les accoudoirs et inclinez vous vers l'arrière pour atteindre la position de confort désirée.

Suivez ces instructions pour retourner en position assise:

1. Agrippez fermement les accoudoirs et inclinez vous vers l'avant tout en mettant du poids sur le repose-pieds jusqu'à ce que vous soyez en position assise.

PRECAUTIONS A PRENDRE

Vous devez prendre certaines précautions lorsque vous utilisez votre fauteuil. Lisez et suivez les consignes afin de vous assurer un bon fonctionnement et éviter les blessures et/ou dommages au produit.

- Tenez les enfants et objets loin des pièces en mouvement lorsque vous faites fonctionner votre fauteuil.
- Ne laissez-pas d'enfant jouer près du fauteuil lorsque vous le faites fonctionner. Seule la personne qui a besoin du fauteuil devrait l'utiliser.
- Évitez les endroits où vous pouvez vous pincer/écraser les doigts dans les ciseaux du mécanisme. Gardez vos mains et vos pieds loin de ces endroits.
- Gardez le fauteuil en position droite et fermée lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Ne pas s'asseoir ou se tenir sur le repose-pieds ou son extension.
- Ne vous laissez pas tomber dans le fauteuil lorsque celui-ci est partiellement soulevé.



MISE EN GARDE! Ne placez aucun objet sous le fauteuil. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune obstruction incluant un petit enfant ou un animal de compagnie avant de le faire fonctionner.

Votre fauteuil doit subir des vérifications de routine. Vous pouvez faire certaines inspections vous-même tandis que d'autres inspections peuvent exiger que votre détaillant autorisé les exécute. En suivant la liste des vérifications, vous pouvez vous assurer que votre fauteuil vous procurera plusieurs années de service sans problème. Si vous avez des questions concernant l'entretien votre fauteuil, contactez votre détaillant autorisé.

SOINS DU RECOUVREMENT

- Inspectez le recouvrement pour voir s'il y a des fils tirés, des fentes ou des déchirures.
- Prenez la bonne méthode pour nettoyer le recouvrement de votre fauteuil. Avant de commencer le nettoyage, consultez votre détaillant autorisé pour connaître la bonne méthode.

MISE EN GARDE! Le recouvrement ne doit jamais être mis en contact direct avec une source de chaleur telle qu'une chauffette ou une cigarette sous peine de vous blesser et/ou de provoquer un incendie.



MISE EN GARDE! Il est fortement recommandé de ne pas fumer lorsque vous prenez place dans votre fauteuil même si celui-ci a subi et réussi les tests d'exposition à la cigarette. Si vous décidez de fumer dans votre fauteuil, vous devez respecter les consignes suivantes:

- Ne laissez pas de cigarette allumée sans surveillance.
- Gardez les cendriers à distance du fauteuil.
- Assurez-vous de bien éteindre les cigarettes avant d'en disposer.

NOTE: N'utilisez pas de nettoyeur à base de solvant pour enlever une tache. Ne saturez pas le tissu. Ne placez pas le fauteuil en plein soleil afin de prévenir les dommages au recouvrement.

MISE AU REBUT ET RECYCLAGE

Votre fauteuil doit être mis au rebut en respectant les lois et règlements de votre municipalité. Contactez votre agence locale pour les consignes de mise au rebut de l'emballage, des composantes en métal et du rembourrage.



MISE EN GARDE! Les sacs de plastique sont dangereux pour les jeunes enfants. Assurez-vous d'en disposer de façon sécuritaire.

GARANTIE LIMITEE DE DEUX ANS

Pendant les deux (2) années à partir de la date d'achat, votre détaillant réparera ou remplacera selon son choix, pour l'acheteur d'origine seulement, les pièces suivantes trouvées défectueuses après examen par son représentant:

- Structure bois
- Ciseaux du mécanisme

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

- Recouvrement
- Dommages résultant de l'abus, mauvais usage, réparations non-autorisées, négligence, accident(s), altération, ou modification du produit.
- Dommages causés par un transporteur ou pendant la manipulation
- Tous dommages extraordinaires, directs ou indirects.

Lorsque la garantie est échue, ce produit n'est pas protégé par aucune autre garantie ou obligations, expresse ou implicite (incluant le valeur marchande ou la compatibilité pour une utilisation particulière).

Dans l'éventualité où des dommages seraient découverts après la réception de marchandise, le destinataire doit aviser le transporteur dans les 48 heures suivant la réception et demander une inspection. Le destinataire doit conserver le carton d'emballage et laisser le produit dans l'endroit où il a été reçu. Toutes réclamations doivent être faites auprès du transporteur.

Les pièces énumérées sont considérées sujettes à l'usure et doivent être remplacées de temps à autre. Toutes les pièces en tissu ne sont pas couvertes par cette garantie. La garantie ne sera pas honorée si les dommages ont été causés par un mauvais usage et/ou un accident. Détaillant ne pourra être tenu responsable pour de type de dommages.

NOTE: Votre détaillant peut fournir la main d'oeuvre et le service. S.V.P. contactez votre détaillant pour obtenir les informations relatives aux frais de main d'oeuvre et autres frais applicables.



Pride[®]
Mobility Products Europe B.V.

*Pride Mobility Products Europe B.V.
Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands*

www.pridemobility.com