



DYNO

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Fournisseur : CE MANUEL DOIT ÊTRE REMIS
À L'UTILISATEUR DE CETTE BASE MOBILE
POUR ENFANTS À MOBILITÉ RÉDUITE

UTILISATEUR : LISEZ CE MANUEL AVANT
D'UTILISER CETTE BASE MOBILE ET
CONSERVEZ-LE POUR CONSULTATION

Le produit fourni peut différer de celui
décrit et représenté dans ce manuel.

Vous avez fait un excellent choix pour votre enfant en choisissant une chaise Leggero.
Nous croyons que chaque enfant doit pouvoir fonctionner au meilleur de ses habiletés.
Vos questions et vos commentaires concernant nos produits et services sont les bienvenus.
Veuillez nous contacter ou contacter un fournisseur autorisé à l'aide de l'information ci-dessous.

Leggero

174 D Shepherd Trail
Bozeman, MT
59718 USA
Sans frais : 1-844-503-KIDS
www.leggero.us

Fournisseur Leggero autorisé :

<i>Nom du fournisseur</i>	
<i>Adresse</i>	
<i>Téléphone</i>	
<i>Courriel</i>	
<i>Site Web</i>	

Distributeur canadien autorisé: Pride Mobility Products Corporation®
5096 South Service Rd., Beamsville (Ontario) L0R 1B3
Téléphone: (888) 570-1113 • Télécopieur: (866) 514-1303



Table des matières

	Page
1re section Introduction et caractéristiques	
1.1 Introduction	4
1.2 Utilisateurs de Dyno	4
1.3 Préposés de Dyno	4
1.4 Conditions de garantie	4
1.5 Service après-vente et réparation	4
1.6 Caractéristiques	5
1.7 Siège et positionnement	6
1.8 Réglages et spécifications	7
2e section Avertissements	8
3e section Dépaqueter votre chaise Dyno	11
4e section Fonctionnement et réglages	12
4.1 Blocage des roues	12
4.2 Réglage de l'angle du guidon	13
4.3 Verrou du pivot de la roue	13
4.4 Réglage de l'angle d'inclinaison du siège	13
4.5 Réglage de l'angle au niveau des hanches et option activateur	14
4.6 Réglage de l'angle au niveau des hanches - non équipée avec l'option activateur	14
4.7 Plier - Équipée avec l'option activateur	15
4.8 Plier - Non-équipée avec l'option activateur	15
4.9 Réglage de l'appui-pieds	16
4.10 Réglage de la hauteur du dossier	16
4.11 Réglage de la profondeur du siège	16
4.12 Utilisation du plateau ou de la barre d'appui	17
4.13 Changer les ressorts de l'activateur dynamique	17
4.14 Utiliser la chaise Dyno comme siège dans un véhicule automobile	18
5e section Garantie limitée	19
6e section Entretien et registre d'entretien	20

1re section Introduction, mises en garde et caractéristiques

1.1 Introduction

Merci d'avoir sélectionné la chaise Dyno. Ce manuel explique comment opérer, régler et maintenir votre chaise Dyno. Le produit tel que décrit peut être modifié sans préavis.

Nous sommes désolés de ne pouvoir fournir cette information dans un format approprié pour les personnes malvoyantes. Les personnes malvoyantes doivent contacter un fournisseur autorisé Leggero pour obtenir de l'information et des instructions sous forme de communication verbale ainsi qu'une formation pratique si nécessaire.

1.2 Utilisateurs de Dyno

Les poussettes de réadaptation et les systèmes de positionnement pédiatriques sont conçus pour les enfants limités à une position assise qui nécessitent de l'aide à la mobilité et au positionnement. Ces individus peuvent avoir une vaste gamme de troubles limitant leur habileté à être mobile sans un tel système. Pour connaître l'occupation maximum et autres caractéristiques, veuillez vous référer à la section 1,7 de ce manuel.

1.3 Préposés de Dyno

Les préposés qui opèrent cette chaise doivent être visuellement, mentalement et physiquement aptes à manœuvrer cette chaise sous toutes circonstances. Les préposés doivent lire et suivre toutes les instructions fournies dans ce manuel.



1.4 Conditions de garantie

La garantie ne s'applique que si le produit est utilisé en conformité avec les recommandations du fabricant et aux fins et conditions prévues pour ce produit.

1.5 Service après-vente et réparation


Le service après-vente et les réparations de la chaise Dyno ne doivent être effectués que par un fournisseur Leggero autorisé. Si le moindre problème venait à surgir, veuillez contacter le fournisseur qui vous a vendu la chaise. Les fournisseurs autorisés n'installent et ne remplacent que des pièces Leggero d'origines.

1.6 Caractéristiques




1.7 Siège et positionnement




Dossier réglable




Positionnement du plateau thérapeutique



Options appui-tête
Soutien thoracique
latéral



Soutien pelvien latéral



1.8 Réglages et spécifications

Réglages

<i>Profondeur du siège</i>	6-14" (15-35cm)
<i>Largeur du siège</i>	14" (35 cm)
<i>Longueur de l'appui-jambes</i>	8,5-14" (15-35cm)
<i>Hauteur du dossier</i>	13-21" (29-53cm)
<i>Ajustement de l'angle au niveau des hanches</i>	90 °, 120 °
<i>Angle du siège</i>	20 °, 23 °, or 26 °

Spécifications

<i>Poids maximum de l'utilisateur</i>	80 lb (36 kg)
<i>Échelle de hauteur de la poignée</i>	40-45" (101-114cm)
<i>Poids de la base mobile</i>	26 lb (12 kg)
<i>Largeur hors-tout</i>	26,5" (67 cm)
<i>Diamètre du pneu avant</i>	10" (25 cm)
<i>Diamètre du pneu arrière</i>	16" (41 cm)
<i>Dimensions du produit plié</i>	39 x 18 x 26,5" (99 x 46 x 67cm)
<i>Largeur</i>	41" (104 cm)
<i>Inclinaison sécuritaire maximale</i>	5 °

2e section Mises en garde

Veillez lire ce manuel au complet avant l'utilisation

Tous les gardiens et/ou préposés doivent lire ce manuel d'utilisation avant de se servir de cette chaise Dyno. Familiarisez-vous avec l'emploi et les fonctions de ce produit avant de l'utiliser. Si vous ne comprenez pas toute partie de l'information contenue dans ce manuel, veuillez contacter votre fournisseur Leggero autorisé pour recevoir de l'aide.

Le fait de ne pas respecter les instructions ou les mises en garde contenues dans ce manuel pourrait causer des blessures et endommager la chaise Dyno et possiblement annuler la garantie.

Symboles utilisés sur les étiquettes de mises en garde du produit et dans le manuel d'utilisation.



MISE EN GARDE!

Les mots « MISE EN GARDE » et ce symbole indiquent des pratiques qui ne sont pas sécuritaires ou qui sont dangereuses et pourraient entraîner de sérieuses blessures à l'occupant et au préposé.



MISE EN GARDE! VEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTION

Sélectionnez la bonne chaise et les options de sécurité

Dans l'industrie de la mobilité, plusieurs options sont offertes pour répondre aux besoins de votre enfant. Assurez-vous que vous (et votre fournisseur) choisissiez la chaise et les options qui tiennent compte du confort, du positionnement et des limitations physiques de votre enfant et des dangers qui peuvent survenir lors l'usage quotidien.

 **Mises en garde : Le fait de ne pas respecter les mises en garde ci-dessous pourrait causer des blessures graves ou mortelles.**

 **MISE EN GARDE!** Tous les gardiens et/ou préposés doivent lire ce manuel d'utilisation avant de se servir de la chaise Dyno. Familiarisez-vous avec l'emploi et les fonctions de ce produit avant de l'utiliser. Si vous ne comprenez pas toute partie de l'information contenue dans ce manuel, veuillez contacter votre fournisseur Leggero autorisé pour recevoir de l'aide.

 **MISE EN GARDE!** L'utilisation et la manipulation non conventionnelle de ce produit peuvent être dangereuses. Cette poussette n'est pas appropriée pour le patinage ou toutes autres activités à haute vitesse. Les roues avant pivotantes peuvent osciller à une vitesse supérieure et peuvent causer un arrêt soudain et renverser la chaise. L'utilisation du verrou de pivotement de la roue avant est recommandée. Pour un maximum de sécurité, n'utilisez la chaise qu'à une vitesse de marche normale. Vous ne devez en aucun cas lâcher le guidon en poussant. Ne jamais repousser la chaise.

 **MISE EN GARDE!** L'installation initiale de cette poussette doit être accomplie par un technicien qualifié.

 **MISE EN GARDE!** Toutes procédures autres que celles décrites dans ce manuel doivent être accomplies par un technicien qualifié.

 **MISE EN GARDE!** Le poids transporté par la chaise Dyno ne doit pas dépasser le poids limite total de 80lb/36kg (le poids maximum de l'occupant plus le poids des accessoires et des articles transportés.)

 **MISE EN GARDE!** Tous les réglages faits à la chaise peuvent affecter sa stabilité et accroître les risques de renversement. Les réglages doivent être accomplis par un fournisseur Leggero autorisé.

 **MISE EN GARDE!** Évitez de mouiller la chaise ou de l'entreposer dans un environnement humide. L'excès d'humidité peut entraîner la rouille et la corrosion, ce qui peut causer une défaillance de composants. Si la chaise est exposée à l'humidité, séchez complètement.

 **MISE EN GARDE!** Ne laissez pas la chaise ou l'enfant au soleil ou près d'autres sources de chaleur, car les surfaces de la chaise peuvent atteindre des températures capables de brûler un enfant. Ne laissez pas la chaise ou l'enfant dehors à des températures froides, car le contact avec une chaise à des températures sous zéro pourrait causer des blessures. L'exposition à des températures extrêmes, chaudes ou froides, peut aussi endommager la chaise.

 **MISE EN GARDE!** La chaise ne doit être utilisée que sur un sol ferme et plat. N'essayez pas de pousser la chaise par-dessus ou dans des obstacles. Toujours retirer l'enfant de la chaise avant de soulever la chaise pour éviter des obstacles.

 **MISE EN GARDE!** Ne pas utiliser la chaise sur une pente d'une inclinaison supérieure à cinq degrés. Ne laissez pas la chaise garée sur une pente ou un endroit incliné. Soyez particulièrement attentif lorsque vous êtes sur une pente ou dans un endroit incliné pour prévenir la chute de l'enfant hors de la chaise, le renversement de la chaise ou le déplacement accidentel de la chaise.

 **MISE EN GARDE!** Veuillez toujours engager le blocage de roue avant de quitter la chaise et avant de s'asseoir dedans ou d'en sortir. N'utilisez pas le blocage de roue pour arrêter la chaise en mouvement.

 **MISE EN GARDE!** Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la chaise même s'il est attaché et que le blocage de roue est engagé.

 **MISE EN GARDE!** Si l'occupant tend les bras pour saisir des objets devant, à côté ou derrière la chaise, assurez-vous qu'il ne se penche pas trop loin. Le changement du centre de gravité pourrait faire renverser la chaise.

 **MISE EN GARDE!** Si la chaise est équipée avec des pneus gonflables, sa tenue de route est influencée par la pression de gonflage. Des pneus gonflés correctement améliorent considérablement sa manœuvrabilité. La pression d'air des pneus avant et arrière devrait être d'au moins 35 lb/po²/240 kPa.

 **MISE EN GARDE!** Ne vous tenez pas sur l'appui-pieds lors du transfert de l'occupant dans ou hors de la chaise.

 **MISE EN GARDE!** Lors du pliage de la chaise, soyez conscient des risques de blessures aux doigts qui pourraient être écrasés ou coincés. Veuillez consulter la section 4.7 de ce manuel pour plus d'information.

 **MISE EN GARDE!** Cette chaise est conçue pour ne transporter qu'un enfant à la fois. Veuillez ne pas transporter plus d'un enfant à la fois.

 **MISE EN GARDE!** Ne soulevez la chaise que par les parties solidement attachées, dans la mesure du possible, la chaise ne devrait être soulevée que par les éléments de châssis latéraux. Si pliée, tenez la chaise par les tubes du châssis inférieur. Utilisez toujours deux personnes pour soulever pour éviter d'endommager la chaise.

 **MISE EN GARDE!** Conservez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants. Jetez tout le matériel d'emballage après avoir déballé le produit.

 **MISE EN GARDE!** Si votre chaise n'est pas équipée avec l'option transit, ne l'utilisez pas comme siège de voiture. Transférez l'enfant de la chaise à un siège de voiture approuvé. Si votre chaise est équipée avec l'option transit, veuillez consulter la section 4.14 de ce manuel.

 **MISE EN GARDE!** La chaise doit être inspectée et entretenue selon le tableau de la section 6 : Entretien. Tout problème détecté doit être réparé avant de réutiliser la chaise.

 **MISE EN GARDE!** Plusieurs des attaches utilisées pour fabriquer la chaise Dyno sont composées d'un boulon et d'un anneau de sécurité de nylon. Ces raccords doivent être entretenus et sécurisés avec les attaches de l'équipement d'origine et ajustés correctement. Pour ajuster correctement les points de pivot, consultez votre fournisseur de service autorisé.

3e section Dépaqueter votre chaise Dyno

1. Retirer la chaise de l’emballage.
2. Jetez tous le matériel d’emballage en plastique.
3. Installez les roues arrière, consultez la Figure 1.
4. Vérifier le bon réglage des essieux à dégagement rapide en tirant la roue vers l’extérieur. La roue devrait rester en place.
5. Engagez le blocage de roue, consultez la section 4,1 de ce manuel.
6. Dépliez le châssis et le dossier du siège, consultez la section 4,7 de ce manuel.
7. Vérifier la pression d’air des pneus. La pression d’air des pneus avant et arrière devrait être d’au moins 35 lb/po²/240 kPa.





Figure 1


MISE EN GARDE! Conservez le matériel d’emballage hors de la portée des enfants. Jetez tout le matériel d’emballage après avoir déballé le produit.

4e section Fonctionnement et réglage


Outils nécessaires :



4 mm clé hexagonale



5 mm clé hexagonale



10 mm clé

4.1 Fonctionnement du levier de verrouillage des roues

1. Pour engager le verrouillage des roues, tirez le centre de la barre transversale vers le haut avec votre pied. Consultez figure 2.
2. Vérifiez que le blocage des roues est engagé de chaque côté en déplaçant la chaise de l'avant à l'arrière.
3. Pour désengager le verrouillage des roues, poussez le centre de la barre transversale vers le bas avec votre pied. Consultez figure 3.




Figure 2




Figure 3

4.2 Réglage de l'angle du guidon

1. Appuyer et tenir les boutons à l'extérieur de chaque encliquetage d'ajustement avec les pouces, consultez la figure 4.
2. Ajustez le guidon à l'angle désiré.
3. Relâchez les boutons.








Figure 4

4.3 Verrou du pivot de la roue

1. Pour engager le verrou du pivot de la roue, tournez la roue vers l'avant comme le montre la figure 6.
2. Soulevez le piston du mécanisme de verrouillage du pivot et tournez 90 degrés.
3. Lâchez le piston et vérifiez que l'étrier de la roue pivotante est verrouillé.
4. Inversez le processus pour retourner au mode pivotement.



Déverrouillé



Verrouillé

4.4 Ajustement de l'angle d'inclinaison du siège

1. Engagez les blocages de roues.
2. Appuyer sur les boutons pression vers l'intérieur.
3. Poussez ou tirez sur le tube courbé supérieur pour mettre à la position désirée.
4. Relâchez les boutons pression et vérifiez l'enclenchement.




Figure 7

4.5 Réglage de l'angle au niveau des hanches et mode activateur de positionnement dynamique

Chaises équipées avec le mode de positionnement dynamique

1. Engagez les blocages de roues.
2. Placez les deux mains sur le guidon.
3. Pour verrouiller l'angle au niveau des hanches dans une position à 90°, appuyez sur le guidon vers l'avant le plus que possible.
4. Pour verrouiller l'angle au niveau des hanches dans une position à 120°, tirez le guidon vers l'arrière le plus que possible.
5. Maintenez la position du guidon, et, avec votre pied, tirez le mécanisme de verrouillage de l'angle au niveau des hanches vers le haut. Consultez la figure 8.
6. Vérifiez que la position de l'angle au niveau des hanches est verrouillée en poussant et tirant légèrement sur le guidon.
7. Pour retourner au mode déverrouillé de positionnement dynamique, poussez le mécanisme vers le bas jusqu'à ce qu'il clique en place. L'encoche sera alignée avec le tube de l'essieu arrière comme le montre la figure 8.




Figure 8 Angle au niveau des hanches déverrouillé




Figure 9 Angle au niveau des hanches verrouillé

4.6 Ajustement de l'angle au niveau des hanches




Figure 10

Chaises nonéquippées avec le mode de positionnement dynamique


1. Engagez les blocages de roues.
2. Placez les deux mains sur le guidon.
3. Avec votre pied, appuyez sur la barre de verrouillage. Consultez la figure 10.
4. Ajustez à l'angle désiré.
5. Lâchez la barre.
6. Vérifiez que la position de l'angle au niveau des hanches est verrouillée en poussant et en tirant légèrement sur le guidon.

4.7 Plier et déplier

Chaises équipées avec le mode de positionnement dynamique

1. Engagez les blocages de roues.
2. Placez les mains sur le guidon.
3. Ajustez la chaise à la position de l'angle au niveau des hanches déverrouillé (activateur dynamique).
4. Avec votre pied, appuyez sur le mécanisme de verrouillage de l'angle au niveau des hanches.
5. Appuyez sur le guidon vers l'avant et vers le bas.
6. Ajustez le guidon vers l'avant pour atteindre le contour le plus bas.
7. Pour déplier, tirez sur le guidon.

MISE EN GARDE! En pliant et dépliant, gardez les bras, les mains et les pieds à l'écart des pièces en mouvement pour éviter des blessures. Consultez figure 11, les flèches indiquent les endroits qui pourraient pincer.



Poussez le mécanisme vers le bas avec votre pied



Poussez le guidon vers l'avant




Figure 11






Figure 12



Dyno en position pliée



Tirez sur le guidon pour déplier

4.8 Plier et déplier

Chaises non équipées avec le mode de positionnement dynamique

1. Engagez les blocages de roues.
2. Placez les mains sur le guidon.
3. Avec votre pied, appuyez sur la barre de verrouillage de l'angle au niveau des hanches.
4. Appuyez sur le guidon vers l'avant et vers le bas.
5. Ajustez le guidon vers l'avant pour atteindre le contour le plus bas.
6. Pour déplier, tirez sur le guidon.




Figure 13

4.9 Réglage de l'appui-pieds





Figure 14


1. Desserrez les boulons à tête **1** sur les pinces Du côté gauche et du côté droit (2 boulons par côté) Une clé hexagonale 4mm est nécessaire.
2. Faites glisser l'appui-pieds vers le haut ou vers le bas à la position désirée.
3. Serrez les boulons.
4. La position de l'appui-pieds peut aussi être déplacée de l'avant à l'arrière en retirant et en réinstallant les boulons à tête plate **2** (2 par côté) en différentes positions.

4.10 Réglage de la hauteur du dossier

1. Tirez les leviers de réglage de la hauteur vers l'extérieur, consultez la figure 15.
2. Ajustez la hauteur du dossier à la position désirée.
3. Repoussez les leviers de réglage de la hauteur vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en position verrouillée.



Déverrouillé



Verrouillé




Figure 15





Figure 16

4.11 Réglage de la profondeur du siège

1. Desserrez les sangles du coussin du siège.
2. Desserrez le bouton sous le centre de la base du siège.
3. Ajustez l'assemblage du siège avant à la profondeur désirée.



4.12 Utilisation du plateau ou de la barre d'appui

1. Pour insérer le plateau ou la barre d'appui, balancez les dispositifs de blocage par came de la gauche et de la droite vers le bas. Consultez la figure 17.
2. Glissez le plateau ou la barre d'appui dans les orifices et ajustez à la profondeur désirée.
3. Faites basculer les dispositifs de blocage par came des deux côtés vers le haut. Consultez la figure 18.




Figure 17




Figure 18

4.13 Changer les ressorts de l'activateur dynamique

Pour les chaises équipées avec le mode de positionnement dynamique, le niveau de résistance du dossier dynamique peut être modifié en installant des ressorts légers, intermédiaires ou rigides. Si l'enfant peut rester appuyer avec le dos étendu à un angle au niveau des hanches de plus de 90 degrés, des ressorts plus rigides sont nécessaires.




Figure 19

1. Retirer l'écrou et la rondelle, consultez la figure 19. Une clé hexagonale 4mm et une clé 10mm sont nécessaires. Faites attention de ne pas perdre les rondelles intérieures.

2. Décrochez l'œillet du ressort du boulon et faites glisser l'assiette de ressort vers l'avant pour accéder au boulon derrière l'assiette de ressort du bas, consultez la figure 20. Enlevez l'écrou et la rondelle du bas.
3. Retirez les ressorts en place, faites attention de ne pas perdre les rondelles intérieures.
4. Installez des ressorts d'une force différente.
5. Réinstallez la rondelle et l'écrou du bas. Serrez, et desserrez ensuite d'un quart de tour.
6. Accrochez l'œillet du ressort sur le boulon du haut. Réinstallez la rondelle et l'écrou. Serrez, et desserrez ensuite d'un quart de tour.




Figure 20

4.14 Utiliser la chaise Dyno comme siège dans un véhicule automobile

La chaise Dyno est homologuée pour transporter des enfants dans un véhicule automobile lorsqu'elle est équipée avec la fonction OPTIONNELLE transit et utilisée conformément aux instructions suivantes. La chaise doit être sécurisée dans une position orientée vers l'avant avec des ancrages (WTORS) conformes aux exigences de SAE J2249 Pratique recommandée - Systèmes de retenue et de fixation prévus à bord des véhicules automobiles.

MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS :

- La chaise Dyno doit être utilisée comme indiqué dans ces instructions et dans les instructions fournies par le fabricant des ancrages installés dans le véhicule.
- L'occupant de la chaise doit être transféré au siège du véhicule et doit utiliser le système de retenue du véhicule autant que possible.
- La chaise Dyno peut soutenir jusqu'à 36 kg. Ne dépassez pas ce poids maximum.
- La chaise Dyno doit être placée en position orientée vers l'avant lors de son utilisation à bord d'un véhicule automobile. Utilisez un système homologué de courroies quatre points pour la chaise. Utilisez une ceinture homologuée à trois points d'ancrage pour tenir l'occupant.
- Consultez les figures 21 et 22 pour connaître l'emplacement approuvé des ancrages et des goupilles des harnais et courroies.
- Le système de retenue ne doit pas être éloigné du corps de l'enfant au moyen de pièces ou d'accessoires.
- Les courroies des ceintures doivent être bien ajustées et ne pas être lâches. Si vous pouvez pincer les sangles de la ceinture entre vos doigts, elle n'est pas assez ajustée.
- Seules les ceintures qui se conforme aux exigences de ANSI/RESNA WC/Vol. 1 – Section 19.4.9.2-4.9.5 et 5.2 qui ont subi des essais dynamiques conformément à l'annexe A et 5,3, doivent être utilisées sur la chaise comme système de retenue à bord d'un véhicule automobile.

MISE EN GARDE! Si votre chaise n'est pas équipée avec l'option transit, ne l'utilisez pas comme siège de voiture. Transférez l'enfant de la chaise à un siège de voiture approuvé.

INFORMATION IMPORTANTE :

Cette chaise a été testée conforme aux normes ANSI/RESNA WC/Vol. 1 – Section 19.5.3. Veuillez contacter Leggero ou votre fournisseur autorisé si vous avez des questions concernant l'utilisation de cette chaise à bord d'un véhicule automobile. Nos coordonnées se trouvent à la page deux de ce manuel.




Figure 21




Figure 22

5e section Garantie limitée

A. CETTE GARANTIE N'EST VALABLE QUE POUR L'ACHETEUR INITIAL DE NOS PRODUITS.

B. GARANTIE À VIE

Leggero LLC garantit le châssis et les axes enfichables contre les défauts de fabrication et les matériaux pour la durée de vie de l'acheteur initial. La durée de vie prévue du châssis est de cinq ans.

C. POUR UN (1) AN

Nous garantissons à l'acheteur initial que ce Produit et l'ensemble de ses pièces et composants sont exempts de défauts tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat par l'acheteur d'origine.

D. RESTRICTIONS

1. Il n'y a pas de garantie pour :
 - Les pneus, les tubes, le rembourrage, les poignées du guidon et les accoudoirs.
 - Les dommages résultants de la négligence, mauvais usage ou d'une mauvaise installation ou réparation.
 - Les dommages résultants du transport.
 - Les dommages causés par le dépassement du poids limite indiqué sur l'étiquette du numéro de série.
2. Cette garantie n'est valide que lorsque le produit est utilisé en conformité avec les conditions spécifiées et conformément aux fins prévues, autrement elle est invalide.
3. Cette garantie ne s'applique pas aux problèmes résultant d'une usure normale, et cela sera déterminé exclusivement par Leggero LLC.
4. Cette garantie est nulle si le produit a été modifié sans le consentement écrit exprès de Leggero, incluant sans toutefois sans limiter les modifications avec des pièces ou des attachements non autorisés ; produits endommagés en raison de réparations faites à tout composant sans le consentement spécifique de Leggero ; ou un produit endommagé par des circonstances en dehors du contrôle de Leggero, et cela sera déterminé exclusivement par Leggero LLC.
5. Cette garantie est nulle si le numéro de série d'origine a été supprimé ou modifié.
6. Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis. Vérifiez auprès de votre fournisseur si la garantie internationale s'applique.

E. CE QUE LE FABRICANT FERA

Notre seule responsabilité est de réparer ou de remplacer les composantes couvertes. Ceci est le recours exclusif pour les dommages consécutifs.

F. CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. Obtenez de nous, pendant que cette garantie est en vigueur, une autorisation préalable pour le retour ou pour la réparation des parties couvertes.
2. Envoyez le produit ou la/les pièce(s), frais de transport prépayés à Leggero LLC. Contactez le service à la clientèle de Leggero au 1-844-503-KIDS pour l'adresse de l'expéditeur et pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (RA#).
3. Payez le coût de la main-d'œuvre pour la réparation, pour enlever ou pour installer des pièces.

G. AVIS AUX CONSOMMATEURS

1. Si la législation le permet, cette garantie tient lieu de toutes les autres garanties, écrites ou oral, explicite ou implicite, y compris les garanties ou conditions de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier.
2. Cette garantie vous accorde certains droits légaux. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

6e section Entretien

Veillez contacter votre fournisseur autorisé si vous avez des questions concernant l'entretien de votre chaise Dyno. L'entretien régulier et complet de votre chaise allongera sa durée de vie. L'entretien inadéquat de votre chaise peut diminuer considérablement sa durée de vie utile. Toutes les parties endommagées doivent être réparées avant de réutiliser la chaise. La chaise doit être nettoyée régulièrement et un entretien par un concessionnaire autorisé devrait être effectué une fois par année.

La garantie pourrait être affectée si l'entretien adéquat n'est pas accompli aux intervalles spécifiés. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître le processus d'entretien recommandé et sa fréquence. Il y a une fiche d'entretien sur la page suivante de ce manuel qui vous permet de documenter les activités d'entretien.

<i>Activité d'entretien</i>	<i>Par semaine</i>	<i>Par mois</i>
<i>Vérifier la pression d'air des pneus (s'il y a lieu)</i>	✓	
<i>Vérifier l'état d'usure ou de détérioration des roues et des pneus.</i>		✓
<i>Vérifier le fonctionnement du blocage de roues</i>	✓	
<i>Vérifier l'alignement des roulettes</i>		✓
<i>Vérifier que toutes les attaches sont serrées</i>		✓
<i>Vérifier le bon fonctionnement des essieux à dégagement rapide</i>	✓	
<i>Vérifier que le mécanisme anti-bascule est bien engagé</i>	✓	
<i>Vérifier que le mécanisme de réglage de l'inclinaison est bien engagé</i>	✓	
<i>Vérifier l'état d'usure ou de détérioration de tous les composants structurels</i>		✓
<i>Vérifier l'état d'usure ou de détérioration de tous les éléments accessoires</i>		✓

Nous recommandons que la chaise soit nettoyée régulièrement :

- N'utilisez que du détergent doux pour nettoyer le châssis et les parties en plastique.
- Les parties en tissu peuvent être nettoyées. Si vous utilisez une lessiveuse, placez-les dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller. Sécher à l'air.
- Dans la plupart des cas, essuyer avec un chiffon humide est suffisant.
- N'utilisez pas la chaise dans de l'eau salée, car cela pourrait causer des dommages graves.
- Évitez d'endommager les roues et les fourchettes de roulettes avec du sable ou autres particules.



Leggero LLC
174 D Shepherd Trail
Bozeman, MT
59718 USA
Sans frais : 1-844-503-KIDS
www.leggero.us
