

# TB-FLEX™

BASISINSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING



## QUANTUM®

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

### **WAARSCHUWING!**

De initiële installatie van dit product moet worden uitgevoerd door een Quantum Rehab-leverancier of een bevoegd technicus en hij/zij moet alle instructies van deze handleiding uitvoeren.

Onderstaande symbolen worden overal in deze gebruikershandleiding en op de elektrische rolstoel gebruikt ter aanduiding van waarschuwingen en belangrijke informatie. Het is zeer belangrijk dat u deze symbolen doorneemt en volledig begrijpt.

### **WAARSCHUWING!**

Wijst op een mogelijk gevaarlijke omstandigheid/situatie. Het nalaten van de aangegeven procedures kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel, beschadiging van onderdelen of defecten. Op het product wordt dit pictogram weergegeven als een zwart symbool op een gele driehoek met een zwarte rand.

### **VERPLICHT!**

Deze handelingen dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven. Het nalaten van de uitvoering van verplichte handelingen kan leiden tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van apparatuur. Op het product wordt dit pictogram weergegeven als een wit symbool op een blauwe stip met een witte rand.

### **VERBODEN!**

Deze handelingen zijn verboden. Deze handelingen mogen op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheid worden uitgevoerd. Het uitvoeren van een verboden handeling kan leiden tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van apparatuur. Op het product wordt dit pictogram weergegeven als een zwart symbool met een rode cirkel en een rode schuine streep.

## Beoogd Gebruik

Een rolstoelcomponent is een apparaat dat bedoeld is voor medische doeleinden en dat over het algemeen wordt verkocht als een integraal onderdeel van een rolstoel, maar kan ook afzonderlijk worden verkocht als een vervangend onderdeel.

## Met Betrekking tot Apparaten voor Voorgeschreven Gebruik

### **WAARSCHUWING!**

**PAS OP!** Onder de federale wetgeving mag dit apparaat uitsluitend verkocht worden door of op voorschrift van een arts of ander bevoegd personeel met een wettelijke licentie, van de staat (uitsluitend in de VS) of de regio waar dit personeel werkzaam is, om dit apparaat te gebruiken of voor te schrijven.

*NB: Deze instructies zijn samengesteld uit de meest recente specificaties en productinformatie die beschikbaar was ten tijde van publicatie. We behouden het recht om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen. Eventuele wijzigingen in onze producten kunnen leiden tot lichte afwijkingen tussen de afbeeldingen en de uitleg in deze handleiding en het product dat u hebt gekocht. De nieuwste/meest recente versie van deze handleiding is beschikbaar op onze website.*

*NB: Dit product is conform de richtlijnen en vereisten van WEEE, RoHS en REACH.*

*NB: Dit product voldoet aan IPX4 classificatie (IEC 60529).*

*NB: Dit product en de bijbehorende onderdelen zijn niet vervaardigd met natuurlijke rubberlatex. Raadpleeg de fabrikant met betrekking tot eventuele onderdelen en/of accessoires.*



## Inhoudsopgave

<b>Veiligheidssymbolen van het product .....</b>	<b>4</b>
<b>Het TB-Flex™-zitting .....</b>	<b>5</b>
<b>Voorzorgsmaatregelen .....</b>	<b>5</b>
<b>Bediening het the TB-Flex-zitting .....</b>	<b>6</b>
Bewegingsbereik .....	6
Neerklapbare rugleuning .....	7
Verwijderbare TB-Flex-armleuningen .....	7
Armleuningen met twee steunen .....	10
Overplaatsingen .....	11
<b>Controllerpositie .....</b>	<b>11</b>
<b>Handmatige optie voor achterover leunen .....</b>	<b>12</b>
<b>TB-Flex-rugleuning .....</b>	<b>13</b>
Installie en gebruik .....	13
Reiniging .....	13
Verstellen van de hoofdsteun .....	14
<b>Opslag .....</b>	<b>14</b>
<b>Verzorging en Onderhoud .....</b>	<b>14</b>
<b>Garantie .....</b>	<b>16</b>



### Veiligheidssymbolen van het product

Onderstaande symbolen worden op het zittingsysteem gebruikt ter aanduiding van waarschuwingen en verplichte en verboden handelingen. Het is zeer belangrijk dat u deze symbolen doorneemt en volledig begrijpt.



Lees de informatie in de gebruikershandleiding door en volg deze op.



Vermijd blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, zout of staand water indien mogelijk. Onderhoud en opslaan in schone en droge toestand.




EMI/RFI—Dit product is getest en doorstaat een immuniteits niveau van 20 V/m.



Maximaal zittinggewicht



Er zijn klem-/Pletpunten.



Raadpleeg uw Quantum Rehab-leverancier voordat u wijzigingen aanbrengt in de configuratie van uw zittingsysteem.



Niet blootstellen aan hittebronnen zoals open vuur of vonken.



Niet roken



Alleen de hoes—Maximale wastemperatuur 60°C (140°F)



Niet in de wasdroger drogen.



Niet strijken.



Niet bleken.



## Het TB-Flex™-zitting

Het TB-Flex-zitting is een uniek zittingsysteem dat speciaal is ontworpen voor de elektrische rolstoel van Quantum. Het systeem is volledig verstelbaar om tegemoet te komen aan de persoonlijke behoeften van de gebruiker en het wordt geplaatst op een onderstel van Quantum voor maximale beweeglijkheid.

Herbruikbare haak- en luslelingen bevinden zich in uw gebruikerspakket voor gebruik bij bevestiging van het zittingkussen op het onderstel van de zitting. Deze bevestigingsmiddelen zijn niet bedoeld voor gebruik bij kussens met antislip-materiaal, omdat zij het zittingkussen zouden kunnen beschadigen.

**Figuur 1** geeft informatie over de getoonde onderdelen van het TB-Flex-zitting. De TB-Flex-rugleuning wordt beschreven in "Hoogte- en breedteaanpassingen voor TB-Flex-rugleuning" (**figuur 13**). Gebruik deze diagrammen om vertrouwd te raken met de functie en locatie van ieder onderdeel, voordat u gebruik gaat maken van het TB-Flex-zitting.

**NB: Raadpleeg de handleiding die werd geleverd met uw controller voor informatie over bediening met de joystick. Indien uw TB-Flex-zitting is uitgerust met een ander bedieningsapparaat, raadpleeg dan de handleiding van dat apparaat en/of de gebruikshandleiding van uw elektrische rolstoel.**

### Voorzorgsmaatregelen

Lees het onderstaande zorgvuldig door, voordat u gebruik gaat maken van de TB-Flex-zitting. Deze richtlijnen zijn bedoeld om u te helpen bij de veilige bediening van het zittingsysteem.


- Schakel de stroomvoorziening uit voordat u gaat zitten in de TB-Flex-zitting.
- U dient altijd hulp te krijgen als u gaat zitten in de TB-Flex-zitting.
- Volg alle procedures en besteed aandacht aan de waarschuwingen die worden beschreven in de gebruikershandleiding van uw elektrische rolstoel en consumenten veiligheids gids.

### ⚠ WAARSCHUWING!

Het zwaartepunt van uw zittingsysteem is in de fabriek ingesteld op een positie die overeenkomt met de behoeften van de demografische meerderheid van de gebruikers. Uw Quantum Rehab-leverancier heeft uw zittingsysteem beoordeeld en eventuele noodzakelijke aanpassingen aangebracht om tegemoet te komen aan uw specifieke behoeften. Neem contact op met Pride Mobility Products of uw Quantum Rehab-leverancier, voordat u wijzigingen aanbrengt in de configuratie van uw zitting.

Indien de onderdelen op uw zittingsysteem los gaan zitten, meld dit probleem dan onmiddellijk bij uw Quantum Rehab-leverancier.

Indien er een onderbreking optreedt in de stroomvoorziening van uw elektrische rolstoel, verplaats u dan naar een veilige plek en vraag om hulp, indien nodig. Neem onmiddellijk contact op met uw Quantum Rehab-leverancier om het incident te melden.



**Figuur 1. Onderdelen van TB-Flex-zitting**

### ⚠ WAARSCHUWING!

Uw zittingsysteem is niet goedgekeurd voor gebruik als een zitplaats in een voertuig. Gebruik de zitplaatsen en de veiligheidsgordels die zijn geleverd door de fabrikant van een voertuig.

Pride raadt ten sterkste af dat u sigaretten rookt terwijl u op het zittingsysteem zit, ondanks het feit dat het zittingsysteem de noodzakelijke test-eisen voor het roken van sigaretten heeft doorstaan. U dient zich aan de volgende veiligheidsrichtlijnen te houden als u besluit sigaretten te roken terwijl u op het zittingsysteem zit.

- Laat brandende sigaretten niet onbeheerd achter.
- Houd asbakken op veilige afstand van het zittingsysteem.
- Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig zijn gedoofd voordat u ze weggooit.

### ⊘ VERBODEN!

Vermijd blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, zout of staand water, indien mogelijk. Onderhoud en opslaan in droge toestand.

### ⚠ VERPLICHT!

De gewichtscapaciteit van uw elektrische rolstoel niet overschrijden of een maximaal gewicht van 136 kg (300 lbs.) hanteren.

### Bediening van het TB-Flex-zitting

Het TB-Flex-zitting is uitgerust met een in de breedte en hoogte verstelbare rugleuning en kan bediend worden met een controller en met een speciale controller.

### Bewegingsbereik

Uw TB-Flex-zitting biedt een kanteling van maximaal 30°, 25,4 cm (10 in.) heffing en achterover leunen tot 85°-120°, en kan tot 120° heffen/achterover leunen. **Zie figuur 3.**

Uw TB-Flex-zitting heeft een vermogensbeperking, zodat u niet kunt rijden terwijl uw elektrische rolstoel zich in de kantelpositie bevindt. Er wordt een volledige rijbeperking geactiveerd bij een van tevoren door de fabriek ingestelde kantelhoek. **Zie figuur 2.**

### ⚠ WAARSCHUWING!


Het is niet toegestaan te proberen de volledige of gedeeltelijke beperkingen die van tevoren door de fabriek zijn ingesteld om te leiden, te verwijderen, te herprogrammeren en/of aan te passen. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot letsel.

Controleer de directe omgeving om ervoor te zorgen dat er niets in het mechanisme zit, voordat de functies voor kantelen, achterover leunen en/of verhoging worden gebruikt. Houd de omgeving voorafgaand en tijdens de bewegingen vrij.

**NB: Neem contact op met uw Quantum Rehab-leverancier, voordat u wijzigingen aanbrengt aan de zittingconfiguratie.**

	Achterover leunen vergrendeling	Kantelen vergrendeling	Verhogen vergrendeling	1/4 Snelheid	Vol vermogen vergrendeling
Verhoogd				X	
Meer dan 20° gekanteld			X		X
Meer dan 20° achterover geleund			X		X
Meer dan 110° gekanteld/achterover geleund	X	X	X		X

**Figuur 2. Overzicht van beperkingen**



**Figuur 3. Bewegingsbereik van het TB-Flex-zitting**

### Neerklapbare rugleuning (Optioneel)

Met de neerklapbare rugleuning kan de gebruiker de rugleuning naar voren kantelen voor gemakkelijk vervoer. **Zie figuur 4.** Uw zittingsysteem is mogelijk uitgerust met één of twee naar voren kantelbare rugleuningen.

#### Om de rugleuning naar voren te kantelen:

1. Verwijder de vergrendelpin. **Zie figuur 5.**
2. Klap de rug van de zitting omlaag.

#### Zo plaatst u de rugleuning van de zitting weer in de verticale positie:

1. Til de rugleuning van de zitting op en plaats deze in de verticale positie.
2. Plaats de vergrendelpin terug en controleer of alle onderdelen goed vast zitten. **Zie figuur 5.**

### ⚠ WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de vergrendelpin op de juiste wijze is ingevoerd voordat u in uw elektrische rolstoel gaat zitten.

### Verwijderbare TB-Flex-armleuningen

De verwijderbare TB-Flex-armleuningen zijn beschikbaar met snelle ontgrendeling of met een armleuninghendel. Beide soorten kunnen worden aangepast en op simpele wijze worden verwijderd voor eenvoudige overplaatsing naar en van de elektrische rolstoel. Het totale bereik van de hoogteaanpassing is 12,7 cm (5 in.) in stappen van 2,54-cm (1-in.). Dit bereik wordt gemeten vanaf de bovenkant van de zitting tot de bovenkant van de armlegger. Het totale bereik van de hoogteaanpassing is 22,86-35,56 cm (9-14 in.).


#### Eventueel hebt u de volgen de gereedschappen nodig om aanpassingen te maken:

- Metrische inbussleutelset
- Metrische steeksleutel
- Kruiskopschroevendraaier


### ⚠ WAARSCHUWING!

Probeer de elektrische rolstoel niet op te tillen of te verplaatsen met behulp van een van de verwijderbare onderdelen, inclusief de armleuning(en), bedrading aan de voorkant, zittingkussens, rugleuning van de zitting, kappen of de controller. Gebruik alleen stevige en niet-verwijderbare frame-onderdelen om uw elektrische rolstoel of het zittingsysteem op te tillen of te verplaatsen.

Vermijd het plaatsen van uw volle gewicht op de armleuningen van de elektrische rolstoel en gebruik de armleuningen niet als gewichtdragers, bijvoorbeeld bij overplaatsingen. Hierdoor zou de elektrische rolstoel kunnen kantelen, wat kan resulteren in persoonlijk letsel indien u uit de elektrische rolstoel valt.



Figuur 4. Neerklapbare rugleuning (Onvergrendeld)



Figuur 5. Neerklapbare rugleuning (Vergrendelpin)

### ⚠ WAARSCHUWING!

De controller en de controller-beugel zijn niet-dragende onderdelen van uw zittingsysteem. Gebruik de controller of de controller-beugel niet als dragers, bijvoorbeeld bij overplaatsingen. Dergelijk gebruik kan leiden tot beschadiging van deze onderdelen, wat kan resulteren in persoonlijk letsel indien u uit de elektrische rolstoel valt.

#### Voor verwijdering van het armleuningsysteem voor snelle ontgrendeling:


1. Draai de hendel van de armleuning tegen de klok in.
2. Til het armleuningdeel omhoog. **Zie figuur 6.**

#### Voor installatie van het armleuningsysteem voor snelle ontgrendeling:

1. Plaats het armleuningdeel in het armleuningblok. **Zie figuur 6.**
2. Draai de hendel van de armleuning met de klok mee.

#### Voor aanpassing van de hoogte:

1. Draai de stelschroef los maar verwijder deze niet door deze linksom te draaien met een 2 mm inbussleutel. **Zie figuur 6.**
2. Trek aan de arreteerpen. Verhoog of verlaag de armleuning tot de gewenste hoogte en laat vervolgens de vergrendelpin los.
3. Draai de stelschroef vast door deze rechtsom te draaien met een 2 mm inbussleutel.
4. Herhaal dit voor de andere armleuning, indien gewenst.



Figuur 6. Verwijdering en installatie van de TB-Flex-armleuningen met snelle ontgrendeling



**Voor verwijdering van het armleuningsysteem met gebruik van de armleuninghendel:**



1. Draai de hendel van de armleuning naar voren. **Zie figuur 7.**
2. Til het armleuningdeel omhoog.

**Voor installatie van het armleuningsysteem met gebruik van de armleuninghendel:**

1. Plaats het armleuningdeel in het armleuningblok. **Zie figuur 7.**
2. Draai de hendel van de armleuning naar achteren.

**Voor aanpassing van de hoogte:**

1. Draai de stelschroef los maar verwijder deze niet door deze linksom te draaien met een 2 mm inbussleutel. **Zie figuur 7.**
2. Trek aan de arreteerpen. Verhoog of verlaag de armleuning tot de gewenste hoogte en laat vervolgens de vergrendelpin los.
3. Draai de stelschroef vast door deze rechtsom te draaien met een 2 mm inbussleutel.
4. Herhaal dit voor de andere armleuning, indien gewenst.



**Figuur 7. Verwijdering en installatie van de TB-Flex-armleuningen met armleuninghendel**

**ArMLEuning met twee steunen (Optioneel)**

Het instelbereik van de hoogte van de arMLEuning met twee steunen is 22,86-33,02 cm in stappen van 2,54 cm. Dit bereik wordt gemeten vanaf de bovenkant van de zittingstang tot de bovenkant van het arMkussen. U kunt de arMLEuningen ook omhoog klappen of ze verwijderen voor vervoer. **Zie figuur 8.**

**Voor verwijdering van de arMLEuningmontage:**


1. Druk de veerhendel omlaag en trek de voorkant van de arMLEuning omhoog. **Zie figuur 8.**
2. Verwijder de vergrendelpin van de rugleuning van det zitting. **Zie figuur 8.**
3. Trek de achterkant van de arMLEuning omhoog om de montage te verwijderen.

**Voor verwijdering van de arMLEuningmontage:**


1. Plaats de achterkant van de arMLEuning in de achterste zittinghouderen installeer de vergrendelpin. **Zie figuur 8.**
2. Draai de arMLEuningmontage omlaag.
3. Druk de voorkant van de arMLEuning in de voorste zittinghouder endraai de veerhendel naar de horizontale positie om te vergendelen.

**Aanpassing van de hoogte van de arMLEuning:**

1. Druk de veerhendel naar binnen. **Zie figuur 9.**
2. Beweeg de arMLEuning omhoog of omlaag tot de gewenste hoogte.
3. Draai de veerhendel naar buiten en vergrendel de arMLEuning op zijn plaats. Beweeg de arMLEuning, indien gewenst, omhoog of omlaag totdat deze vergrendel is.



**Figuur 8. Verwijdering en installatie van de arMLEuning met twee steunen**



**Figuur 9. Aanpassing van de hoogte van de arMLEuning met twee steunen**

### Overplaatsingen (Optioneel)

Er zijn optionele overplaatsing-stangen verkrijgbaar. Overplaatsingstangen zijn ontworpen om verplaatsing tijdens het zitten in de elektrische rolstoel en overplaatsingen in of uit van de elektrische rolstoel te vereenvoudigen. Raadpleeg voor meer informatie over overplaatsingen de Gids voor consumentveiligheid die met de gebruikshandleiding van uw elektrische rolstoel werd geleverd. **Zie figuur 10.**

### Controllerpositie

U kunt de controller voor links- of rechtshandig gebruik plaatsen. U kunt ook de verlenging van de controller vanaf de armleuning en de hoogte van de controller aanpassen.

### WAARSCHUWING!


**Gebruik de juiste verbindingpunten voor de bedrading van de controller, zodat de bedrading niet verstrikt kan raken in de aandrijfwielen of afgekneld worden in het frame van de zitting o beschadigd raken bij het rijden door deuropeningen.**

### Om de verlenging van de controller te wijzigen:



1. Schakel de stroomvoorziening naar de controller uit.
2. Verwijder de bedrading van de controller uit de clips waarmee het aan de armleuning is bevestigd.
3. Klap het om de draai vervolgens de vrijloophendel om de klem los te maken. **Zie figuur 11.**
4. Schuif de controller in of uit de armleuning tot de gewenste positie is bereikt.
5. Draai de vrijloophendel en klap deze om, zodat de klem vastgemaakt kan worden.

### Om hoogte van de controller te wijzigen:

1. Schakel de stroomvoorziening naar de controller uit.
2. Klap het om en draai vervolgens de vrijloophendel om de klem los te maken. **Zie figuur 11.**
3. Breng de controller op de gewenste hoogte.
4. Draai de vrijloophendel en klap deze om, zodat de klem vastgemaakt kan worden.
5. Voer de bedrading van de controller naar de achterkant van het onderstel.



**Figuur 10. Overplaatsingstangen (Optioneel)**



**Figuur 11. Hoogteverstelling van de controller**

**Handmatige optie voor achterover leunen (Optioneel)**

Als uw TB-Flex-zitting is uitgerust met de handmatige optie voor achterover leunen, kunt u de hoek van de rugleuning instellen vanaf een minimale positie (85° vanaf het onderstel van de zitting) tot de maximale leunpositie (120° vanaf het onderstel van de zitting). **Zie figuur 12.** Als de zitting verder dan 110° achterover leunt, is de stoel volledig geblokkeerd. Wanneer de stoel wordt teruggebracht naar een hoek kleiner dan 110°, zal ook het vermogen naar de motoren worden hersteld.

**⚠ WAARSCHUWING!**

Laat de rugleuning nooit achterover leunen wanneer de stoel is gekanteld. Dit kan resulteren in ernstig letsel van de gebruiker. Een veiligheidsvoorziening zorgt ervoor dat u de zitting niet kunt kantelen wanneer deze verder dan 110° achterover leunt. Om de kantelfunctie weer in te schakelen, dient u de rugleuning terug te brengen in de verticale stand.

**Om de rugleuning achterover te laten leunen:**

1. Pak de hendel bovenop de rugleuning vast.
2. Knijp in de ontgrendelingshandgreep en plaats de rugleuning in de gewenste positie. **Zie figuur 12.**
3. Laat de hendel los om de rugleuning op zijn plaats te vergrendelen.

**Handmatige optie voor hoek instelbaar (Optioneel)**


Als uw TB-Flex-zitting is uitgerust met de handmatige optie voor hoek instelbaar, kunt u de hoek van de rugleuning instellen vanaf een minimale positie (85° vanaf het onderstel van de zitting) tot de maximale leunpositie (135° vanaf het onderstel van de zitting). **Zie figuur 13.** Als de zitting verder dan 110° achterover leunt, is de stoel volledig geblokkeerd. Wanneer de stoel wordt teruggebracht naar een hoek kleiner dan 110°, zal ook het vermogen naar de motoren worden hersteld.

**⚠ WAARSCHUWING!**




Laat de rugleuning nooit achterover leunen wanneer de stoel is gekanteld. Dit kan resulteren in ernstig letsel van de gebruiker. Een veiligheidsvoorziening zorgt ervoor dat u de zitting niet kunt kantelen wanneer deze verder dan 110° achterover leunt. Om de kantelfunctie weer in te schakelen, dient u de rugleuning terug te brengen in de verticale stand.

**Om de rugleuning aan te passen:**

1. Pak de riem vast aan de onderkant van de rugleuning.
2. Trek aan de riem om de rugleuning los te maken en plaats de rugleuning in de gewenste hoek. **Zie figuur 13.**
3. Laat de riem los om de rugleuning op zijn plaats te vergrendelen.



**Figuur 12. Handmatige optie voor achterover leunen—minimale en maximale leunhoeken**



**Figuur 13. Handmatige optie voor hoek instelbaar—minimale en maximale leunhoeken**

### De TB-Flex-rugleuning (Optioneel)

De TB-Flex-rugleuning kan in hoogte en breedte worden aangepast.

#### Voor aanpassing van de hoogte en/of de breedte van de rugleuning:

1. Draai de bevestigingsmaterialen los. **Zie figuur 14.**
2. Zet de rugleuning op de gewenste hoogte en/of de gewenste breedte.
3. Draai de bevestigingsmaterialen vast.

#### Installatie en gebruik

De TB-Flex-rugleuning bestaat uit een rugleuningkussen en lumbale steun die, indien gewenst, geplaatst kunnen worden ten behoeve van het comfort van de gebruiker en positionering. Ze zijn verbonden met de rugleuning door middel van herbruikbare haak- en lussluitingen of met bevestigingsmaterialen.

#### Om de positioneringsonderdelen van de TB-Flex-kussens op de stoel te plaatsen:

1. Plaats het kussen van de rugleuning zodanig dat de flapjes van de herbruikbare haak- en lussluitingen naar de leuning zijn gericht. Plaats het kussen vervolgens vast aan de rugleuning met behulp van de herbruikbare haak- en lussluitingen.

#### **⚠ WAARSCHUWING!**

Extreme temperaturen kunnen de temperatuur van de kussenonderdelen beïnvloeden en tot huidirritatie leiden. Wees voorzichtig als uw elektrische rolstoel gebruikt of opgeslagen is in een extreem hete of koude omgeving.

Controleer of alle bevestigingsmaterialen op de juiste wijze zijn geïnstalleerd en vastgemaakt.

#### Reiniging

Het kussen van de rugleuning is eenvoudig te reinigen.



#### **⚠ WAARSCHUWING!**

Gebruik geen bleek bij het wassen van de buitenste hoes om te voorkomen dat de hoes beschadigd raakt.

Volg alle veiligheidsinstructies op voor het juiste gebruik van het desinfecterende en/of reinigingsmiddel, voordat u het op uw product gebruikt. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dit leiden tot huidirritatie of voortijdige aantasting van de bekleding en/of de afwerking van de elektrische rolstoel.

#### Reiniging van de hoes van het kussen van de rugleuning:

1. Verwijder het kussen van de rugleuning door de herbruikbare haak- en lussluitingen waarmee het kussen vastzit aan de rugleuning los te maken en vervolgens het kussen naar u toe te trekken.
2. Zoek de rits aan de onderkant van het kussen.
3. Maak de rits open en trek het kussen eruit.



Figuur 14. Aanpassing voor de hoogte en de breedte van de TB-Flex-rugleuning

4. Was de hoes in een wasmachine op een wastemperatuur van maximaal 60°C (140°F).
5. Laat de hoes aan de lucht drogen.

 **WAARSCHUWING!**

**Gebruik geen bleek bij het wassen van de buitenste hoes. Dit kan leiden tot beschadiging van de hoes.**

**Dompel het kussen van de rugleuning nooit onder in water. Dit kan leiden tot beschadiging van het kussen.**

**Plaats de hoes niet in de wasdroger. Hierdoor zou de hoes kunnen krimpen.**

6. Nadat de hoes is gedroogd, doet u de hoes weer over het kussen en plaatst u het kussen van de rugleuning zodanig dat de flapjes van de herbruikbare haak- en lusluitingen naar de rugleuning zijn gericht. Plaats het kussen over eventueel aanwezige lumbale steun(en) en bevestig het kussen aan de rugleuning met de klittenbandbevestiging.

 **WAARSCHUWING!**

**Volg alle veiligheidsinstructies op voor het juiste gebruik van het desinfecterende en/of reinigingsmiddel, voordat u het op uw product gebruikt. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dit leiden tot huidirritatie of voortijdige aantasting van de bekleding en/of de afwerking van de elektrische rolstoel.**

**Verstellen van de hoofdsteun**

De hoofdsteun kan eenvoudig voor verschillende hoogtes, dieptes en hoeken worden aangepast.

**Om hoogte, diepte of hoek van de hoofdsteun te verstellen:**

1. Draai de verstelschroeven die bij de gewenste aanpassing horen, los. **Zie figuur 15.**
2. Plaats de hoofdsteun in de gewenste positie.
3. Draai de verstelschroeven vast.

**NB: Nadat de aanpassingen zijn uitgevoerd en de hoofdsteun zich in de gewenste positie bevindt, moet u controleren of alle bevestigingsmaterialen stevig zijn vastgemaakt.**

 **WAARSCHUWING!**

**De totale hoogte van de hoofdsteun mag niet hoger zijn dan 17,78 cm (7 in.) boven de beugel van de hoofdsteun.**


**Opslag**

Sommige onderdelen van uw elektrische rolstoel zijn gevoelig voor extreme temperatuurswijzigingen. Houd uw elektrische rolstoel altijd bij temperaturen tussen -8°C (18°F) en 50°C (122°F). De stoel dient te worden opgeslagen bij kamertemperatuur en op een schone en droge plaats.

**Verzorging en Onderhoud**

Verwijdering van uw mobiliteitsproduct dient te gebeuren overeenkomstig lokale en nationale wettelijke voorschriften. Neem contact op met uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf of uw Quantum Rehab-leverancier voor informatie over de juiste verwijdering van verpakkingsmateriaal van mobiliteitsproducten en metalen frameonderdelen, kunststof onderdelen, elektronica, accu's en neopreen-, siliconen- en polyurethaanmateriaal.

- Zorg ervoor dat alle bevestigingsmaterialen stevig zijn vastgemaakt, maar draai bevestigingsmaterialen niet té stevig aan.
- Om het TB-Flex-zitting te reinigen, neemt u het af met een vochtige doek met milde zeep en water. Laat het onderdeel goed drogen voor gebruik. Voor juiste reiniging van het rugkussen van de TB-Flex-rugleuning, zie de reinigingsinstructies in het hoofdstuk "TB-Flex-rugleuning" van deze handleiding.



Figuur 15. Onderdelen voor het verstellen van de hoofdsteun

## Garantie

### Beperkte garantie van twee jaar

Gedurende twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop zal Quantum zorgen voor kosteloze reparatie of vervanging, naar eigen goeddunken en aan de oorspronkelijke koper, van alle onderstaande onderdelen waarvan na onderzoek door een bevoegde vertegenwoordiger van Quantum is gebleken dat het defecten vertoont in materiaal en/of afwerking:

- Structurele frame-onderdelen
- Elektronica
- Kussen van de rugleuning
- Controller

Garantieservice kan worden uitgevoerd door een Quantum Rehab-leverancier of door Quantum. Stuur geen defecte onderdelen naar Quantum zonder voorafgaande goedkeuring. Alle verzendkosten en beschadiging welke is ontstaan tijdens verzending van onderdelen voor reparatie of vervanging zijn voor rekening van de oorspronkelijke koper.

### Uitsluiting van garantie

- Bekleding en zitting (tenzij anders vermeld)
- Reparaties en/of wijzigingen die zijn uitgevoerd zonder specifieke toestemming van Quantum
- Omstandigheden buiten de invloedssfeer van Quantum
- Arbeidskosten, serviceonderhoud, verzending en andere kosten die zijn ontstaan door reparatie van het product, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door Quantum
- Schade veroorzaakt door:
  - Gemorste of gelekte accuvloeistof
  - Misbruik, verkeerd gebruik, ongeluk of nalatigheid
  - Onjuiste bediening, onderhoud of opslag
  - Commercieel of ongewoon gebruik

Er bestaat geen andere uitdrukkelijke garantie.

**Impliciete garantie, inclusief garantie voor verhandelbaarheid en geschiktheid voor het specifieke doel, is beperkt tot één (1) jaar vanaf de datum van aankoop en voorzover wettelijk toegestaan. Enige en alle impliciete garanties zijn uitgesloten.** Dit is het enige rechtsmiddel. Aansprakelijkheid voor gevolgschade onder enige en alle garanties is uitgesloten.

Sommige landen geven geen toestemming voor beperking van de duur van impliciete garanties of staan niet toe dat incidentele of gevolgschade wordt uitgesloten of beperkt. In deze gevallen zijn bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie voorziet u van specifieke rechten en per land kunt u bovendien nog andere rechten hebben.











**USA**

401 York Avenue  
Duryea, PA 18642  
[www.quantumrehab.com](http://www.quantumrehab.com)

**Canada**

5096 South Service Road  
Beamsville, Ontario L0R 1B3  
[www.quantumrehab.com](http://www.quantumrehab.com)

**Australia**

20-24 Apollo Drive  
Hallam, Victoria 3803  
[www.quantumrehab.com.au](http://www.quantumrehab.com.au)

**New Zealand**

38 Lansford Crescent  
Avondale, Auckland 0600  
[www.pridemobility.co.nz](http://www.pridemobility.co.nz)

**UK**

32 Wedgwood Road  
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL  
[www.quantumrehab.co.uk](http://www.quantumrehab.co.uk)

**Netherlands**

(Authorised EU Representative)  
De Zwaan 3  
1601 MS Enkhuizen  
[www.quantumrehab.eu](http://www.quantumrehab.eu)

**Italy**

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro  
Loc. Prato della Corte  
00065 Fiano Romano (RM)  
[www.quantumrehab-italia.it](http://www.quantumrehab-italia.it)

**France**

26 Rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest  
[www.quantumrehab.fr](http://www.quantumrehab.fr)

**Spain**

Calle Las Minas Número 67  
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón  
28923 Madrid  
[www.quantumrehab.es](http://www.quantumrehab.es)

**Germany**

Hövelrieger Str. 28  
33161 Hövelhof  
[www.quantumrehab.de](http://www.quantumrehab.de)

**China**

Room 508, Building #4  
TianNa Business Zone  
No. 500 Jianyun Road  
Pudong New Area  
Shanghai 201318

