


INSTALLATION AND CARE INSTRUCTIONS

Synergy[®] TRU-Comfort[™]



QUANTUM[®]
REHAB

A Division of Pride Mobility Products[®] Corp.



SAFETY GUIDELINES



WARNING! A Quantum Rehab Provider or a qualified technician must perform the initial setup of this product and must perform all of the instructions in this manual.

The symbols below are used throughout this owner's manual and on the product to identify warnings and important information. It is very important for you to read them and understand them completely.



WARNING! Indicates a potentially hazardous condition/situation. Failure to follow designated procedures can cause either personal injury, component damage, or malfunction. On the product, this icon is represented as a black symbol on a yellow triangle with a black border.



MANDATORY! These actions should be performed as specified. Failure to perform mandatory actions can cause personal injury and/or equipment damage. On the product, this icon is represented as a white symbol on a blue dot with a white border.



PROHIBITED! These actions are prohibited. These actions should not be performed at any time or in any circumstances. Performing a prohibited action can cause personal injury and/or equipment damage. On the product, this icon is represented as a black symbol with a red circle and a red slash.

NOTE: These instructions are compiled from the latest specifications and product information available at the time of publication. We reserve the right to make changes as they become necessary. Any changes to our products may cause slight variations between the illustrations and explanations in this manual and the product you have purchased. The latest/current version of this manual is available on our website.

NOTE: This product is compliant with WEEE, RoHS, and REACH directives and requirements.



Copyright © 2011
Pride Mobility Products Corporation
INFMANU3357/Rev G/December 2011

TABLE OF CONTENTS

LABEL INFORMATION	4
INTRODUCTION	5
THE SYNERGY TRU-COMFORT	7
INSTALLATION AND USE	10
FLIP-FORWARD BACK CANES	10
CANTILEVER ARMRESTS	11
CLEANING	13
LATERAL ADJUSTMENT (OPTIONAL)	15
HEADREST ADJUSTMENT	16
STORAGE	16
CARE AND MAINTENANCE	16
WARRANTY	18

LABEL INFORMATION

PRODUCT SAFETY SYMBOLS

The symbols below are used on the product to identify warnings, mandatory actions, and prohibited actions. It is very important for you to read and understand them completely.



Read and follow the information in the owner's manual.



Do not expose to heat sources such as open flame or sparks.



No smoking.



Cover only — Maximum washing temperature 140°F (60°C)



Do not tumble dry.



Do not iron.

INTRODUCTION

WELCOME to Quantum Rehab, a division of Pride Mobility Products (Pride). The product you have purchased combines state-of-the-art components with **safety**, comfort, and styling in mind. We are confident that the design features will provide you with the conveniences you expect during your daily activities. Understanding how to **safely** use and care for this product should bring you years of trouble free operations and service.

Read and follow all instructions, warnings, and notes in this manual before attempting to operate your product for the first time. You must also read all instructions, warnings, and notes contained in any supplemental instructional booklets for the controller, front riggings, and/or seating system that accompanied your power chair before initial operation. Your **safety** depends upon you, as well as your provider, caretaker, or healthcare professional in using good judgment.

This manual is to be used in addition to the owner's manual that came with your chair. If there is any information in this manual which you do not understand, or if you require additional assistance for setup or operation, please contact your Quantum Rehab Provider. **Failure to follow the instructions, warnings, and notes in this manual and those located on your Pride product can result in personal injury and/or product damage and will void Pride's product warranty.**

PURCHASER'S AGREEMENT

By accepting delivery of this product, you promise that you will not change, alter, or modify this product or remove or render unusable or unsafe any guards, shields, or other safety features of this product; fail, refuse, or neglect to install any retrofit kits from time to time provided by Pride to enhance or preserve the safe use of this product.

INFORMATION EXCHANGE

We want to hear your questions, comments, and suggestions about this manual. We would also like to hear about the safety and reliability of your new Pride product, and about the service you received from your Quantum Rehab Provider. Please notify us of any change of address, so we can keep you apprised of important information about safety, new products, and new options that can increase your ability to use and enjoy your Pride product.

Contact Information

Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA

Pride Mobility Products Company
380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada

Pride Mobility Products Ltd.
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxon OX26 4UL
UK

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.
20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso - ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065-Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.
Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands

NOTE: If you ever lose or misplace your product registration card or your copy of this manual, contact us and we will be glad to send you a new one immediately.

THE SYNERGY TRU-COMFORT

The Synergy TRU-Comfort is a unique seat cushion that is available in non-recline, power recline, and manual recline versions, and is adjustable for user comfort and positioning needs. **Figure 1** provides information on the non-recline version of the Synergy TRU-Comfort components. Use this diagram to familiarize yourself with the function and location of each component before using the Synergy TRU-Comfort.




Figure 1. Synergy TRU-Comfort Components (Non-Recline)

Figure 2 provides information on the power recline version of the Synergy TRU-Comfort components. Use this diagram to familiarize yourself with the function and location of each component before using the Synergy TRU-Comfort.




Figure 2. Synergy TRU-Comfort Components (Power Recline)

Figure 3 provides information on the manual recline version of the Synergy TRU-Comfort components. Use this diagram to familiarize yourself with the function and location of each component before using the Synergy TRU-Comfort.




Figure 3. Synergy TRU-Comfort Components (Manual Recline)

INSTALLATION AND USE

The Synergy TRU-Comfort consists of a seatback cushion, lumbar support, lateral supports, and/or thoracic supports that can be placed as needed for user comfort and positioning needs. They are attached to the seatback with reusable hook and loop fasteners.

To place the Synergy TRU-Comfort on the chair:

1. Position the lumbar, lateral, and thoracic support(s) as needed for user comfort and positioning needs flat side down and push onto the seatback. See figure 1 or 2.
2. Position the seatback cushion upholstered side up over any lumbar, lateral, and thoracic support(s) and push the cushion into the seatback to secure. See figure 1, 2, or 3.



WARNING! Extreme temperatures can affect the temperature of your cushion components and may cause skin irritation. Use caution when your power chair has been used or stored in an extremely hot or cold environment.

FLIP-FORWARD BACK CANES

The flip-forward back canes allow the user to flip the seatback forward for easier transportation.

To flip the seatback forward:

1. Rotate the release lever on both back canes toward the rear of the seat to unlatch the back canes. See figure 4.
2. Fold the seatback down.

To return the seatback to an upright position:

1. Lift the seatback up and place in the upright position.
2. Rotate the release lever on both back canes toward the front of the seat to latch the back canes. See figure 5. Ensure a red sticker on the release lever is not visible.



WARNING! If a red sticker is visible, the release lever is not fully latched. Ensure both release levers are fully latched before sitting in your power chair.




Figure 4. Flip-forward Back Canes (Unlatched)




Figure 5. Flip-forward Back Canes (Latched)

CANTILEVER ARMRESTS

The Cantilever Armrests are attached to the back canes and are designed to lift up and out of the way for easier transfer onto and off of the power chair. Both the angle and height can be adjusted on the Cantilever Armrests.

To adjust the armrest angle:

1. Raise the armrest perpendicular to the floor.




Figure 6. Cantilever Armrests Angle Adjustment

- Turn the adjustable dial clockwise to change the angle of the armrest. **See figure 6.** The armrest is at 0° when it sits on the white dot of the adjustable dial. From 0° , the angle can be decreased to -30° or increased to 30° in 5° increments. The adjustable dial moves only in the clockwise direction.
- Move the armrest down into position.
- Repeat for the other armrest, if necessary.

To adjust the armrest height:

- Raise the armrest perpendicular to the floor.
- Remove and retain the two hex screws from the armrest bracket. **See figure 7.**
- Raise or lower the armrest to the desired height by adjusting the mounting bracket position.

NOTE: The mounting bracket permits an armrest height range from the seat pan to the top of the arm tube of 11–17 in. (27.94–43.18 cm) in 0.5-in. (1.27-cm) increments. To achieve an armrest height of 11 in. (27.94 cm) or 17 in. (43.18 cm), only three of the four mounting screws will be used. All other adjustments will require all four mounting screws.



WARNING! Ensure all hardware is used when reinstalling the mounting bracket. Note that when the armrest is adjusted to the highest or lowest position that only three mounting screws can be used.

- Reinstall the armrest bracket using the retained hex screws and make sure they are properly tightened.

NOTE: To achieve full angle adjustment at 11 in. (27.94 cm), install the two hex screws in the second set of holes from the bottom of the mounting bracket.




Figure 7. Cantilever Armrest Height Adjustment

5. Move the armrest down into position.
6. Repeat for the other armrest, if necessary.

To adjust the armrest height on a power recline:

1. Raise the armrest perpendicular to the floor.
2. Loosen the three bolts on the armrest bracket.
3. Slide the armrest up or down to the desired height. **See figure 8.**
4. Tighten the three bolts.
5. Move the armrest down into position.
6. Repeat for the other armrest, if necessary.




Figure 8. Cantilever Armrest Height Adjustment on power recline



WARNING! Ensure all hardware is installed and tightened properly.

CLEANING

The Synergy TRU-Comfort can be easily cleaned.

NOTE: *The Synergy TRU-Comfort and optional Synergy TRU-Comfort Plus have different cleaning requirements. Make sure you follow the proper cleaning instructions for your cushion.*

To clean the Synergy TRU-Comfort seatback cushion:

1. If necessary, remove the seatback cushion from the seatback by pulling the cushion toward you. **See figure 1, 2, or 3.**
2. Spray the seatback cushion cover with disinfectant, then wipe it clean.
3. Allow the seatback cushion cover to air dry before placing the seatback cushion on the seatback.
4. Once the cover is dry, place the seatback cushion on the seatback and push to secure.

WARNING! Do not use bleach when washing the outer cover. Doing so may cause damage to the cover.



WARNING! Follow all safety instructions for the proper use of the disinfectant and/or cleaning agent before applying it to your product. Failure to comply may result in skin irritation or premature deterioration of upholstery and/or power chair finishes.

To clean the optional Synergy TRU-Comfort Plus seatback cushion:

1. Remove the seatback cushion from the seatback by pulling the cushion toward you. See figure 1, 2, or 3.
2. Locate the zipper on the rear of the cover.
3. Unzip the cover and pull out the cushion.
4. Wash the cover in a washing machine at or below a temperature of 158°F (70°C).

WARNING! Do not use bleach when washing the outer cover. Doing so may cause damage to the cover.



WARNING! Never submerge the cushion of your Synergy TRU-Comfort Plus in water. Doing so may cause damage to the cushion.

5. Allow the cover to air dry.



WARNING! Do not attempt to put the cover in a dryer. This may cause shrinking.

6. Once the cover is dry, re-cover the seatback cushion, place it on the seatback, and push to secure.



WARNING! Follow all safety instructions for the proper use of the disinfectant and/or cleaning agent before applying it to your product. Failure to comply may result in skin irritation or premature deterioration of upholstery and/or power chair finishes.

LATERAL ADJUSTMENT (OPTIONAL)

The laterals can be easily installed and adjusted to different heights and widths.

NOTE: *Laterals should only be installed and adjusted by your Quantum Rehab Provider.*

To install laterals:

1. Loosen the attachment screws in the lateral track.
2. Slide the lateral support through the channel guide as shown in **figure 9**.
3. Line up the holes in the lateral bracket and the lateral support.
4. Attach using provided screws from bracket.
5. Repeat for other side, if necessary.

NOTE: *On a TRU-Comfort Power Recline, the slider bar is installed from the rear of the seatback. See **figure 2**.*

To adjust the laterals:

1. Slide the lateral support to the desired height and width. See **figure 9**.
2. Tighten the screws inserted into the lateral track.
3. Repeat for other side, if necessary.




Figure 9. Laterals

HEADREST ADJUSTMENT

The Synergy TRU-Comfort headrest can be easily adjusted to different heights, depths, and angles.

To adjust the height, depth, or angle of the headrest:

1. Loosen the adjustment screws that correspond to the desired adjustments. See figure 10.
2. Adjust the headrest to the desired position.
3. Tighten the adjustment screws.

NOTE: *Once adjustments have been made and the headrest is in the desired position, make sure that all of the hardware is tight.*



WARNING! Do not extend the overall headrest height more than 7 in. (17.78 cm) above the headrest bracket.

STORAGE

The Synergy TRU-Comfort should not be stored in extreme hot or cold temperatures. It should be stored at room temperature in a clean and dry location.

CARE AND MAINTENANCE

Your mobility product must be disposed of according to applicable local and national statutory regulations. Contact your local waste disposal agency or Quantum Rehab Provider for information on proper disposal of mobility product packaging, metal frame components, plastic components, electronics, batteries, neoprene, silicone, and polyurethane materials.

Be aware of safety issues while smoking.



WARNING! Pride strongly recommends that you do not smoke cigarettes while seated in your seating system although the seating system has passed the necessary testing requirements for cigarette smoking. You must adhere to the following safety guidelines if you decide to smoke cigarettes while seated in your seating system.

- Do not leave lit cigarettes unattended.
- Keep ashtrays a safe distance from the seating system.
- Always make sure cigarettes are completely extinguished before disposal.




Figure 10. Headrest Adjustment Components

WARRANTY

The Synergy TRU-Comfort cushion is designed and produced to the highest of standards. Our Synergy cushion is guaranteed to be free of defects in material and workmanship for a period of 24 months. If any defect in material or workmanship is found, Pride Mobility Products will repair or replace, at our discretion, the Synergy cushion. This warranty does not apply to cushions abused or misused by the user and deemed such by Pride Mobility Products.


Claims and repairs should be processed through the nearest authorized Pride or Quantum Rehab Provider.

GARANTIE

Le coussin Synergy TRU-Comfort est conçu et fabriqué selon les plus hauts standards. Le coussin Synergy est garanti sans défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de 24 mois. Si un défaut de matériaux ou de fabrication est trouvé, Pride Mobility Products réparera ou remplacera, à sa discrétion, le coussin Synergy. Cette garantie ne couvre pas les coussins ayant subis des abus ou ayant été mal utilisés si Pride Mobility Products en décide ainsi.

Les réclamations et réparations doivent être faites par le détaillant Pride autorisé ou le détaillant Quantum Rehab le plus proche de chez vous.

Figure 10. Composantes de réglage de l'appui-tête



REGLAGE DE L'APPUI-TÊTE

L'appui-tête du Synergy TRU-Comfort peut être facilement réglé à différentes hauteurs, profondeurs et angles.

Pour régler la hauteur, la profondeur, ou l'angle de l'appui-tête:

1. Desserrer les vis de réglage qui correspondent aux réglages souhaités.
2. Voir la figure 10.
3. Régler l'appui-tête à la position désirée.
3. Resserrer les vis de réglage.

NOTE : Une fois que les réglages ont été effectués et l'appui-tête est dans la position désirée, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.



MISE EN GARDE! Ne pas régler la hauteur de l'appui-tête à plus de 17,78 cm (7 po) au-dessus du support de l'appui-tête.

ENTREPOSAGE

N'entreposez pas votre Synergy TRU-Comfort dans des conditions extrêmement froides ou chaudes. Il doit être stocké à température ambiante dans un endroit propre et sec.

SOINS ET ENTRETIEN

Vous devez disposer de votre appareil en respectant les réglements en vigueur dans votre localité. Contactez votre centre de recyclage ou votre détaillant Quantum Rehab pour les informations sur la mise au rebut de l'emballage, des composants métalliques, plastiques, électroniques, batteries, néoprène, silicone, et les matériaux de polyuréthane.

Soyez prudent lorsque vous fumez.



MISE EN GARDE! Nous recommandons fortement de ne pas fumer de cigarettes lorsque vous êtes assis sur le siège de votre fauteuil, même si votre siège a réussi les tests d'exposition à la fumée et à la flamme de cigarette. Si vous décidez de fumer tout de même, vous devez respecter les consignes suivantes:

- Ne laissez pas de cigarette allumée sans surveillance.
- Tenez les cendriers loin du siège.
- Assurez-vous de bien éteindre vos cigarettes avant d'en disposer.

REGLAGE LATERAL (EN OPTION)

Les barres latérales peuvent être facilement installées et réglées à différentes hauteurs et largeurs.

NOTE: Les barres latérales doivent être installées et réglées par votre détaillant Quantum Rehab.

Pour installer les barres latérales:


1. Desserrer les vis de fixation dans le rail latéral.
2. Faites glisser le support latéral à travers le guide de la glissière comme le montre la figure 9.
3. Alignez les trous dans le support latéral et fixation latérale.
4. Fixer à l'aide des vis de support fournies.
5. Répétez pour l'autre côté au besoin.

NOTE: Sur un fauteuil TRU-Comfort inclinable à commande électrique, la barre coulissante est installée à l'arrière du dossier. Voir la figure 2.

Pour régler les latérales:

1. Faites glisser le support latéral à la hauteur et largeur souhaitées. Voir la figure 9.
2. Serrer les vis insérées dans le rail latéral.
3. Répétez pour l'autre côté au besoin.

Figure 9. Latérales





MISE EN GARDE! N'utilisez pas de l'eau de javel pour le lavage de la housse. Cela peut causer des dommages à la housse.

MISE EN GARDE! Respectez les consignes d'utilisation des désinfectants/produits de nettoyage sous peine de causer de l'irritation cutanée ou des dommages à la housse et/ou surfaces du fauteuil.

Pour nettoyer le coussin de dossier du Synergy TRU-Comfort Plus en option:

1. Retirez le coussin de dossier du dossier du siège en tirant sur le coussin vers vous. Voir les figures 1, 2, ou 3.
2. Localisez la fermeture éclair sur l'arrière de la housse.
3. Ouvrez la fermeture éclair et sortez l'intérieur du coussin.
4. Lavez la housse dans une machine à laver à une température de 70°C (158°F) ou en dessous.



MISE EN GARDE! N'utilisez pas de l'eau de javel pour le lavage de la housse. Cela peut causer des dommages à la housse.

MISE EN GARDE! Il ne faut pas submerger l'intérieur du coussin de votre Synergy TRU-Comfort Plus dans l'eau. Cela peut causer des dommages au coussin.

5. Laissez la housse sécher à l'air libre.



MISE EN GARDE! Ne séchez pas la housse à la machine sous peine de la faire rétrécir.

6. Une fois que la housse est sèche, recouvrez le coussin de dossier, placez-le sur le dossier, et appuyez sur le coussin pour le sécuriser.



MISE EN GARDE! Respectez les consignes d'utilisation des désinfectants/produits de nettoyage sous peine de causer de l'irritation cutanée ou des dommages à la housse et/ou surfaces du fauteuil.

5. Abaissez l'accoudoir dans sa position.
6. Répétez pour l'autre accoudoir au besoin.

Pour régler la hauteur d'un accoudoir sur inclinaison motorisée:

1. Relevez l'accoudoir perpendiculairement au plancher.
2. Desserrez les trois boulons sur le support d'accoudoir.
3. Glissez l'accoudoir vers le niveau désiré. Voir la figure 8.
4. Resserrez les trois boulons.
5. Abaissez l'accoudoir dans sa position.
6. Répétez pour l'autre accoudoir au besoin.




Figure 8. Réglage en hauteur des accoudoirs Cantilever sur inclinaison motorisée



MISE EN GARDE! Assurez-vous de bien resserrer toutes les vis et boulons.

NETTOYAGE

Le Synergy TRU-Comfort est facilement nettoyable.

NOTE: Le Synergy TRU-Comfort et le Synergy TRU-Comfort Plus en option ont différents besoins de nettoyage. Assurez-vous de suivre les instructions de nettoyage appropriées pour votre coussin.

1. Si nécessaire, enlever le coussin de dossier du siège en tirant sur le coussin vers vous. Voir les figures 1, 2, ou 3.
2. Vaporisez la housse du coussin de dossier avec un désinfectant, puis essuyez.
3. Laissez la housse du coussin du dossier se sécher à l'air avant de placer le coussin de dossier sur le dossier.
4. Une fois que la housse est sèche, placez le coussin de dossier sur le dossier et appuyez sur le coussin pour le sécuriser.

2. Tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour changer l'angle de l'accoudoir. Voir la figure 6. L'angle est à 0° lorsque le bouton de réglage est face au point blanc. À partir de ce point (0°), l'angle peut être réduit à -30° ou augmenté vers 30° avec des intervalles de 5°. Le bouton de réglage ne tourne que dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Abaissez l'accoudoir dans sa position.
4. Répétez pour l'autre accoudoir au besoin.

Pour régler la hauteur d'un accoudoir:

1. Relevez l'accoudoir perpendiculairement au plancher.
2. Retirez et conservez les deux vis hexagonales du support de l'accoudoir. Voir la figure 7.
3. Elevez ou abaissez l'accoudoir vers le niveau désiré en déplaçant le support.

NOTE: La plage de réglage en hauteur d'un accoudoir à partir d'accoudoir est située entre 27,94-43,18 cm (11-17 po) avec des intervalles de 1,27-cm (0,5-po). Pour atteindre les niveaux de 27,94 cm (11 po) ou 43,18 cm (17 po), seulement trois des quatre vis de montage seront utilisées. Par contre, tous les autres niveaux de réglage exigent les quatre vis de montage.



MISE EN GARDE! Assurez-vous d'utiliser toutes les vis lors de la réinstallation des supports d'accoudoirs. Notez que seulement les niveaux le plus élevé et le plus bas exigent l'utilisation de trois vis.

4. Réinstallez le support d'accoudoir et fixez-le à l'aide des deux vis hexagonales en serrant bien solidement.

NOTE: Pour atteindre l'angle maximal sur le niveau 27,94 cm (11 po), installez les deux vis hexagonales dans la deuxième rangée de trous à partir du bas du support.




Figure 7. Réglage en hauteur des accoudoirs Cantilever




Figure 4. Montants de dossier réglables (Déverrouillé)




Figure 5. Montants de dossier réglables (Verrouillé)

ACCOUDOIRS CANTILEVER

Les accoudoirs Cantilever se fixent sur les montants de dossier et sont conçus pour être soulevés et retirés afin de faciliter les transferts à partir d'un siège de fauteuil motorisé. L'angle et la hauteur sont réglables sur les accoudoirs Cantilever.

Pour changer l'inclinaison des accoudoirs:

1. Relevez l'accoudoir perpendiculairement au plancher.




Figure 6. Réglage de l'angle des accoudoirs Cantilever

INSTALLATION ET L'UTILISATION

Le Synergy TRU-Comfort est constitué d'un coussin de dossier, support lombaire, supports latéraux, et/ou supports thoraciques qui peuvent être placés selon les besoins pour le confort de l'utilisateur et les besoins de positionnement. Ils sont attachés au dossier avec des attaches velcro réutilisables.

Pour placer le Synergy TRU-Comfort sur le fauteuil:

1. Placez les supports lombaires, latéraux et thoraciques si nécessaire pour le confort de l'utilisateur et les besoins de positionnement à plat vers le bas et appuyez sur le dossier. Voir les figures 1 et 2.
2. Placez le coussin de dossier avec le côté rembourré vers le haut au dessus des supports lombaires, latéraux et thoraciques et appuyez sur le coussin contre le dossier du siège pour le sécuriser. Voir les figures 1, 2, ou 3.

MISE EN GARDE! Lorsque les composantes de votre coussin sont exposées à des températures extrêmes, celles-ci peuvent causer des irritations cutanées. Soyez vigilant lorsque votre produit est entreposé dans des conditions de températures très chaudes ou très froides.



MONTANTS DE DOSSIER REPLIABLES

Les montants repliables permettent à l'utilisateur de rabattre le dossier vers l'avant pour faciliter le transport.

Pour rabattre le dossier vers l'avant:

1. Tournez les leviers (un sur chaque montant) vers l'arrière pour débloquer le dossier. Voir la figure 4.
2. Rabattez le dossier.

Pour remplacer le dossier à la position redressée:

1. Redressez le dossier en position verticale.
2. Tournez les leviers (un sur chaque montant) vers l'avant pour bloquer le dossier en place. Voir la figure 5. Assurez-vous que l'autocollant rouge sur le levier n'est pas visible.

MISE EN GARDE! Si l'autocollant rouge est visible, le levier de blocage n'est pas correctement verrouillé. Assurez-vous de bien verrouiller les deux leviers de blocage avant de prendre place sur votre fauteuil motorisé.



La figure 3 fournit des informations sur les composantes de la version inclinable manuellement du Synergy TRU-Comfort. Avant de l'utiliser, référez-vous à ce schéma pour vous familiariser avec les différentes composantes du TRU-Comfort, ainsi que leur emplacement.





Figure 3. Composantes du Synergy TRU-Comfort (Version inclinable manuellement)

La **figure 2** fournit des informations sur les composantes de la version inclinable à commande électrique du Synergy TRU-Comfort. Avant de l'utiliser, référez-vous à ce schéma pour vous familiariser avec les différentes composantes du TRU-Comfort, ainsi que leur emplacement.



LE SYNERGY TRU-COMFORT

Le Synergy TRU-Comfort est un coussin de siège unique qui est disponible en versions non-inclinable, inclinable à commande électrique, et inclinable manuellement, et il est réglable pour le confort de l'utilisateur et les besoins de positionnement. La **figure 1** fournit des informations sur les composantes de la version non-inclinable du Synergy TRU-Comfort. Avant de l'utiliser, référez-vous à ce schéma pour vous familiariser avec les différentes composantes du TRU-Comfort, ainsi que leurs emplacements.




Figure 1. Composantes du Synergy TRU-Comfort (Non Inclinable)

Coordonnées

Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA

Pride Mobility Products Company
380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada

Pride Mobility Products Ltd.
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxon OX26 4UL
UK

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.
20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso - - ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065-Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.
Castricummer Wert 26
1901 RW Castricum
The Netherlands

NOTE: Si vous perdez ou égarez votre carte de garantie ou votre manuel du propriétaire, téléphonez ou écrivez-nous, c'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir immédiatement des documents de remplacement.

INTRODUCTION

Quantum Rehab, une division de Pride Mobility Products (Pride), vous souhaite la bienvenue. Votre produit est un appareil aux lignes modernes et attrayantes, fabriqué selon une technologie d'avant-garde mais surtout **sécuritaire** et confortable. Nous sommes convaincus que sa fiabilité, ses fonctionnalités et les services qu'il vous rendra feront de vous un propriétaire satisfait. Lorsque vous serez accoutumé avec le fonctionnement **sécuritaire** et l'entretien de votre produit, celui-ci vous fournira plusieurs années de service sans problèmes.

Lisez et suivez toutes les instructions, mises en garde et notes contenues dans ce manuel avant de tenter d'utiliser votre appareil pour la première fois. Vous devez de plus lire toutes les instructions supplémentaires du contrôleur, contenues dans les manuels d'instructions supplémentaires du contrôleur, des repose-pieds, et/ou systèmes qui accompagnent votre fauteuil motorisé avant de l'utiliser pour la première fois. Votre **sécurité** dépend de l'attention et du bon jugement que vous, vos proches et vos professionnels y porteront.

Ce manuel doit être consulté en complément du manuel que vous avez reçu avec votre fauteuil motorisé. Si vous ne comprenez pas quelque information contenue dans ce manuel ou si vous avez besoin d'aide pour préparer ou faire fonctionner votre appareil, veuillez contacter votre détaillant Quantum Rehab. **Le non-respect des instructions contenues dans ce manuel et/ou sur les autocollants apposés sur votre appareil peut provoquer des accidents avec blessures, des dommages et entraîner l'annulation de la garantie.**

CONVENTION A L'ACHAT

En acceptant ce produit, vous vous engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisable les protecteurs et/ou gardes de sécurité, et dispositifs de sécurité. Vous vous engagez à ne pas refuser ni négliger de faire installer les troussees de mise à jour au besoin, fournies par Pride afin de maintenir ou améliorer l'aspect sécuritaire de votre appareil.

ECHANGE D'INFORMATIONS

Nous aimerions recevoir vos commentaires, questions et suggestions au sujet de ce manuel. Nous aimerions aussi recevoir vos commentaires concernant la fiabilité et la sécurité de votre nouveau produit et les services offerts par votre détaillant Quantum Rehab. Nous aimerions être avisés si vous déménagez, car nous pourrions vous tenir informé si des mesures venaient à être prises pour augmenter la sécurité de votre produit, ou encore sur les nouveaux produits, nouvelles options qui augmenteraient le plaisir associé à l'utilisation de votre produit.

PICTOGRAMMES D'INFORMATION

PICTOGRAMMES DE SECURITE

Les pictogrammes ci-dessous sont apposés sur le produit pour indiquer les actions obligatoires, mises en garde et actions prohibées. Il est très important de les lire et de bien les comprendre.



Lisez et suivez les consignes et informations contenues dans ce manuel.



Ne pas exposer à une flamme ou à des étincelles.



Ne pas fumer.



La housse seulement — Température maximale de lavage 60°C (140°F)



Ne séchez pas à la machine.



Ne pas repasser.

TAB LE DES MATIERES

LABELS D'INFORMATION	4
INTRODUCTION	5
LE SYNERGY TRU-COMFORT	7
INSTALLATION ET L'UTILISATION	10
MONTANTS DE DOSSIER REPLIABLES	10
ACCOUDOIRS CANTILEVER	11
NETTOYAGE	13
REGLAGE LATERAL (EN OPTION)	15
REGLAGE DE L'APPUI-TETE	16
ENTREPOSAGE	16
SOINS ET ENTRETIEN	16
GARANTIE	18

CONSIGNES DE SECURITE



MISE EN GARDE! Votre détaillant Quantum Rehab ou un technicien qualifié doit faire le montage initial de ce fauteuil motorisé et suivre toutes les procédures énumérées dans ce manuel.

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour identifier les mises en garde et moments d'attention particulière. Il est important de les comprendre et de les suivre à la lettre.



MISE EN GARDE! Indique une condition/situation potentiellement dangereuse. Vous devez respecter les consignes sous peine de vous blesser, de causer des dommages et/ou un mauvais fonctionnement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noir sur un triangle jaune avec bordure noire.



OBLIGATOIRE! Ces actions doivent être exécutées selon les consignes sous peine de vous blesser, ou d'endommager l'appareil. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur blanche avec un point bleu et bordure blanche.



INTERDIT! Ces actions sont interdites. Vous ne devez sous aucune considération, entreprendre ces actions. Ces actions peuvent entraîner des blessures et/ou dommages à votre équipement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noir avec un rond rouge et barre rouge.

NOTE: Ce manuel a été préparé à partir des spécifications et informations les plus récentes disponibles au moment de la publication. Nous nous réservons le droit d'apporter les changements nécessaires de temps à autre. Ces changements au produit peuvent causer des variations entre les illustrations et explications contenues dans ce manuel et le produit que vous avez acheté. La dernière version de ce manuel est sur notre site internet.

NOTE: Ce produit est conforme aux directives et exigences des normes *WEEE, RoHS et REACH.*



Copyright © 2011

Pride Mobility Products Company

INFMANU357/Rev G/December 2011


Synergy TRU-Comfort

www.pridemobility.com



A Division of Pride Mobility Products® Corp.

QUANTUM[®] REHAB



Synergy[®] TRU-comfort[™]

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN