

C'est une Nouvelle Ère dans les Produits de Mobilité...



C'est une nouvelle ère dans la mobilité ... C'est la Mobilité Sociale. Que ce soit à la maison ou au bureau, la forme et la fonction d'un produit de mobilité riche en fonctionnalités comme le Jazzy Air® va élever l'indépendance d'un utilisateur et la confiance sociale dans le style

- S'élève au maximum de 10" en seulement 16 secondes
- Avec le siège élevé à une hauteur "Debout", les utilisateurs peuvent socialiser de façon confiante et privée avec les gens qui les entourent en plus de voyager de manière sécuritaire à une vitesse de marche de 3.5 MPH
- Suspension auto-blocante brevetée procurant une stabilité maximum dans les deux positions (élevée ou non-élevée)

Récipiendaire
du prix HME 2016
pour l'innovation



C'est la Mobilité Sociale !

Pride
Mobility Products Co.

Jazzy air®

Spécifications Techniques

Capacité pondérale	300 lb
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 4mph en position non-élevée Jusqu'à 3.5mph en position élevée
Dégagement au sol ²	2.42" à la palette centrale 1.00" au moteur
Hauteur siège-sol	23" - 32.9"
Rayon de giration ²	22.5"
Dimensions ^{2,6}	Longueur: 42.23" avec la palette centrale; 38.6" sans la palette centrale Largeur: 23.4" de roue à roue 25.5" d'un l'appui-bras à l'autre
Type de manette	PG VR2
Roues motorisées	10" anti-crevaisons
Roues pivotantes	6" anti-crevaisons
Suspension	Active-trac avec technologie semi-avant
Autonomie ^{1,4}	Jusqu'à 15.29miles avec batteries U1 Jusqu'à 18.4miles avec batteries 40Ah
Poids des composantes ⁵	Base: 225lb avec batteries U1 245lb avec batteries 40Ah Batteries: U1: 24.5lb 40Ah: 32.2lb
Motorisation	2 moteurs semi-avants
Freins	Freins intelligents régénérateurs
Batteries ³	(2) 12 V, U1 (2) 40 Ah
Chargeur	3.5 amp externe
Inclinaison maximale	6°
Angle maximal	6°
Capacité de franchir des seuils	Non-élevé: 2.2" Élevé: 1.8"
Garantie	5 ans sur le châssis 13 mois sur l'électronique 13 mois sur les moteurs



Caractéristiques

- S'élève au maximum de 10" en seulement 16 secondes
- Le bouton "Air" élève ou abaisse le siège complètement avec une seule touche, et ce même en roulant
- Palette centrale intégrée au siège pour un confort maximal en toutes positions
- Palette centrale à 3 ajustements de hauteurs et d'angle
- Siège sport ultraconfortable à dossier haut et inclinable 16"x16", 18"x18", 20"x20"
- Appuis-bras entièrement ajustables en angle, hauteur, profondeur
- Feux de positions LED
- Ceinture de 60"

Accessoires

- Housse de protection
- Support à verre

Couleurs



Options

- Ceintures de 50", 70", 80", 90"
- Programmeur PG GC

Leviers Compatibles

- Backpacker® Plus
- Outlander Full Platform
- Backpacker® AVP
- Outlander LP

¹ L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.

² En raison des tolérances de fabrication et d'amélioration continue des produits. Cette spécification est sujette à une variation de + or -3%.

³ Requiert des batteries AGM ou au gel. Voir le manuel de l'utilisateur.

⁴ Testé conformément à la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4. Résultats issus de calculs théoriques basés sur les spécifications des batteries et les performances du système d'entraînement. Test effectué à capacité de poids maximum.

⁵ Le poids des batteries peuvent varier selon le fabricant.

⁶ Les dimensions mentionnées sont pour la base motrice seulement. Les options et le type de siège font varier les mesures hors-tout.

NOTE: Ce produit est conforme aux standards ANSI/RESNA, ISO 7176. Toutes les spécifications peuvent être changées sans préavis.

DÉTAILLANTS PRIDE® AUTORISÉS

