

# Jazzy<sup>®</sup>

## SELECT 6

Le Jazzy Select<sup>®</sup> 6 assure un maximum de stabilité et intègre la technologie des moteurs double en ligne. La suspension Active-Trac<sup>®</sup> et les roues avant & arrière de 6" maximisent sa performance autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. De plus, une impressionnante panoplie de caractéristiques standards en fait l'un des fauteuils le plus facile à utiliser.



**PRIDE<sup>®</sup>**  
MOBILITY  
VIVEZ VOTRE MEILLEUR<sup>®</sup>

## SPÉCIFICATIONS

Capacité de poids	300 lb
Vitesse maximale	Jusqu'à 4mph
Dégagement au sol	1.75"
Rayon de giration	21.875"
Longueur	35.375" sans les appuis-pieds
Largeur	23.5"
Roues	Motrices: 10"
Roues avant	6" solides
Roues arrière	6" solides
Suspension	Active-Trac®
Groupe motopropulseur	2 moteurs à engrenage direct semi-avant
Système de freinage	Intelligent (électronique, à disques régénérateurs)
Électronique	Contrôleur 40A PG GC2
Contrôle spécialisé	N/D
Chargeur	Externe, 3.5 amp
Autonomie	Jusqu'à 15 miles / 24.15km
Batteries requises	(2) 12V à décharge profonde
Type de Batteries	U-1
Poids batteries	25 lb chacune
Poids base motrice	100 lb
Poids siège standard	50lb
Dimensions de siège standard	16"x16"-18", 18"x18"-20", 20"x18"-20"
Garantie	Garantie 5 ans limitée sur le châssis Garantie 24 mois limitée sur l'électronique Garantie 24 mois limitée sur les moteurs Garantie 13 mois limitée sur les moteurs

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, les mesures de la longueur, la largeur, le rayon de giration et du dégagement au sol peuvent varier de +/- 3%.

## CARACTÉRISTIQUES

- Roues avant et arrière 6" pour une plus grande stabilité
- 2 moteurs en ligne pour plus de puissance, de torsion et d'efficacité
- Poutrelle arrière articulée
- Batteries facilement accessibles sur le côté
- Connexion du chargeur et disjoncteur facilement accessibles
- Panneau de fusibles accessible sans outils
- Plateforme d'appuis-pieds ajustable en profondeur et en hauteur

## OPTIONS

- Siège à ajustement de profondeur avec dossier coucher-à-plat pour un meilleur confort\*
- Siège à dossier haut avec appui-tête sur mesure\*
- Siège à haut/bas dossier avec plaque rigide sur mesure\*
- Siège à dossier bas sur mesure\*
- Siège élévateur motorisé
- Support à verre
- Housse
- Panier arrière
- Support à oxygène
- Support à cannes/ béquilles
- Support à marchette

## CHOIX DE COULEURS



Rouge Jazzy



Bleu Jazzy