

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

**PROGRAMME D'ATTRIBUTION
TRIPORTEUR/QUADRIPORTEUR
M.S.S.S**

2011-Aujourd'hui

Notes

1. Pneus solides en option.
2. L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Cette spécification peut varier de (+ ou -) 10%.
3. A décharge profonde (AGM ou cellules de gel sont recommandées).
4. Le poids des batteries n'est pas inclus.
5. En option.
6. Etant donné les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.
7. Le poids des batteries peut varier selon les manufacturiers.



- PNEUS AVANTS**
- PNEUS ARRIÈRES**
- VITESSE MAXIMALE²**
- DÉGAGEMENT AU SOL⁶**
- RAYON DE GIRATION TRIPORTEURS⁶**
- RAYON DE GIRATION QUADRIPORTEURS⁶**
- LONGUEUR/LARGEUR TRIPORTEURS⁶**
- LONGUEUR/LARGEUR QUADRIPORTEURS⁶**
- HAUTEUR SIÈGE/SOL**
- TYPE DE SIÈGE (STANDARD)**
- TYPE DE GUIDON**
- POIDS (3/4 ROUES)^{6,4}**
- HAUTEUR PLANCHER / SIÈGE**
- POIDS DES BATTERIES⁷**
- BATTERIES REQUISES³**
- AUTONOMIE PAR CHARGE (MAX)²**
- TYPE DE CHARGEUR**
- SUSPENSION**
- CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE**
- COULEURS STANDARDS**
- POTEAU DE SIÈGE À SUSPENSION**
- PIÈCE LA PLUS LOURDE**

Victory® 10 LX avec Suspension CTS	Pursuit® RQ
3.5" x 10" SOLIDES (PNEUMATIQUES EN OPTION)	4" x 13" PNEUMATIQUES ¹
3.5" x 10" SOLIDES (PNEUMATIQUES EN OPTION)	4" x 13" PNEUMATIQUES ¹
JUSQU'À 5.6 MPH (9 KM/H)	JUSQU'À 6.25 MPH (10 KM/H)
2.2" sous le moteur	4.5"
N/D	N/D
59.9"	66.5"
N/D	N/D
47" / 22.2"	53" / 25"
23.25"-24.75"	25"-27"
COMPACT, RABATTABLE STYLE FISH-ON (17" X 17") EN OPTION: DOSSIER HAUT CRS14 DE LUXE, INCLINABLE SUR GLISSIÈRES, APPUI- BRAS AJUSTABLES EN HAUTEUR & APPUI-TÊTE (18"X18")	DOSSIER HAUT CRS14 DE LUXE, INCLINABLE SUR GLISSIÈRES, APPUI-BRAS AJUSTABLES EN HAUTEUR & APPUI-TÊTE (18"X18")
TYPE DELTA	TYPE DELTA
N/D / 179 LB	N/D/ 225 LB
17"-19"	17"-18.75"
24.5 LB CHACUNE/ 32.5 LB CHACUNE	38 LB CHACUNE/ 53 LB CHACUNE
2) U-1 OU (2) 40AH ⁵	(2) NF-22 OU (2) GROUP 24
JUSQU'À 16.16 MILES	JUSQU'À 25 MILES
EXTERNE, 5A	EXTERNE, 8A
AVANT & ARRIÈRE	AVANT & ARRIÈRE
400 LB	400 LB
ROUGE, BLEU	ROUGE, NOIR
N/D	N/D
61 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT) 73 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)	95 LB (SECTION AVANT)
HYBRIDE (INT-EXT)	EXTÉRIEUR



Montréal: 514-972-2355
Québec: 418-932-9267