

# Pathrider™ 10

时尚的设计，优质的性能  
优异的价格

## PATHRIDER™ 10

Pathrider™ 10 提供高性能的操作，全新功能设计，拆装轻便。拥有完整，先进的标准功能，独家低调，防穿刺的轮胎，LED 背光伏特表，操作更方便，比以往代步车更物美价廉。



**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products Limited  
— LIVE YOUR BEST —

电话：86 021 51923035

网址：[www.pridemobility.com](http://www.pridemobility.com)



# Pathrider™ 10

## 4个轮代步车

最大承载重量:	159kg(350磅)
最大速度:	每小时8.5公里(5英里)
离地间隙:	5cm(2英寸)
转弯半径:	157.5cm(62英寸)
车身长度:	119cm(47英寸)
车身宽度:	56.5cm(22英寸)
轮胎尺寸(半径):	前轮与后轮: 9CM X 25CM (3.5英寸X 10英寸)(防穿刺)
充电一次最大行程:	40公里(25英里)
最大爬坡能力:	5cm(2英寸)
不带电池的总重量:	63.5kg(140磅)
拆分时最重部件重量:	32kg(71磅)
标准座椅:	类型: 可折叠塑胶座椅 重量: 13kg(28磅) 材质: 黑色乙烯基 尺寸: 宽度 46cm(18英寸) 深度 43cm(17英寸)
驱动系统:	后轮驱动, 密封式驱动后桥, 24V直流电机
双制动系统:	电子, 再发电式, 及电动机械式
电池要求:	两个12V 可深度循环电池 规格: 35AH(标准) 40AH(可选) 重量: 35AH电池单个 15kg(32.5磅) 40AH电池单个 15kg(32.5磅)
充电器:	3AMP 外置充电器

颜色:



### 特征

- 独家, 单手轻触式拆卸, 为您提供终极的速度和运输系统。
- 线组件从前端到后端自动连接。
- 容易驾驶的环绕式手柄。
- 普拉德的独家时尚, 重量轻, 低调, 无痕, 防穿刺车轮。
- 新的LED背光伏特表, 在任何环境下都提高了它的准确度和可视度。
- 长期持久, 高强度的 LED 头灯, 提供了最佳的途路照明。
- 轻便, 粘有泡沫的塑胶座椅, 增加了它的舒适度。
- 包括无段门铰, 八位转动式座椅。
- 方便操作的调节手柄旋钮。
- 方便的充电接口安装在手柄上, 配合标准的双电压外置充电器。

### 选项

- 前臂支撑架
- 手杖/拐杖
- 氧气瓶支架
- 杯架
- 后车篮
- 安全标志
- 拐杖支架

<sup>1</sup> 电池状态和轮胎状况决定于用户的重量, 地形类型, 电池的安培数, 电池的充电时间。

<sup>2</sup> 由于制造公差和产品的持续改进, 该规范可以承受的公差为 (+/- 3%)。

<sup>3</sup> 需要玻璃纤维隔板电池 (AGM) 或者胶体电池 (Gel-Cell)。

#### 留意:

此处包含的信息在出版时是正确的, 由于普拉德承诺不断完善和开发, 我们保留更改规格的权利, 恕不另行通知。

理论计算范围按照欧洲国家标准测试条件, 实际范围在正常使用时, 将取决于许多因素, 包括车辆状态及电池, 驾驶者的重量, 正确的轮胎压力、 环境温度和梯度道路或路面表面。

普拉德机动产品商贸(上海)有限公司

上海市浦东新区建韵路500号天纳商汇4幢508室

电话: 86 021 51923035 网址: www.pridemobility.com

**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products Limited  
— LIVE YOUR BEST —

