

The logo for the Q6 Edge wheelchair, featuring a stylized 'Q6' in yellow and silver, followed by the word 'edge' in a bold, italicized yellow font.

GET THE
EDGE!



Q6 EDGE® 配备 TRU-Balance® 3
电动调节系统及 Q-Logic 2 驱动控制
系统

配备标准的4级电机, 6®个轮, 中间轮为驱动轮的设计及ATX避震器。Q6 Edge® 是为满足性能需求最活跃的用户而设计。Q6 Edge 兼容同一系列中的所有可选项的座椅及电子设备, 以及提供卓越康复能力和优异的价值。

The Quantum logo, consisting of a stylized yellow 'Q' shape above the word 'QUANTUM' in a bold, sans-serif font.

www.quantumrehab.com

规格

驱动轮	35.5cm (充气或实心轮胎)
低冲击0 M N 脚轮	前后轮: 15.25cm实心轮胎
避震器	ATX 避震器 (Active-Trac® 具有额外稳定性) 增强后避震效果
最大速度	达到每小时9.66公里
刹车	智能刹车 (电子, 可复位的碟刹)
离地间隙	7.62 cm 距车架中心部位
转弯半径	50.8 cm
车身尺寸	长: 90.17cm 宽: 60.96cm
座椅	Synergy® TRU-Balance® 2 静态座椅: 可调节宽度: 25.4 cm - 55.9 cm (10"-22") 可调节深度: 25.4 cm - 55.9 cm (10"-22") TRU-Balance® 3 电动调节系统: 可调节宽度: 30.5 cm - 55.9 cm (12"-22") 可调节深度: 30.5 cm - 55.9 cm (12"-22") 高靠背座椅: (55.9 cm x 55.9 cm (22" x 22" 中间大部份) 中背座椅: 55.9 cm x 55.9 cm (22" x 22" 中间大部份)
驱动系统	两个4级电机, 6个轮子中间轮为驱动轮
电池要求	两个12V, 深度循环NF-22电池
充满一次电最大行程	可达25公里
充电器	8A外置充电器
可选控制器	75A Q-Logic NE 75A Q-Logic NE+ 90A Q-Logic 2 EX
承载重量	最大136 kg(使用者重量)
基本部位重量	62 kg
电池重量	17.24 kg(单个)
保修期	两年有限保修

特征


- 6个轮子同时着地, 以实现最大的稳定性。
- 兼容 TRU-Balance® 3 电动调节系统。
- 低冲击0 M N 脚轮 (尼龙, 球形脚轮)
安装在前部及后部, 以防止倾斜。
- ATX 避震器 (Active-Trac® 具有额外稳定性)
结合前端0 M N 脚轮, 及半独立后脚轮以
增强适应地形多样化的性能。

选项

- TRU-Balance® 3 升降 & 倾斜设备
- TRU-Comfort 2 座位系统
- Q-Logic 2 EX 驱动控制
- 时速6英里的电机
- Accu-Trac® 先进的追踪
技术⁶
- TRU-Balance® 10" 升降设备
- 关节式通风机箱⁶
- 简洁式通风机箱⁶
- LED 全照明灯
- 4" 宽凹凸纹及超强
附着力实心轮胎^{6,7}
- WC19 运输固定包^{6,8}



胶壳颜色



备注:

- 1) 电池状态和轮胎状况决定于用户的重量, 地形类型, 电池的安培数, 电池的充电时间。
- 2) 由于制造公差和产品的持续改进, 该规范可以承受的公差为 (+/- 3%)。列出的尺寸仅适用于电动椅基本部件。整体尺寸根据座椅各配件不同选择而不同。
- 3) 理论计算范围按照欧洲国家标准测试条件, 实际范围在正常使用时, 将取决于许多因素, 包括车辆状态及电池, 驾驶者的重量, 正确的轮胎压力, 环境温度和梯度道路或路面表面。该规范可以承受的公差为 (+10, -5%)。
- 4) 不同制造商生产的电池, 电池重量也有所不同。
- 5) 可选项
- 6) 有效电话
- 7) 时速6英里的电机可用于社区, 增加宽度1.5"。
- 8) 请参阅安全运输说明书 (编号是 INFMANU3658) 的其它信息。



The Rehab Power Chair Solutions Company

普拉德机动产品商贸(上海)有限公司

上海市浦东新区建韵路500号天纳商汇4幢508室

电话: 86 021 51923035

