



## **Fusion** **R40**

Grace à sa compacité et son rayon de giration réduit, le FUSION offre une manœuvrabilité intérieure optimale. Le couple généré par ses moteurs de 2 x 350W permet des franchissements en souplesse et une motricité performante en extérieur. Polyvalent, il bénéficie d'une grande autonomie. Equipé en option d'une électronique Q-logic 2 et du contrôle d'environnement, Le Fusion pourra répondre aux pathologies évolutives.

# Spécifications

<b>VITESSE MAXIMALE<sup>1</sup> :</b>	10 km/h
<b>ROUES MOTRICES :</b>	Pneumatique 14", bandage en option
<b>ROUES AVANT :</b>	Pneumatiques 9"
<b>ROUES ANTI BASCULE :</b>	2,5"
<b>GARDE AU SOL<sup>2</sup> :</b>	7,3 cm
<b>RAYON DE GIRATION<sup>2</sup> :</b>	53,3 cm
<b>LARGEUR HORS TOUT<sup>2</sup> :</b>	63,5 cm
<b>LONGUEUR HORS TOUT<sup>2</sup> :</b>	89 cm <sup>4</sup>
<b>LARGEUR D'ASSISE :</b>	Réglable de 40 à 51 cm
<b>PROFONDEUR D'ASSISE :</b>	Modulable de 40 à 51 cm
<b>HAUTEUR SOL PLAQUE D'ASSISE :</b>	46 cm
<b>PASSAGE TROTTOIR :</b>	5,7 cm
<b>ELECTRONIQUE :</b>	VR2 en standard, Evolutive Q-Logic 2 en option
<b>MOTORISATION :</b>	350 Watts 2 pôles
<b>BATTERIES :</b>	50 Amp.
<b>AUTONOMIE<sup>1,3</sup> :</b>	Jusqu'à 25 km
<b>POIDS MAX UTILISATEUR :</b>	136 kg



Manipulateur évolutif Q-Logic 2



Contrôle d'environnement Infrarouge



Electronique VR2

## Couleur



Gris métallisé

### FOOTNOTES:

- 1) L'autonomie et la vitesse peuvent varier selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge et l'état des batteries et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de +10%, -5%.
- 2) Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%. Dimensions données sont pour la base motrice uniquement. Les tailles varieront en fonction des assises et des accessoires
- 3) Autonomie théorique calculée en laboratoire et suivant les directives européennes. L'autonomie variera en fonction de nombreux facteurs incluant la condition du fauteuil et de ses batteries, le poids de l'utilisateur, la pression dans les pneus, la température ambiante, les conditions de la route. Ces caractéristiques peuvent varier de +10% à -5%
- 4) Sans repose pieds.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

### Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45

www.pridemobility.fr • www.quantumrehab.fr

**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products France

CE  
**Q**  
QUANTUM