



	Quest Foldable Scooter	Go-Go Elite Traveller® 3R	Go-Go Elite Traveller® 4R	Victory® 10 DX 3R	Victory® 10 DX 4R	Victory® XL 130	Victory® XL 140 15 km/h	Victory® XL 140 20 km/h	Pursuit® 36V
LONGUEUR ²	93 cm	94 cm	100,30 cm	116,20 cm	119,38 cm	136 cm	142,80 cm	142,80 cm	142 cm
LARGEUR ²	48,5 cm	49,5 cm	49,50 cm	56,19 cm	56,19 cm	63,65 cm	69,20 cm	69,20 cm	69,2 cm
ROUES AVANT	4 cm x 18 cm pneumatique ou solide	5 cm x 20,3 cm pneumatique	5 cm x 17,8 cm pneumatique	9 cm x 25 cm solide	10 cm x 25 cm solide	10 cm x 33 cm pneumatique	10 cm x 33 cm pneumatique	10 cm x 33 cm pneumatique	10 cm x 33 cm pneumatique
ROUES ARRIERE	5 cm x 20 cm pneumatique ou solide	6,35 cm x 20,3 cm pneumatique	6,35 cm x 20,3 cm pneumatique	10 cm x 25 cm solide	10 cm x 25 cm solide	10 cm x 33 cm pneumatique	10 cm x 33 cm pneumatique	10 cm x 33 cm pneumatique	10 cm x 33 cm pneumatique
AUTONOMIE ^{1,3}	Jusqu'à 20 km	Jusqu'à 11,6 km	Jusqu'à 9,7 km	Jusqu'à 27,53 km	Jusqu'à 27,53 km	Jusqu'à 39,5 km	Jusqu'à 46,57 km	Jusqu'à 46,57 km	Jusqu'à 36,3 km
POIDS TOTAL SANS BATTERIES	23,5 kg	34,2 kg	36 kg	69,39 kg	84,82 kg	65,28 kg	117,70 kg	117,70 kg	123 kg
CAPACITÉ POIDS MAXI	115 kg	136 kg	136 kg	158,75 kg	158,75 kg	158,75 kg	181 kg	181 kg	181 kg
VITESSE MAXIMALE ¹	Jusqu'à 6 km/h	Jusqu'à 6,4 km/h	Jusqu'à 6,4 km/h	Jusqu'à 10 km/h	Jusqu'à 10 km/h	Jusqu'à 15 km/h	Jusqu'à 15 km/h	Jusqu'à 20 km/h	Jusqu'à 15 km/h
DÉGAGEMENT AU SOL ²	6 cm	5,7 cm (au le centre du cadre)	5,7 cm (au le centre du cadre)	8,25 cm (sous le pont)	8,25 cm (sous le pont)	9,69 cm	13,33 cm	13,33 cm	6,35 cm
RAYON DE GIRATION ²	82 cm	83,8 cm	112 cm	106,68 cm	133,35 cm	170 cm	210,8 cm (droit) 208,3 cm (gauche)	210,8 cm (droit) 208,3 cm (gauche)	208,3 cm (droit) 210,8 cm (gauche)
BATTERIES	(1) Lithium-ion 11,5 Amp	(2) 12 Amp	(2) 12 Amp	(2) 40 Amp	(2) 40 Amp	(2) 55 Amp	(2) 75 Amp	(2) 75 Amp	(2) 55 Amp
CHARGEUR	Externe, 2,5 A	Externe, 2 A	Externe, 2 A	Externe, 5 A	Externe, 5 A	Externe, 8 A	Externe, 8 A	Externe, 8 A	Externe, 8 A
COLORIS DISPONIBLES	Blanc, Rouge et Noir	Bleu et Rouge	Bleu et Rouge	Bleu et Rouge	Bleu et Rouge	Bleu, Rouge, Argent et Noir	Bleu, Rouge, Argent et Noir	Rouge et Argent	Bleu, Rouge, Argent et Noir
TARIF PUBLIC TTC	2100€	1099€	1150€	1839€	1899€	2990€	4100€	4495€	5200€

NOTES:

- 1) L'autonomie et la vitesse peuvent varier selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge et l'état des batteries et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de +10%, -5%.
- 2) Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%. Dimensions données sont pour la base motrice uniquement. Les tailles varieront en fonction des assises et des accessoires.
- 3) Autonomie théorique calculée en laboratoire et suivant les directives européennes. L'autonomie variera en fonction de nombreux facteurs incluant la condition du fauteuil et de ses batteries, le poids de l'utilisateur, la pression dans les pneus, la température ambiante, les conditions de la route. Ces caractéristiques peuvent varier de +10% à -5%.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

Pride Mobility Products France
 26 rue Monseigneur Ancel, 69800 Saint-Priest
 Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45

www.pridemobility.fr • www.quantumrehab.fr

