

HMV-Nr. 18.50.04.0047

# **Jazzy®**

## **1120 RWD EURO**

Der Jazzy® 1120 RWD EURO übersteigt alle konventionelle Ausführungen um unerreichte Vielseitigkeit, auffallender Stil, und hohe Leistung zu liefern sowohl im hause als auch in die freie Natur. Das erste völlig integrierte Mobilität- und Positionierungssystem, die 1120 RWD EURO's Antriebskraftbasis und Sitzverteilung verbindet sich nahtlos für optimale Positionierung und Leistung während das kompakte Design es ermöglicht den 1120 RWD EURO zu manövrieren wie ein Mittelradantrieb Elektrorollstuhl.



### **Jazzy® 1120 RWD EURO**

Abbildung mit Euro Kontursitz, völliges Beleuchtungspaket, schwenkbare beinstütze und P&G VR2 Steuerungstyp

Tel: +31 251 377 577  
Fax: +31 251 377 580  
[www.pridemobility.com](http://www.pridemobility.com)

**Pride®**  
Mobility Products BV

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Max. Zuladung</b>	136 kg
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	Bis zu 9.5 km/h <sup>1</sup>
<b>Bodenfreiheit</b>	6.5 cm
<b>Wendekreis</b>	63 cm
<b>Gesamtlänge</b>	85 cm
<b>Gesamtbreite</b>	64.38 cm
<b>Antriebsräder</b>	35.5 cm aqua Lauffläche
<b>Anti-Kipp-Räder</b>	10 cm Vollgummi
<b>Schwenkrollen</b>	25 cm aqua Lauffläche
<b>Aufhängung</b>	Sport-Trac
<b>Antriebsart</b>	2-motor, Hinterradantrieb
<b>Bremssystem</b>	Elektronische, regenerierende Scheibebremsen
<b>Elektronik</b>	PG VR2 (standard)
<b>Sitz</b>	Eurosit
<b>Spezialbedienungen</b>	Ja
<b>Ladegerät</b>	Extern, 8 amp
<b>Reichweite</b>	Bis zu 40 km <sup>1</sup>
<b>Batterien</b>	Zwei 12 volt deep cycle
<b>Batteriegröße</b>	70 AH (group 24)/ 60 AH (group 34)
<b>Batteriegewicht</b>	24 kg pro stück
<b>Basisgewicht</b>	65 kg
<b>Sitzgewicht</b>	22.5 kg
<b>Sitzabmessungen</b>	51 cm x 51 cm
<b>Garantie</b>	2-Jahre limitierte


## Farben



Rot



Blau



Schwarz

1) Reichweite und Geschwindigkeit kann sich ändern mit maximale Zuladung, Gelände Typ, Batteriekondition und Reifendruck

Castricum Werf 26, 1901 RW Castricum, Netherlands  
(Tel) +31 251 377 577 • (Fax) +31 251 377 580 • [www.pridemobility.com](http://www.pridemobility.com)

Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; der Hersteller ist zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich jedoch das Recht vor, ohne Vorankündigung die Spezifikation zu ändern.

Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands der Batterien, dem Benutzergewicht, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße.

## LEISTUNGEN

- Einfache Bedienung resultiert in einen kurzen Lernprozess für Klienten
- Enge 64.38cm Breite und kompakte 85cm Länge
- Hervorragendes manövrieren im engen Raum
- Höchstgeschwindigkeit bis zu 6 Km/h
- Sport-Trac Aufhängung
- Hohe Leistung - hohes effizientes Motorpaket
- 3-Punktige Sitzbefestigung für einfache Bedienung und zusätzliche optionale Komponenten
- Antriebskraftbasis und Sitz vereinigen sich als eine Einheit für ein optimales Rehapaket
- Einfacher Zugang zur Batterien
- Gruppe 34 niedrige Profil Batterien erhältlich mit Kraftpositionssystemen
- Manueller Rückenverstellungshebel
- Bordsteinaufsteiger Abschenkbare Fußstütze
- Einfacher Öffnung des Batterienfach

## ZUBEHÖR

- Höhenverstellbaren elektrischen Sitz
- Sitzgurt
- Vollgummi räder
- 80° hochleistungs Beinstütze
- Winkelverstellbare Beinstütze
- Schwenkbare Steuerung



Jazzy® 1120 RWD EURO  
Abbildung mit Euro Kontursitz,  
völliges Beleuchtungspaket,  
schwenkbare beinstütze  
und P&G VR2 Steuerungstyp



**PRIDE**  
PERFORMANCE MOBILITY  
— LIVE YOUR BEST™ —