

AUFSTEHSESSEL BESCHREIBUNG



670

Stufenlos einstellbare mittlere bis große Chaiselongue

805

Mittlere bis große Chaiselongue mit 2 Positionen ermöglicht wandnahe Aufstellung



C1

Sehr kleiner bis kleiner Aufstehsessel mit 3 Positionen und vollständig abnehmbaren Polstern (Stahlrahmen)

LC-101

Mittlerer bis großer Chaiselongue mit 3 Positionen

LC-107

Mittlerer bis großer Aufstehsessel mit Infiniteposition

BENEFITS

- Gestell aus Möbel-Leimholz/Hartholz (C1 mit Stahlgestell)
- Patentiertes, leises und laufruhiges Liftsystem
- Große Seitentasche
- Handsteuerung leicht auf der linken Seite anbaubar
- Integrierte Notstromversorgung (Batterien nicht im Lieferumfang)
- Leichter Zugang zur Notstromversorgung durch externen Transformator
- Zweijährige eingeschränkte Gewährleistung

2. Position ist die TV-Liege-Position.

3. Position ist die vollständige Liegeposition.

Stufenlos und **Infiniteposition** entsprechen der voll-ständigen Liegeposition mit unabhängig

Hinweis: Abmessungen können um ± 2,5 cm abweichen. Bei allen technischen Daten Änderungen vorbehalten.

Die Informationen in diesen Unterlagen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt; wir behalten uns das Recht technischer Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.



AUFSTEHSESSEL TECHNISCHE DATEN

MARKTFÜHRER FÜR AUFSTEHSESSEL **Pride** **POWER** RECLINERS

	805	670
Lehnenbreite:	77,5cm	76cm
Vom Sitz zum Boden:	48cm	51cm
Sitztiefe:	51cm	53cm
Sitzbreite:	51cm	51cm
Lehnenoberkante bis Sitz:	68,5cm	68,5cm
Tragfähigkeit:	136 kg	170 kg
Farboptionen:	Cocoa Fern Sky Sandal Expresso (gepolsterte Veloursleder)	Aqua Burgundy Spruce Pecan Latte


	C1	LC-101	LC-107
Lehnenbreite:	51cm	58cm	74 cm
Vom Sitz zum Boden:	41cm/46cm	47cm	48 cm
Sitztiefe:	48cm/51cm	51cm	48 cm
Sitzbreite:	46cm	51cm	51 cm
Lehnenoberkante bis Sitz:	66cm	70cm	70 cm
Tragfähigkeit:	113 kg	147 kg	170 kg
Farboptionen:	Chocolate Birch Arctic Blue Cactus	Cocoa Fern Sky Sandal Amber	Cocoa Fern Sky Sandal

ERHÄLTICHE BEZÜGE*


VELOURS



MIKRO-WILDLEDER



MIKRO-FASER



GEPOLSTERTE VELOURSLEDER



* Nicht alle Bezüge sind für jedes Modell erhältlich. Details finden Sie im Abschnitt „Technische Daten.“



Schützen Sie Ihre Investition mit dem Pride® Aufstehsessel Pflegeset



MARKTFÜHRER FÜR AUFSTEHSESSEL

Pride
POWER
RECLINERS

AUFSTEHSESSEL
BROSCHÜRE

pridemobility.eu



670

Kissenlehnen-Design
Abbildung in Almond



C1

Kissenlehnen-Design
Abbildung in Arctic Blue



LC-101

T-Back Design
Abbildung in Fern



805

Genäht Split-Back Design
Abbildung in Sandal



LC-107

Genäht Kissen-Back Design
Abbildung in Cocoa

Castricummer Werf 26, 1901 RW Castricum, Netherlands

Tel: +31 251 377 577 • Fax: +31 251 377 580

www.pridemobility.com