

Pride® QUEST

FALTBARER ELEKTRO-SCOOTER

**KOMPAKT UND
ZUSAMMENKLAPPBAR
DIE PERFEKTE
REISE ROLLER**

Transportfertig und einfach gefaltet ist die 4-Rad Quest faltbarer Elektro-Scooter perfekt für den aktiven Lebensstil. Mit einer großartigen Leistung in Innenräumen und bei einer maximalen Geschwindigkeit von 6 km/s und einer Reichweite pro Ladung von bis zu 20 km bietet der Quest faltbarer Elektro-Scooter eine komfortable und bequeme Fahrt.. Er ist äußerst tragbar und ist ein großes Raumwunder, passgenau ohne Streit in jedem Schrank, Ecke oder Fahrzeugkoffer. Die Quest faltbarer Elektro-Scooter ist schlicht, elegant und extrem einfach zu bedienen, damit ist er für Reisemobilität der perfekte Wahl.



eingeklappt



einfach mit zu nehmen



PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

www.pride-mobility.nl

SPEZIFIKATIONEN

QUEST FALTBARER ELEKTRO-SCOOTER

4-Rad: S19

Höchstbelastung:	115 kg
Höchstgeschwindigkeit ¹ :	bis 6 km/s
Bodenfreiheit ² :	6 cm
Wendekreis ² :	82 cm
Totallänge ² :	93 cm
Totalbreite ² :	48,5 cm
Antriebsräder ² :	5 cm x 20 cm pannensicher
Vorneräder ² :	4 cm x 18 cm pannensicher
Reichweite pro Ladung ^{1,4} :	Bis 20 km (lithium-ion)
Schwerste Teil wann auseinander genommen ⁶ :	23,5 kg
Gesamtgewicht ohne Batterien:	23,5 kg (unteilbares Gerät: nur die Batterien werden herausgenommen)
Standard-Sitz:	Typ: Faltbar, kompakt, Vinylüberzogen Kunststoff-Spritzgussteilen Material: Vinyl grau Abmessungen: 41 cm x 33 cm
Batterieanforderungen ⁵ :	(1) 24-volt (Lithium-ion) Format: (1) 11.5 AH (Lithium-ion) Gewicht ³ : 11.5 AH Lithium-ion- 2.3 kg jedes (1 erfordert)
Batterieladegerät:	2.5 Ampere, separat

Farbe:



Weiss

EIGENSCHAFTEN

- Einzigartige Klapp-Entwurf
- In nur drei einfachen Schritten zu Falten
- Einstellbares Lenksaule-Bedienpult
- Bis zu 20 km Reichweite pro Ladung
- Einfach mit zu nehmen im Haus, Hotels oder Flughäfen
- Kann aufrecht verstaut oder festgelegt werden
- Gelenktes Gestell sorgt für mehr Stabilität
- LED-Leuchten, vorne und hinten

FALTEN:



ZU ENTFALTEN:



- ¹ Hängt ab von Benutzergewicht, Gelände-Typ, Batterie Amperestunden (AH), Batterieladung, Batteriezustand und Reifenzustand. Diese Spezifikation ist vorbehaltlich einer Varianz von (+ oder -) 10%
- ² Aufgrund von Fertigungstoleranzen und dauerhaften Produktverbesserung, ist diese Spezifikation unterliegt einer Varianz von + / - 3%.
- ³ AGM oder Gel Batterie erfordert.
- ⁴ Getestet in Übereinstimmung mit den Normen ANSI/RENSA, WC Vol 2, Sektion 4, und ISO 7176-4 . Ergebnisse abgeleitet aus theoretische. Berechnungen basierend auf Batterie Spezifikationen und Antriebssystemleistung. Test bei maximaler Tragfähigkeit durchgeführt.
- ⁵ Batterie Gewicht kann nach Hersteller variieren.

Alle Angaben von Heartway® Medical Products zur Verfügung gestellt.
Produkt von Pride Mobility® verteilt.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; der Hersteller ist zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich jedoch das Recht vor, ohne Vorankündigung die Spezifikation zu ändern.

Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands dem Mittel und die Batterien, dem Benutzergewicht, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße. Abmessungen aufgeführt betreffen nur die Antriebseinheit. Insgesamt Abmessungen werden mit Sitz- und Zubehörwahl variieren.



Hinweis: Transport dieses Artikels auf Verkehrsflugzeuge unterliegt behördlichen Vorschriften und Luftverkehrsbranche-Politik. Bitte konsultieren Sie Ihren Fluggesellschaft vorausgehend Ihrem Flug ob Ihrem Quest faltbarer Elektro-Scooter und seine Lithium-Ionen-Batterien zugelassen sind.

Pride
Mobility Products BV
— LIVE YOUR BEST —

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

(NL) 0031-(0)251-377577
www.pride-mobility.nl

