



Der Stylus von Pride® Mobility Products Corp. ist entworfen um den Bedarf der aktiven Benutzer zu decken. Der Stylus ist äußerst leichtgewichtig, höchst beständig, und liefert erhöhte Anmessungen und Funktion. Der Stylus liefert all dies in ein kosteneffektives Paket.



Qualität und Komfort fürs Leben.

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKT GEWICHT:	13 Kg ohne Beinstütze
GEWICHT KAPAZITÄT:	113 Kg
CHASSIS MATERIAL:	6061 - T6 Aluminium
SITZHÖHEN:	44.5 Cm - 49.5 Cm verstellbar (Super-Hemi: 39.5 Cm optional)
SITZBREITEN:	40.6 Cm, 45.7 Cm und 50.8 Cm
SITZTIEFEN:	40.6 Cm und 45.7 Cm
HINTERRÄDER:	61 Cm geformte Mag-Stil mit aluminium Greifreifen, urethane Räder Optional: 50.8 Cm & 55.8 Cm Mag-Stil, 61 Cm Luftreifen
RADVERSCHLUß:	"Push to lock", verstellbar
LAUFROLLEN:	20.3 Cm urethane Optional: 12.7 Cm oder 15.2 Cm urethane oder 20.3 Cm Luftreifen
ANTIKNIP RÄDER:	Abnehmbar, verstellbar (optional)
GARANTIE:	2 Jahre limitiert

ZUBEHÖR

- Verstellbare Antikipp Räder hinten
- Sauerstoffflaschenhalter
- In höheverstellbare Armstütze
- Winkelverstellbare Beinstütze

Stylus
abgebildet mit
Synergy™ Solution™
Kissen

AUSSTATTUNG

- Verstellbare Rückenbespannung für erhöhtes Komfort und Positionierung
- Desk-lange hochklappbare Armlehnen bieten einfachere Zugänglichkeit
- Multi-Position Hinterrad- und Laufrollenbefestigung optimiert das Gewichtsschwerpunkt und Sitzhöhenanpassungen
- Verstellbare Hinterräder mit Schnellverschluß
- Vollprofil 61 Cm x 3.5 Cm Hinterräder für erweiterte Leistungsfähigkeiten im Freien
- Lange Handgriffe für den Radverschluß bieten Komfort und Sicherheit
- Industrie-kompatible Beinstütze mit aluminium Fußstütze für Dauerhaftigkeit



Die Information hierin ist korrekt zur Zeit der Herausgabe.
Wir behalten das Recht vor um Spezifikationen zu ändern ohne vorherige
Ankündigung.