

4-RAD

**VICTORY** / **XL 140**

ENTWICKELT FÜR  
STARKE **LEISTUNG** UND  
AUSSERGEWÖHNLICHEN  
**STIL**

Durchgeführt mit Hochleistung Merkmale wie hydraulisches BremseSystem und rundherum Federung ist die **Victory® XL 140** einer leistungsstarke Mischung vom Kraft und Präzision. Mit aggressiven, schlanken Stil und eine Fülle von im Standardausführung inbegriffen Luxus Extras wie einer umlaufenden delta Lenker und LED-Beleuchtung, ist die Victory XL 140 die Nonplusultra im outdoor E-Mobile.



**Victory® XL 140**  
Oben gezeigt mit optionalem  
Schild und Pillow-Top-Sitz

© 2014 Pride Mobility LLC. All rights reserved. Pride Mobility is a registered trademark of Pride Mobility LLC. The "Pride" logo is a registered trademark of Pride Mobility LLC. The "Victory" logo is a registered trademark of Pride Mobility LLC. The "XL 140" logo is a registered trademark of Pride Mobility LLC. The "Live Your Best" logo is a registered trademark of Pride Mobility LLC.  
**PRIDE® MOBILITY SCOOTERS**  
**LIVE YOUR BEST®**

[www.pride-mobility.nl](http://www.pride-mobility.nl)

# TECHNISCHE DATEN

VICTORY® XL 140	4-rad
Höchstbelastung:	181 kg
Höchstgeschwindigkeit <sup>1</sup> :	bis zu 15 km/h
Bodenfreiheit <sup>2</sup> :	13,33 cm
Wendekreis <sup>2</sup> :	210,8 cm (Rechtsherum)/ 208,3 cm (Linksherum)
Länge <sup>2</sup> :	142,8 cm
Breite <sup>2</sup> :	69,2 cm
Räder Vorne:	10 cm x 33 cm (4" x 13") (pneumatisch)
Räder Hinten:	10 cm x 33 cm (4" x 13") (pneumatisch)
Federung:	Vorne und hinten
Reichweite <sup>1,5</sup> :	100 AH batteries: Standard: bis zu 46,57 km Optional: bis zu 42,18 km
Zulässige Querneigung max:	10°
Totalgewicht ohne Batterien::	117,70 kg
Schwerstes Teil, wenn zerlegt::	Hauptrahmen: 93,21 kg
Standard sitz:	Typ: kapitän sitz Gewicht: 21,77 kg Material: schwarzer vinylbezug Abmessungen: Gesamtbreite - 49,53 cm Gesamttiefe - 44,45 cm Höhe - 47 cm
Antriebssystem:	Hinterradantrieb, versiegeltes Getriebe, 24 V-Gleichstrommotor
Duales Bremssystem:	Regeneratives und elektromechanisches System
Batterieanforderungen <sup>3</sup> :	2 x 12 V, tiefentladbar Größe: Group 31 (100 AH) Gewicht <sup>4</sup> : 27,44 kg
Batterieladegerät:	8 A, extern

Farben:



Rot



Blau



Schwarz



Silber

<sup>1</sup> Hängt vom Benutzergewicht, dem Untergrund, dem Ladezustand der Batterie, der Leistung der Batterie (Ah), dem Batteriealter und dem Reifenzustand ab.

<sup>2</sup> Aufgrund der Herstellertoleranzen und der ständigen Produktverbesserungen, können diese Angaben um ± 3 % abweichen.

<sup>3</sup> AGM oder Gelzelle empfohlen.

<sup>4</sup> Batteriegewicht vom Hersteller abhängig.

<sup>5</sup> Getestet in Übereinstimmung mit ANSI/RESNA, WC Vol2, Abschnitt 4 ISO 7176-4 Standards. Ergebnisse aus theoretischen Berechnungen abgeleitet von Batterie Spezifikationen und Antriebssystem Performance-Tests, die mit maximaler Tragfähigkeit sind durchgeführt.

**HINWEIS: Alle technischen Daten können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.**

Die Informationen in diesen Unterlagen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt, da Pride jedoch bemüht ist, die Produkte ständig zu verbessern und zu entwickeln, behalten wir uns das Recht vor technischer Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.

Die theoretische Reichweite wird entsprechend den Testbedingungen nach europäischen Normen berechnet. Die tatsächliche Reichweite bei normaler Verwendung hängt von vielen Faktoren ab, z. B. von dem Zustand des Fahrzeugs und der Batterien, dem Gewicht des Fahrers, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur sowie Neigung und Beschaffenheit der Straße oder des Weges.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sichere Handhabung durch rundherum Federung
- hydraulisches BremseSystem
- großen 33 cm (13") Rädern geeignet für schweren Fahrbedingungen
- Komplette Lichtanlage mit Blinker und Vorderlicht
- Deltalenker mit umwickelten Griffen
- Sehr zugängliche Sicherungspunkte für transport im PKW oder LKW (nur für unbestztes Einsatz)
- Rückspiegel gehört zum Standardausstattung

## OPTIONEN

- Vorderfront schild
- Pillow-Top-Sitz
- Doppel Stockhalterung
- Sauerstoffflaschenhalter
- Korb hinten
- Zusätzliche Rückspiegel



PRIDE® MOBILITY SCOOTERS  
LIVE YOUR BEST®

(NL) 0031-(0)251-377577  
www.pride-mobility.nl