

**Kids  
UP**™

# Kids FAST™



Il Passeggino Dinamico Kids FAST™ by Kids UP™ è dotato di una seduta completamente regolabile e di molteplici componenti posturali che accompagnano la crescita del bambino. Il Kids FAST è leggero, facile da chiudere e da gestire da parte di tutta la famiglia.

Il sistema di reazione dinamica Reaction™ offre al bambino la massima libertà di movimento sia in flessione che in estensione, mantenendo sempre un corretto posizionamento pelvico.

#### SPECIFICHE PRODOTTO

Portata Massima	36.3 kg
Regolaz. Prof. Seduta	14 cm - 36.8 cm
Regolaz. Largh. Seduta	15.2 cm - 30.5 cm
Regolaz. Alt. Schienale	28 cm - 49.5 cm
Regolaz. Angolo Anca	83°, 90°, 97°, 104°
Basculamento	-5° a +45°
Peso seggiolino	8.4 kg (configurazione standard)
Peso Base (con ruote)	12.7 kg
Regol. Maniglione Spinta	71.1 cm - 101.6 cm
Raggio di Sterzata	91.4 cm
Range Attivo Seduta/Schienale	32°
Range Attivo Ginocchio	36°
Dimensioni (piegato)	(L)58.4 cm x (H)53.5 cm x (P)88.9

A DIVISION OF  
**QUANTUM**®  
LIFE BEYOND LIMITS™

Via del Progresso ang. Via del Lavoro  
00065 Fiano Romano - Roma  
Tel. +39 (0765) 451143 • Fax +39 (0765) 455251

[www.pridemobility.com](http://www.pridemobility.com) • [www.quantumrehab.com](http://www.quantumrehab.com)

**Pride**®  
Mobility Products Italia s.r.l.  
— LIVE YOUR BEST —



Le informazioni contenute in questo opuscolo sono corrette al momento della pubblicazione; Pride si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le specifiche e le caratteristiche del prodotto.