

**Kids  
UP**™

# Kids ROCK™ 3



La Kids ROCK™ 3 by Kids UP™ è dotata di una seduta completamente regolabile e di molteplici componenti posturali che consentono il corretto e stabile posizionamento dell'utente, senza rinunciare all'alta tecnologia del sistema di seduta.

Il sistema di reazione dinamica Reaction™ offre all'utente la massima libertà di movimento, sia in flessione che in estensione, mantenendo sempre un corretto posizionamento pelvico.

#### SPECIFICHE PRODOTTO

Portata Massima	97.5 kg
Regolaz. Prof. Seduta	35.5 cm - 50.8 cm
Regolaz. Largh. Seduta	30.5 cm - 43.2 cm
Regolaz. Alt. Schienale	45.7 cm - 66 cm
Regolaz. Pedana	30.5 cm - 50.8 cm
Regolaz. Angolo Anca	83°, 90°, 97°, 104°
Basculamento	-5° a +45°
Regolaz. Maniglione Spinta	76.2 cm - 121.9 cm
Range Attivo Seduta/Schiena	35°
Range Attivo Ginocchio	36°
Dimensioni (con schienale abbattuto)	(L)68.6 cm x (H)68.6 cm x (P)94 cm

**QUANTUM**®  
LIFE BEYOND LIMITS™

Via del Progresso ang. Via del Lavoro  
00065 Fiano Romano - Roma  
Tel. +39 (0765) 451143 • Fax +39 (0765) 455251

[www.pridemobility.com](http://www.pridemobility.com) • [www.quantumrehab.com](http://www.quantumrehab.com)

**Pride**®  
Mobility Products Italia s.r.l.  
— LIVE YOUR BEST —

