

Victory® XL 140

IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI IN
UNO STILE DI INCONFONDIBILE
ELEGANZA E LOOK SPORTIVO

VICTORY® XL 140


Questo scooter deve essere guidato per comprendere a fondo tutte le caratteristiche tecniche delle quali è dotato. Il sistema di freni idraulici, le sospensioni attive sulle ruote e sul telaio posteriore in prossimità della seduta, il sedile con doppio cuscino, sono solo alcuni dei dettagli che rendono il Victory XL 140 il miglior scooter attualmente in commercio. Nello stile inconfondibile Pride.



Victory® XL 140

Codice Articolo:	SC714
Portata massima:	181 kg
Velocità massima ¹ :	15 Km/h
Altezza da terra ² :	7 cm (all'altezza del motore/semiassie)
Raggio di sterzata:	210.8 cm (destra)/ 208.3 cm (sinistra)
Lunghezza ² :	142.8 cm
Larghezza ² :	69.2 cm
Ruote anteriori:	10 cm x 33 cm (pneumatiche)
Ruote posteriori:	10 cm x 33 cm (pneumatiche)
Sospensioni:	Anteriori e Posteriori
Autonomia ^{1,4} :	Fino a 35 km
Total weight without batteries:	117.7 kg
Sedile standard:	Tipo: Sedile KAB, con doppio cuscino di serie Peso: 21.8 kg Materiale: Vinile nero Dimensioni: Larghezza - circa 50 cm Profondità - circa 45 cm
Trazione:	Posteriore, con semiassie e motore a 24 volt DC
Doppio sistema frenante:	Elettronici rigenerativi ed elettromeccanici
Batterie ³ :	Due, 12 volt a ciclo continuo Amperaggio: Gruppo 24 standard Peso: Gruppo 24: 24.27 kg cad.
Caricabatterie:	Esterno, in dotazione

Colori:



Caratteristiche

- Guida comoda grazie alle sospensioni anteriori e posteriori
- Freni idraulici per la massima sicurezza
- Sospensioni poste sotto la seduta per andatura confortevole anche su terreni dissestati
- Sistema di luci ad alta visibilità diurna e notturna, con luci posteriori di STOP alla frenata
- Manubrio ergonomico "Delta" per maggior comfort e riposo degli arti superiori durante la guida

¹Può variare a seconda del peso dell'utente, il tipo di terreno, le condizioni delle batterie, lo stato di carica delle batterie e l'usura delle ruote.

²Le tolleranze costruttive possono variare di +/- 3%.

³Sono richieste batterie al GEL o AGM.

⁴NOTA: Tutte le specifiche presenti sul presente opuscolo sono soggette a variazioni senza preavviso.

⁵Il peso delle batterie può variare a seconda della marca.

Le informazioni contenute nel presente volantino sono corrette al momento della pubblicazione. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Un'autonomia teorica è calcolata secondo gli standard Europei di collaudo. L'autonomia reale varia e dipende da svariati fattori esterni, quali le condizioni di veicolo e batterie, il peso dell'utente, le condizioni delle ruote, la temperatura esterna, il tipo di terreno e le condizioni dello stesso.

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
(Prato della Corte)
00065 Fiano Romano (RM) - Italia
Tel: (0765) 451143 ~ Fax: (0765) 455251
www.pridemobility.com