



MAXIMA

3- & 4-wiel scootmobiel



De Maxima combineert uitstekende prestaties en een elegante uitvoering met een robuuste constructie voor een verhoogde maximale belasting tot 204 kg! Met een uitgebreide standaarduitrusting, zoals een makkelijk verstelbare stuurkolom, 56 cm zitbreedte, demontabel in 7 delen, anti-kiep wielen voor, versterkte aandrijving en een verbeterde achtervering, combineert de Maxima een hoge robuustheid met alle gemak en comfort van een luxe scootmobiel.

***Een uitstekend
rijgedrag en
een elegante
uitvoering voor
een zeer
gunstige prijs.***



Tel: +31 20 448 78 70
Fax: +31 20 448 78 80
www.pridemobility.com



Pride
Mobility Products B.V.

Specificaties

Maximale belasting	204 kg
Maximum snelheid	Instelbaar tot 8.5 km/h
Bodemvrijheid	11.5 cm
Draaicirkel	3-wiel: 132 cm 4-wiel: 147 cm
Lengte	3-wiel: 119 cm 4-wiel: 120 cm
Breedte	3-wiel: 66 cm 4-wiel: 66 cm
Remmen:	Elektromagnetische remmen
Aandrijving:	Gesloten transaxle, 24V gelijkstroommotor
Banden	
Voor	7.5 cm x 25 cm Anti-lek banden
Achter	7.5 cm x 25 cm Anti-lek banden
Anti-kiep wielen	3-wiel: voor en achter 4-wiel: achter
Vering	achter
Oplader max.	3A
Actieradius volle batterijen	48 km
Batterijen	2(12V)
Batterijgrootte max.	NF22* of U1
Stoel:	
Standaard stoel	Medium-back 56 cm x 46 cm
Elektrische zithoogte verstelling	Optioneel: Ja
Gewicht	
Batterijen	55 AH: 17 kg; 32 AH: 11 kg
Totaal gewicht excl. batterijen	3-wiel: 79 kg 4-wiel: 86 kg
Zwaarste deel gedemonteerd	33 kg (achterdeel)
Kleuren	



Rood



Blauw

Kenmerken

- Maximale belasting tot 204 kg
- Versterkte aandrijfjas met 110A controller
- 66 cm breedte voor optimale stabiliteit
- Anti-lek banden
- Maximum snelheid tot 8.5 km/h
- Mandje voorzijde
- Batterijlader aan boord
- Ergonomische zitting, 56 cm breed x 46 cm diep
- Eenvoudig verstelbare stuurkolom
- Duurzame en stijlvolle bumper
- Handige vastzetogen voor transport
- Gebruiksvriendelijke dashboard
- Stijlvolle aluminium velgen

Options

- Krukkenhouder
- Dubbele krukkenhouder
- Zuurstofflessen-houder
- Mandje achterzijde
- Rollator-houder

