

Pride[®] QUEST


OPVOUWBARE ELEKTRO-SCOOTER

DE ULTIEME
COMPACTE EN
OPVOUWBARE
TRAVEL SCOOTER

Klaar voor gebruik en eenvoudig inklapbaar, de 4-wiel **Quest Folding Scooter** is perfect voor de actieve levensstijl. Levert goede prestaties zowel binnen als buiten met een maximale snelheid van 6 km/h en een bereik per lading van maximaal 20 km, de Quest Folding Scooter biedt een comfortabele en gemakkelijke rit. De Quest is makkelijk draagbaar en is een goede ruimte spaarder die prima past in elke kast, hoek, of voertuig. The Quest opvouwbare Scooter heeft een strak, stijlvol design, en is zeer eenvoudig te bedienen, dit maakt deze scootmobiel uw ideale reispartner.



Scooter ingeklapt



Eenvoudig mee te nemen



PRIDE[®] MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST[®]

www.pride-mobility.nl

SPECIFICATIES

QUEST OPVOUWBARE SCOOTER 4W: S19

Draagkracht:	115 kg
Maximale snelheid ¹ :	Tot 6 km/h
Bodemvrijheid ² :	6 cm
Draaicirkel ² :	82 cm
Totale lengte ² :	93 cm
Totale breedte ² :	48,5 cm
Aandrijf wielen ² :	5 cm x 20 cm solid
Voorwielen ² :	4 cm x 18 cm solid
Range per lading ^{1,4} :	Tot 20 km (lithium-ion)
Totaal gewicht zonder batterijen ⁶ :	23,5 kg
Zwaarste stuk bij gedemonteerd:	23,5 kg (apparaat niet uit elkaar halen - eenheid gewicht zonder batterij pack)
Standaard zitting:	Type : Opvouwbaar , compact , vinyl - bedekt gegoten plastic Materiaal: Grijs Vinyl Afmetingen: 41 cm x 33 cm
Batterij eisen ⁵ :	(1) 24-volt (lithium-ion) Size: (1) 11.5 AH (lithium-ion) Gewicht ³ : 11.5 AH lithium-ion 2,3 kg per stuk (1 vereist)
Acculader:	2.5 - Amp, off-board

Kleur:



Wit

KENMERKEN

- Uniek opvouwbaar ontwerp
- Opvouwbaar in slechts drie eenvoudige stappen
- Verstelbare stuurkolom
- Tot 20 km bereik per lading
- Eenvoudig te transporteren thuis, in hotels of op luchthavens
- Kan rechtop of liggend worden opgeborgen
- Gelede front end zorgt voor een grotere stabiliteit
- Voor en achter LED-verlichting

INKLAPPEN:



UITVOUWEN:



¹ Verschilt met een gewicht van de gebruiker, het type terrein, accu ampère - uur (AH), batterij, oplading, toestand en conditie van de band. Deze specificaties kunnen worden onderworpen aan een variantie van (+/- 10%)

² Als gevolg van fabricagetoleranties en constante product verbetering, kan deze beschrijving worden onderworpen aan een variantie van (+ of - 3 %).

³ AGM of gel cellype vereist.

⁴ Getest in overeenstemming met ANSI / RESNA, WC Vol2, paragraaf 4 en ISO 7176-4 normen. De resultaten zijn afgeleid van theoretische berekeningen op basis van de batterij specificaties en aandrijfsysteem performance test uitgevoerd bij maximale draagvermogen.

⁵ Batterij gewicht kan variëren, afhankelijk van de fabrikant.

Alle specificaties van Heartway® Medical Products .
Product gedistribueerd door Pride Mobility®.

LET OP: Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De informatie hierin is correct op het moment van publicatie, behouden wij ons het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Snelheid en het bereik variëren met gewicht van de gebruiker, het type terrein, accu, accu conditie en bandenspanning. Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbetering van het product, lengte, breedte, draaicirkel en bodemvrijheid kan worden onderworpen aan variatie van + of - 3%. Vermeldde afmetingen zijn uitsluitend machtsbasis. Totale afmetingen zal variëren op basis van een zit-en accessoire selecties.



Opmerking : Transport van dit punt op commerciële vliegtuigen is onderworpen aan de federale regelgeving en luchtvaartmaatschappij beleid. Raadpleeg uw luchtvaartmaatschappij voorafgaand aan uw vlucht om uw Quest Folding Scooter en zijn lithium-ion accu's zijn toegestaan.

Pride
Mobility Products BV
— LIVE YOUR BEST —

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

De Zwaan 3, 1601 MS Enkhuizen, Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630

Fax: +31 (0)85-0430039

pridemobility.eu

