

NIEUW DESIGN

# GO GO<sup>®</sup> ULTRA X

4-WIEL SCOOTER

ECONOMISCHE  
PRIJSKLASSE,  
EERSTE KLAS  
KENMERKEN

De nieuwste uitvoering van de Go-Go<sup>®</sup> Ultra X zit boordevol slimme eigenschappen : eenvoudige demontage waarbij u één hand vrij kunt houden, en een snel afneembare accukoffer garanderen zorgeloos reisplezier. Nieuw is de handige plaatsing van de laadaansluiting boven in het stuur, de 20cm grote voorwielen, het verbeterde voetplatform, en de lichtgewicht kunststof stoel.



Handige plaatsing van de laadaansluiting boven in het stuur



20cm grote voorwielen & het verbeterde voetplatform




PRIDE<sup>®</sup> MOBILITY SCOOTERS  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

[pridemobility.eu](http://pridemobility.eu)



# SPECIFICATIES

## GO-GO® ULTRA X 4W: S49

Maximale belasting:	136 kg
Maximum snelheid <sup>1</sup> :	Tot 6,92 km/h
Bodemvrijheid <sup>2</sup> :	2,2 cm (onder de anti-kiepwielen) 3,4 cm (onder de motor) 8,2 cm (onder het voetbord)
Draaicirkel <sup>2</sup> :	138,5 cm
Lengte <sup>2</sup> :	102,2 cm
Breedte <sup>2</sup> :	49 cm
Voorbanden:	5 x 20,3 cm (2" x 8") solide
Achterbanden:	6,4 x 20,3 cm (2.5" x 8") solide
Afstand per laadbeurt <sup>1,4</sup> :	(12 AH) 13,2 km (18 AH) 21,1 km
Totaal gewicht zonder batterijen <sup>4</sup> :	36,9 kg
Zwaarste stuk, indien gedemonteerd:	15 kg (voor gedeelte)
Standaard stoel:	Type: Vouwbaar, compact Gewicht: 10,3 kg Materiaal: zwart vinyl Afmeting: 43,18 cm (breedte) , 43,18 cm (diepte)
Aandrijving:	24 volt DC motor, compacte aandrijfjas met gesloten carter
Dubbel Rem Systeem:	Regeneratief en elektromechanisch
Batterijen <sup>2,3</sup> :	2 (12 V) diepe cyclus Capaciteit: 2 x 12 AH (standaard) 2 x 18 AH (optioneel) Gewicht: 12 AH: 9,07 kg (accu pack) 18 AH: 13,4 kg (accu pack)
Accu lader:	2-amp, buitenboord
Kleuren:	 Rood  Blauw  Zwart

## KENMERKEN

- Vederlichte demontage waardoor eenvoudige frame scheiding met slechts een hand
- Exclusieve banden die geen strepen achterlaten
- Auto-aansluiting kabel van voor-naar-achter
- Grote stabiliteit door montage van de stoel op de voorste scooterhelft
- Splinternieuw frame ontwerp is zo gedemonteerd in 5 super lichte onderdelen waardoor het makkelijk vervoerbaar en opbergbaar is
- Modulair ontwerp voor eenvoudig onderhoud
- Gemakkelijke buitenboord oplader kan de batterijbox zowel binnenboord als buitenboord opladen

<sup>1</sup> Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.

<sup>2</sup> Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).

<sup>3</sup> AGM of Gel-Cell type vereist.

### Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.



PRIDE® MOBILITY SCOOTERS  
LIVE YOUR BEST®

De Zwaan 3, 1601 MS Enkhuizen, Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630

Fax: +31 (0)85-0430039

pridemobility.eu

