

NUEVOS
COLORES



PARTNER

Rápida
10 km/h

Potente
Motores 350 W 4 polos
Super silenciosos

Robusta
Chasis reforzado
con barra de torsión

Gran Autonomía
Autonomía 26,57 km
Baterías 75 Amps

Ágil
Altura suelo 10,16 cm
Bordillos 7 cm

Diseño
Colores de marco

Confortable
Cojín Activ-Trac ATX
Asiento con suspensión
Verdadera comodidad

Compacta
Longitud 91 cm
Ancho 63,5 cm

Ergonómica
Respaldo Confort con soportes laterales
reposacabezas con refuerzos laterales
placa altura del suelo ajustable-base 44 cm

Evolutiva
Electrónica evolutiva
Q-logic 2

Práctica
Radio de giro corto

Pride[®]
Mobility Products Spain
— LIVE YOUR BEST! —

Calle Velázquez 80 6a derecha, 28001 Madrid

(Tel) +34 91 035 37 94

Info@pridemobility.es

www.pridemobility.eu
www.quantumrehab.eu

Datos técnicos

RUEDAS TRASERAS :	14" neumáticas
RUEDAS DELANTERAS :	10" neumáticas
SUSPENSIÓN :	Activ-trac ATX
SUPERA BORDILLOS² :	7 cm
RADIO DE GIRO² :	75,56 cm
DISTANCIA AL SUELO :	10,16 cm
ANCHO TOTAL^{2,5} :	63,5 cm
LARGO^{2,5} :	91 cm
ALTURA AL SUELO/PLACA DE ASIENTO :	44 cm
ANCHO DE ASIENTO :	40 cm a 51 cm
PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLE :	de 40 cm a 51 cm
VELOCIDAD¹ :	10 km/h
MOTORES :	2x350 W 4 polos
CARGADOR :	8 AMPS
BATERÍAS³ :	75 AMPS
ELECTRÓNICA :	VR2 estándar Q logic 2 en opción
KIT DE TRANSPORTE (TAXI) :	4 estándar
AUTONOMÍA APROX.^{1,4} :	26,57 km
PESO MÁXIMO DE USUARIO :	136 kg
GARANTÍA :	2 años/6 meses para baterías



Mando evolutivo
Q-logic 2



Control de entorno
con infrarrojos



Electrónica
VR2



Colores



- 1) Varía según el modelo, el peso del usuario, el tipo de terreno, la capacidad de las baterías (Ah), el estado y carga de las baterías, los motores, el tipo de regulador, el tipo de ruedas y su estado. Esta especificación puede variar en un +10%, -5%.
- 2) Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos, esta especificación puede variar en un (+ or -) 3%.
- 3) Se requiere de tipo AGM o gel. Véase el capítulo "Baterías y su carga".
- 4) Probado de conformidad con ANSI/RESNA WC Vol. 2, Sección 4 y normativa ISO 7176-4. Resultados derivados del cálculo teórico basado en las especificaciones de batería y el rendimiento del sistema de conducción. Pruebas realizadas con la capacidad de peso máxima.
- 5) Las dimensiones indicadas se refieren únicamente a la base eléctrica. El tamaño total dependerá del asiento y los accesorios seleccionados.

La información contenida en este folleto es correcta en el momento de la publicación. Nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso. La velocidad y la autonomía dependen del peso del usuario, el terreno, la condición y el nivel de la batería y el desgaste de los neumáticos.



Calle Velázquez 80 6a derecha, 28001 Madrid • (Tel) +34 91 035 37 94

Info@pridemobility.es • quantumrehab.eu



Pride[®]
Mobility Products Spain