

**NUEVOS  
COLORES**



**Q4 es la única silla con una baja altura del asiento muy bajo, mientras que la tenga integración del sistema proclive.**

### Ergonómica

Basculación asiento hacia adelante de 10 °  
Placa de altura a suelo / Ancho, 41, 42, 43 cm fácilmente ajustables  
Reposacabezas con soportes laterales ajustables, Asiento confort

### Potente

Motores 350 W 2  
polos Super Silenciosos

### Agil

Subir Bordillos: 7,62 cm  
Bajar Bordillos: 7,62 cm

### Buena Autonomia

25 km  
Baterias MK 55 Amps

### Práctica

Radio de giro 50,8 cm

### Compacta

Ancho total 61 cm  
Longitud total RP 90,17 cm

### Confortable

Cojin de Asiento True Confort  
Suspension ATX con el nuevo sistema de estabilización

### Evolutiva

Electrónica evolución Qlogic2  
opción

**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products Spain  
— LIVE YOUR BEST —

Calle Velázquez 80 6a derecha, 28001 Madrid

(Tel) +34 91 035 37 94

Info@pridemobility.es

www.pridemobility.eu  
www.quantumrehab.eu

## Datos técnicos

<b>RUEDAS CENTRALES :</b>	14" neumáticas
<b>RUEDAS TRASERAS Y DELANTERAS :</b>	6" macizas
<b>SUSPENSIÓN :</b>	ATX con estabilización
<b>VELOCIDAD<sup>1</sup> :</b>	10 km/h
<b>DISTANCIA AL SUELO :</b>	7,62 cm
<b>SUBE BORDILLOS<sup>2</sup> :</b>	RS 7,62 cm
<b>RADIO DE GIRO<sup>2</sup> :</b>	50,8 cm
<b>ANCHO TOTAL<sup>2,5</sup> :</b>	61 cm
<b>LONGITUD TOTAL CON RP<sup>2,5</sup> :</b>	90,17 cm
<b>ANCHO DE ASIENTO AJUSTABLE :</b>	41, 42, 43 cm
<b>BASCULACIÓN HACIA DELANTE :</b>	10° con altura de asiento 43 cm
<b>ANCHO DE ASIENTO :</b>	de 40 a 51 cm
<b>PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLE :</b>	de 40 a 51 cm
<b>MOTORES :</b>	350 vatios 2 polos
<b>ELECTRÓNICA :</b>	VR2 estándar, Qlogic 2 como opción
<b>BATERÍAS<sup>3</sup> :</b>	MK 55 Amps
<b>AUTONOMÍA<sup>1,4</sup> :</b>	Aprox, 25 km
<b>PESO MÁXIMO DE USUARIO :</b>	136 kg



Mando evolutivo Q-Logic 2



Control de entorno con infra-rojos y Bluetooth



Electrónica VR2



## Colores



Azul Eléctrico



Satén Blanco

- 1) Varía según el modelo, el peso del usuario, el tipo de terreno, la capacidad de las baterías (Ah), el estado y carga de las baterías, los motores, el tipo de regulador, el tipo de ruedas y su estado. Esta especificación puede variar en un +10%, -5%.
- 2) Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos, esta especificación puede variar en un (+ or -) 3%.
- 3) Se requiere de tipo AGM o gel. Véase el capítulo "Baterías y su carga".
- 4) Probado de conformidad con ANSI/RESNA WC Vol. 2, Sección 4 y normativa ISO 7176-4. Resultados derivados del cálculo teórico basado en las especificaciones de batería y el rendimiento del sistema de conducción. Pruebas realizadas con la capacidad de peso máxima.
- 5) Las dimensiones indicadas se refieren únicamente a la base eléctrica. El tamaño total dependerá del asiento y los accesorios seleccionados.

La información contenida en este folleto es correcta en el momento de la publicación. Nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso. La velocidad y la autonomía dependen del peso del usuario, el terreno, la condición y el nivel de la batería y el desgaste de los neumáticos.



Calle Velázquez 80 6a derecha, 28001 Madrid • (Tel) +34 91 035 37 94

Info@pridemobility.es • quantumrehab.eu



**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products Spain