



5.6 KM/H
CON ELEVACIÓN

DE **25 CM**
DE ELEVACIÓN EN
16 SEGUNDOS

Q6 edge[®] 2.0

Con características muy especiales como motores muy reactivos de 10 km/h estándar,
La Q6 Edge 2.0 esta hecha para responder a las necesidades de los usuarios los más activos.

La Q6 Edge 2.0 acepta una línea completa de asientos y opciones electrónicos
para entregar excepcionales capacidades de posicionamiento y una mejor comodidad de conducción.

El sistema iLevel es disponible en exclusividad en esta silla de ruedas.

Pride[®]
Mobility Products Spain
— LIVE YOUR BEST —

Calle Velázquez 80 6a derecha, 28001 Madrid

(Tel) +34 91 035 37 94

Info@pridemobility.es


www.pridemobility.eu
www.quantumrehab.eu

Datos Técnicos

RUEDAS CENTRALES	14" macizas negras flexibles
RUEDAS TRASERAS Y DELANTERAS	6" macizas flexibles
SUSPENSIÓN	ATX con sistema de estabilización Activ-Trac
VELOCIDAD MÁXIMA ¹	10 km/h
VELOCIDAD MÁXIMA CON ELEVACIÓN ¹	5,6 km/h - NUEVO -
AUTONOMÍA ¹	hasta 26 km
MOTORES	350W/2 polos - Nueva motorización -
BATERÍAS	55 A
CARGADOR	8 A
PESO MÁXIMA DEL USUARIO	136 kg
PESO DE LA BASE	63 kg
PESO DE LAS BATERÍAS ²	17 kg (cada una)
ANCHO DE ASIENTO	30 a 60 cm regulable
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	30 a 60 cm regulable
ALTURA SUELO/PLACA DE ASIENTO SIN ELEVACIÓN	45 cm
ALTURA SUELO/PLACA DE ASIENTO CON ELEVACIÓN	45 cm - NUEVO -
ALTURA DE RESPALDO AJUSTABLE	46 a 68 cm
ANCHO DE RESPALDO AJUSTABLE INDEPENDIAMIENTO	25 a 60 cm
ALTURA AL SUELO	6,9 cm
LONGITUD	90,2 cm (sin reposepiernas)
ANCHO TOTAL	62,2 cm
SUPERA BORDILLOS DE	9 cm
RADIO DE GIRO	52,1 cm

Colores

disponibles en estándar para el chasis y el mando Q-Logic 2:



Opciones

- Nuevo sistema de elevación iLevel permitiendo una elevación de 25 cm en 16 segundos y de conducir a 5.6 km/h - NUEVO -
- Control de entorno
- Mando de acompañante
- LLantas con la misma color que el chasis - NUEVO -
- Respaldo biomecánico con compensación de inclinación eléctricamente a 180°
- Reposapiernas central eléctrico con compensación y regulable electricamente en altura - NUEVO -



Mando evolutivo Q-Logic 2



Control de entorno con infra-rojos y Bluetooth



NUEVO - 8" ruedas traseras y delanteras



- 1) La autonomía y la velocidad pueden cambiar dependiendo del peso del usuario, el tipo de suelo, la carga y la condición de las baterías y la presión de llanta.
- 2) El peso de las baterías puede cambiar dependiendo de los fabricantes.

La información contenida en este folleto es correcta en el momento de la publicación. Nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso. La velocidad y la autonomía dependen del peso del usuario, el terreno, la condición y el nivel de la batería y el desgaste de los neumáticos.



Calle Velázquez 80 6a derecha, 28001 Madrid • (Tel) +34 91 035 37 94

Info@pridemobility.es • quantumrehab.eu

