

SPECIFICATIONS DE PRODUIT

Modèle: Jazzy Select Elite

Fabricant: Pride Mobility Products Company

Adresse Internet: www.pridemobility.com

Information sur le document: INFINF2714/RevA/July 2011

Suspension:	Limitée
Roues centrale:	22.86 cm (9 po), à âme pleine
Roues pivotante:	15.24 cm (6 po) à âme pleine (arrière)
Antibascul:	7.62 cm (3 po) 3 in. à âme pleine (avant)
Vitesse maximale: ¹	Jusqu'à 6.44 km/h (4 mph)
Autonomie: ^{1, 4}	Jusqu'à 24.14 km (15 miles)
Freins:	Freins intelligents, électroniques régénératifs à disques
Dégagement au sol: ²	3.81 cm (1.5 po) aux antibascul 5.72 cm (2.25 po) dans le plateau a batteries 4.7 cm (1.85 po) aux moteurs
Stabilité pour conduite en travers d'une pente:	10.5% (6°)
Pente maximale franchissable:	17.6% (10°)
Obstacle maximal	5.08 cm (2 po)
Rayon de braquage: ²	62.87 cm (24.75 po)
Dimensions: ^{2, 6}	Longueur: 88.27 cm (34.75 po) sans repose-pieds 104.14 cm (41 po) avec repose-pieds Largeur: 57.79 cm (22.75 po)
Motorisation:	Deux moteurs, Traction avant
Batteries: ³	Deux batteries 12-volts, U-1
Chargeur:	Externe, 3A
Capacité de poids:	136 kg (300 lbs.)
Poids des composantes: ⁵	Base: 31.07 kg (68.5 lbs.) Siège standard: 19.5 kg (43 lbs.) Batteries: 11.11 kg (24.5 lbs.) chacune

¹ Varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de + 10%, -5%.

² Considérant les tolérances de fabrication et les améliorations apportées au produit, cette spécification est sujette à une variation de (+ ou -) 3%.

³ Type AGM ou au gel requis. Voyez la section VI. "Batteries et recharge."


⁴ Test salon la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.

⁵ Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

⁶ Les dimensions indiquées s'appliquent pour une base motorisée seulement. Les mesures hors tout peuvent varier en fonction du type de siège et des accessoires sélectionnés.

NOTE: Ce produit est conforme à toutes les normes ANSI-RESNA applicables et rencontre les exigences des standards ISO 7176 et EN12184. Toutes les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.


Longueur




3.81 cm
(1.5 po)
**Degagement Au Sol Aux
Antibasculé**

5.72 cm
(2.25 po)
**Degagement Au Sol Dans
Le Plateau A Batteries**

Rayon De Braquage



Largeur



4.7 cm (1.85 po)
**Degagement Au
Sol Aux Moteurs**