

SPECIFICATIONS DE PRODUIT

Modèle: Litestream XF LTD




Information sur le document: INFINF B2752/Rev B/January 2015

Dimensions du siège:	Largeur: 35.56 - 53.34 cm (14 - 21 po) in 2.54-cm (1-po) augmentations Hauteur du dossier: 43.18 - 48.26 cm (17 - 19 po); 35.56 - 40.64 cm (14 - 16 po)
Rembourrage du siège:	Tension réglable, Pochette arrière rembourrée
Roues centrale:	50.8 cm (20 po), 55.88 cm (22 po), et 60.96 cm (24 po) Mag ou Spoke
Roulettes:	10.16 cm (4 po), 12.7 cm (5 po), 15.24 cm (6 po), ou 20.32 cm (8 po)
Monture de l'essieu de la roue motrice:	Dégagement rapide, Roue motrice boulonnée
Fourche Roue:	Boulonnage court et long, dégagement rapide court et long, pattes de grenouille, goupille de verrouillage de roulette
Inclinaison sécuritaire:	5° (8.7%)
Rayon de braquage:¹	57.15 cm (22.5 po)
Dimensions:¹	Longueur: 99.06 cm (39 po) Largeur: 37.31 cm (26.5 po)
Capacité de poids:	113 kg (250 lb)
Poids des composantes:	Base: 12.7 kg (27.5 lb) sans repose-pieds ou accoudoirs
Accoudoirs:	Montant simple réglable en hauteur; Double montant pliant réglable en hauteur
Repose-pieds:	Repose-jambes rétractable, repose-jambes élévateur et repose-pieds réglables
Freins:	Poussez-pour verrouiller ou tirez-pour-verrouiller; Repose-pieds rétractables
Stabilité statique avant:	7.5°
Stabilité statique arrière:	8.5°
Force opérationnelle de verrouillage des roues:²	Gauche: 60 N; Droite: 60 N

- ¹ Considérant les tolérances de fabrication et les améliorations apportées au produit, cette spécification est sujette à une variation de (+ or -) 3%.
- ² Les résultats des tests pour le Litestream XF LTD équipé d'un verrouillage de roues poussez-pour verrouiller, conformément à la norme ANSI-RESNA WC Vol. 2 Section 03. La force opérationnelle maximum pour le verrouillage à main des roues est de 60N (+ ou -) 10%. La force opérationnelle peut varier en fonction du type de pneus, la fabrication et l'état.

NOTE: Ce produit est conforme à toutes les normes ANSI-RESNA applicables et rencontre les exigences des standards ISO 7176 et EN12183. Toutes les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.





Mesurée sur un fauteuil roulant de 18 po x 18 po.

