

SPECIFICATIONS DE PRODUIT

Modèle: Sparky

Fabricant: Pride Mobility Products Europe B.V.

Adresse Internet: www.pridemobility.com

Information sur le document: INFNFB2588/Rev B/February 2012

* I N F I N F B 2 5 8 8 *

Catégorie d'usage	B
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 9.66 km/h (6 mph)
Capacité de poids ⁶	25 kg (55 lb) avec 25 cm x 25 cm (10 po x 10 po) 37 kg (81.6 lb) avec 30 cm x 30 cm (12 po x 12 po) 50 kg (110 lb) avec 35 cm x 35 cm (14 po x 14 po)
Dégagement au sol ²	9.5 cm (3.75 po)
Rayon de braquage ²	74.3 cm (29.25 po)
Dimensions ²	Longueur: 95.9 cm (37.75 po) avec repose-pieds Largeur: 61 cm (24 po)
Roues motrice	30.48 cm (12 po) pneumatiques, standard
Roues pivotante	20.32 cm (8 po) pneumatiques, standard
Roues antibascule	7.6 cm (3 po)
Suspension	Propulsion arrière
Autonomie ^{1, 4}	Jusqu'à 32.08 km (19.93 milles)
Poids total sans les batteries ²	58.2 kg (128.5 lb)
Motorisation	Deux moteurs, propulsion arrière
Freins	Electroniques régénératifs, "Freins de stationnement intelligent"
Batteries ^{3, 5}	Deux 40 Ah Poids: 10.5 kg (23 lb) chacune
Chargeur	5A, Externe
Siège	Dimensions: 33 cm (13 po) hauteur des cannes a dossier 25.4-35.56 cm (10-14 po) profondeur 25.4-35.56 cm (10-14 po) largeur 43.2-47.6 cm (17-18.75 po) hauteur siège/plancher
Stabilité pour conduite en travers d'une pente	6° (10.5%)
Pente maximale franchissable	9° (15.8%)
Obstacle maximal	5.5 cm (2.16 po)

¹ Varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.

² Considérant les tolérances de fabrication et les améliorations apportées au produit, cette spécifications est sujette à une variation de (+ ou -) 3%.

³ Type AGM ou au gel requis. Voyez la section V. "Batteries et recharge".

⁴ Test salon la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.

⁵ Les poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

⁶ Le poids maximum de l'utilisateur varie en fonction de la largeur et profondeur de l'assise.

NOTE: Ce produit est conforme à toutes les normes ANSI-RESNA applicables et rencontre les exigences des standards ISO 7176 et EN12184. Toutes les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.

