

FOGLIO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Model: Quantum Q6 Edge

Produttore: Pride Mobility Products Italia S.r.l.

Indirizzo Internet: www.pridemobility.com

Informazioni sul documento: INFINF2654/Rev A/May 2011

Sospensioni:	ATX Suspension (Active-Trac® con extra stabilità)
Ruota motrice:	35,5 cm, pneumatiche o piena disponibile
Ruote direzionali:	Anteriori: 15,25 cm piena Posteriori: 15,25 cm piena; 20,32 cm piena
Velocità massima: ¹	Fino a 9,66 km/h
Autonomia: ^{1,4}	Fino a 25 km
Freni:	“Frenata intelligente” elettronica rigenerativa, freno di stazionamento a disco
Altezza del suolo: ²	6,35 cm al braccetto dell'ammortizzatore 7,62 cm al centro del telaio
Raggio di sterzata: ²	50,8 cm
Ingombro totale: ^{2,6}	Lunghezza: 90,17 cm senza poggiamambe Larghezza: 60,96 cm
Trazione:	Due motori, trazione centrale 6 ruote
Batterie: ³	Due batterie Gruppo NF-22
Caricabatterie:	8-amp, esterno
Capacità di carico massima:	136 kg
Peso singoli componenti: ⁵	La base: 62 kg Batterie: 17,24 kg circa
Classe di utilizzo:	B
Pendenza massima di sicurezza:	10,5% (6°)
Raggio di sterzo:	10,5% (6°)
Max dislivello superabile:	7,62 cm

¹ Variabile a seconda del peso dell'utente, della tipologia del fondo stradale, dello stato di carica e di usura delle batterie, e delle condizioni dei pneumatici. Le misure possono variare fino a +10%, -5%.

² Le misure possono variare fino a +/- 3%.



³ Il tipo di AGM o di tipo al gel a richiesta. Vedere il paragrafo VI. “Batterie e carica”.

⁴ Testo in conformità con ANSI/RENA WC Vol. 2, punto 4 e le norme ISO 7176-4. Risultati ottenuti da calcoli teorici basati sulla batteria e le specifiche prestazioni del sistema. Test effettuati alla capacità di massima portata.


⁵ Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.

⁶ Le dimensioni indicate si riferiscono esclusivamente a basi elettroniche. Le misure generali sono soggette a variazioni a seconda delle scelte di seduta e optional.

NOTA: Il prodotto è conforme ai test ANSI-RESNA ed agli standard ISO 7176 serie EN12184. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.



ALTEZZA DEL SUOLO
7,62 cm AL CENTRO DEL TELAIO
6,35 cm AL BRACCETTO DELL'AMMORTIZZATORE



RAGGIO DI STERZATA
(SENZA POGGIAGAMBE)