

SPECIFICATIONS DE PRODUIT

Modèle: Celebrity LR (SC4001LR/SC4401LR)

Fabricant: Pride Mobility Products Company

Adresse Internet: www.pridemobility.com

Information sur le document: INFNFB2725/Rev A/February 2012

Numéro du modèle	3-wheel: SC4001LR, 4-wheel: SC4401LR
Capacité de poids	159 kg (350 lb)
Vitesse maximale¹	3-roue: Jusqu'à 11.1 km/h (6.9 mph) 4-roue: Jusqu'à 10.6 km/h (6.6 mph)
Dégagement au sol³	5 cm (2 po)
Rayon de braquage³	3-roue: 113 cm (44.5 po); 4-roue: 143.51 cm (56.5 po)
Longueur hors-tout³	3-roue: 120.7 cm (47.5 po); 4-roue: 121.9 cm (48 po)
Largeur hors-tout³	3-roue/ 4-roue: 61 cm (24 po)
Pneus	Type: Pneumatique Format: 25.4 cm (10 po)
Autonomie^{1, 2}	Avec les 55 Ah batterie 3-roue: 28.95 km (17.99 milles) 4-roue: 30.53 km (18.97 milles)
Poids total sans les batteries⁶	3-roue: 72.5 kg (160 lb); 4-roue: 78.4 kg (173 lb)
Composante la plus lourde (Section avant)	3-roue: 27.7 kg (61 lb); 4-roue: 33.1 kg (73 lb)
Siège standard	CRS Deluxe Poids: 21.8 kg (48 lb) Recouvrement: Vinyle Dimensions: 45.72 cm (18 po) de large 45.72 cm (18 po) de profond
Rouage d'entraînement	Roues motrices à l'arrière, moteur 24-volt DC à essieu scellé
Système de frein double	Régénératif et électromécanique
Spécifications des batteries^{4, 5}	Deux 12-volt, à décharge poussée Format: 55 Ah Poids des batteries: 16.6 kg (36.5 lb) chacune
Chargeur à batterie	Chargeur externe
Inclinaison maximale	17.6% (10°)
Pente maximale franchissable	17.6% (10°)
Obstacle maximal	5 cm (2 po)

¹ Varie en fonction du type de terrain, du format (Ah), de l'état et du niveau de charge des batteries et de l'état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.

² Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.

³ En fonction des exigences de fabrication et des améliorations apportées au produit, il se peut que cette spécification fluctue de (+ ou -) 3%.



⁴ Type AGM ou au gel requis. Voyez la section IV. "Batteries et recharge".

⁵ Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

⁶ Incluant siège standard.

NOTE: Ce produit est conforme à toutes les normes ANSI-RESNA applicables et rencontre les exigences des standards ISO 7176 et EN12184. Toutes les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.

* I N F I N F B 2 7 2 5 *



* I N F I N F B 2 7 2 5 *