

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Model: Victory XL130 (SC713)

Producent: Pride Mobility Products Europe B.V.

Internet Adresse: www.pridemobility.com

Dokument Information: INFINF2678/Rev A/July 2011

Model nr.	SC713
Klasse	B
Maksimal hældning	14,1% (8°)
Maksimal stigningsevne	17,6% (10°)
Maksimal højde på forhindring	5 cm (2 in.)
Længde ²	136 cm (53,54 in.)
Bredde ²	63,65 cm (25 in.)
Total vægt eksklusiv batterier ^{2, 5}	65,28 kg (143 lbs.)
Tungeste del når adskilt	Bagsektion: 34 kg (74,95 lbs.)
Venderadius ²	170 cm (67 in.)
Hastighed (Maksimum) ¹	15 km/h (9,32 mph)
Rækkevidde ^{1, 4}	Op til 42,7 km (26,53 miles)
Frihøjde ²	9,69 cm (3,81 in.)
Maks. brugervægt	158,75 kg (350 lbs.)
Standard sædeenhed	Type: CRS Deluxe Vægt: 23,13 kg (51 lbs.) Materiale: Sort Vinyl Dimensioner: 45 cm (18 in.) total bredde 45 cm (18 in.) dybde
Baghjulstræk	Baghjulstræk, forseglede transaksel, 24-volt DC motor
Bremser	Regenerativ og elektromekaniske
Dæk	Type: Solide For og bag: 33 cm (13 in.)
Batteritype ^{3, 6}	To stk. 12-volt, dyb-cyklus Størrelse: 55 Ah Vægt: 17,16 kg (37,83 lbs.) enkeltvis pr. stk.
Oplader	5-amp, Løs oplader

¹ Varierer med brugerens vægt, terræn type, batteri amp-timer (Ah), opladning, batteri tilstand og dækslid. Denne specifikation kan variere +10%, -5%.

² Som følge af fabrikationstolerancer og løbende produktforbedring, kan denne specifikation variere (+ -) 3%.

³ AGM eller Gel-Cell type påkræves. Se IV. "Batterier og opladning."

⁴ Testet i overensstemmelse med ANSI/RESNA, WC Vol. 2, afsnit 4 & ISO 7176-4 standarder. Beregningsresultaterne er baseret teoretiske kalkulationer ud fra batteri specifikationer og styre systemets ydeevne. Tests er udført ved maksimal vægt kapacitet.

⁵ Inkluderer standardsæde.

⁶ Batterivægt kan variere afhængigt af producenten.

BEMÆRK: Dette produkt overholder alle gældende ANSI/RESNA testkrav og ISO 7176-serien EN12184 standarder. Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

