

GO-GO

ELITE TRAVELLER®

La Façon la plus Rapide de Voyager.

Le Go-Go Elite Traveller® est facilement transportable et manoeuvrable dans des espaces restreints. Il vous offre une versatilité de style et de couleurs grâce à ses coquilles interchangeables en un rien de temps. Le design compact du Go-Go Elite Traveller vous donne accès aux corridors et autres endroits étroits, tout en vous assurant une grande stabilité à l'extérieur. Il est tellement facile à assembler et à désassembler que vous éliminerez une grande partie de l'insécurité liée à vos voyages. Allez sans tracas où vous le désirez avec le Go-Go Elite Traveller.



Go-Go Elite Traveller®, triporteur



Disponible en 3 ou 4 roues



Se désassemble en un tour de main !

Pride®
Mobility Products Co.



SPECIFICATIONS

Numéro de modèle	SC40E (trporteur) SC44E (quadriporteur)
Capacité de poids	275 lb
Vitesse maximale ²	Jusqu'à 4.25 mph
Dégagement au sol ¹	2.5"
Rayon de giration ¹	Triporteur: 32.5" Quadriporteur: 44.125"
Longueur ¹	Triporteur: 37" Quadriporteur: 39.5"
Largeur ¹	19.5"

PNEUS:

Avant	Triporteur: 2" x 8" solides noirs Quadriporteur: 2" x 7" solides noirs
Arrière	2.5" x 8" solides noirs
Anti-basculants	Arrière
Siège standard	Pliable, moulé, en plastique, recouvert de vinyle
Groupe motopropulseur	Moteur 24V DC avec mini-transaxe scellé

Système de freinage	Frein électronique régénérateur & frein électromagnétique
Chargeur	Externe 2A
Autonomie ^{2,5}	Jusqu'à 14 miles
Type de Batteries ³	(2) 12V à décharge profonde
Batteries compatibles	18 AH (standard)

POIDS:

Batteries (2 requises) ⁴	33 lb Compartiment des batteries
Poids total sans le boîtier de batteries	Triporteur: 75 lb Quadriporteur: 78.5 lb
Pièce la plus lourde	Triporteur: 28 lb (section avant) Quadriporteur: 32.5 lb (section avant)

Choix de Couleurs



Rouge



Bleu

2 ensembles de coquilles de couleur inclus avec chaque appareil !




CARACTÉRISTIQUES

- Se désassemble facilement , même d'une seule main
- Pneus noirs non-marquants, légers au profil bas, exclusivité de Pride Mobility
- Auto-connexion du câble avant-arrière
- 2 ensembles de coquilles de couleurs sont inclus avec chaque appareil pour plus de versatilité
- Poteau de siège monté sur la partie avant de l'appareil pour plus de stabilité
- Se désassemble en 5 pièces ultra légères pour un transport et un entreposage facile
- Concept modulaire pour un entretien/service facile
- Modulateur avec micro-processor offrant plusieurs caractéristiques de sécurité
- Panier avant inclus
- Panier de plancher amovible pour plus de rangement (4 roues seulement)
- Chargeur externe permettant la recharge des batteries sur ou hors de l'appareil

Pride Lifts & Ramps

Les produits Silver Star montrés sont tous compatibles avec le Go-Go Elite Traveller®.

- Backpacker® Plus
- Backpacker® MV
- Power Tote Mini (trporteur uniquement)
- Pride® Boom 250



Pride® Boom 250



Full Platform

Beamsville, Ontario • 888-570-1113 • www.pridemobility.com

¹Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

²L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus.Ces informations peuvent varier de (+ou-) 10%.

³Batteries AGM ou type gel sont recommandées.

⁴Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier de celles-ci.

⁵Testé en accord avec les standards ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.