

GO-GO[®]

ULTRA X

Un prix économique, Caractéristiques de 1ère classe

Le Go-Go[®] Ultra X vous est offert avec une multitude de caractéristiques innovatrices, tel qu'un loquet de barrure automatique ultra simple, qui permet de le désassembler d'une seule main et un boîtier de batteries assurant un transport sans tracas. Vous retrouverez la performance que vous attendez du fabricant numéro 1 dans le domaine des scooters transportables et comprendrez pourquoi Go-Go[®] Ultra X est une valeur sûr lorsque vous voyagez.



Triporteur Go-Go[®] Ultra X



Quadriporteur Go-Go[®] Ultra X

Triporteur et quadriporteur disponible



Montage et démontage facile !

Pride[®]
Mobility Products Co.
—VIVEZ VOTRE MEILLEUR—



Spécifications

| | |
|---|--|
| Numéro Modèle | SC40X(Triporteur.);SC44X(Quadriporteur) |
| Capacité de poids | 260 lb |
| Vitesse maximale ¹ | Jusqu'à 4 mph |
| Dégagement au sol ² | Triporteur: 1.375" Quadriporteur: 1.375" |
| Rayon de giration ² | Triporteur: 32.5" Quadriporteur: 44.125" |
| Longueur ² | Triporteur: 37" Quadriporteur: 39.75" |
| Longueur ² | Triporteur: 19.5" Quadriporteur: 19.5" |
| Pneus | |
| Avant | Triporteur: 2" x 8" solide; Quadriporteur: 2" x 7" solide |
| Arrière | 2.5" x 8" solide |
| Anti-basculants | Arrière |
| Siège standard | Siège en vinyle compacte et rabattable |
| Groupe motopropulseur | 24V, moteur DC, transaxle scellé |
| Système de freinage double | Électronique régénérateur, électromécanique |
| Chargeur | Externe, 2A |
| Autonomie ^{1,5} | Jusqu'à 8 miles (avec 2 x 12 AH) |
| Batteries requises ³ | (2) 12V à décharge profonde (standard) |
| Batteries compatibles | 12 AH |
| Batteries (2 requises) | 12 AH (20 lb ensemble de batteries) ⁴ |
| Poids total sans les batteries ² | |
| | Triporteur: 72 lb |
| | Quadriporteur: 78.5 lb |
| Pièce la plus lourde ² | |
| | Triporteur: 28 lb (section avant) |
| | Quadriporteur: 33.5 lb (section avant) |

Choix de couleurs



Rouge



Bleu


Caractéristiques

- Loquet de barrure automatique, ultra simple pour l'assemblage et le désassemblage
- Pneus noirs non-marquants, légers au profil bas, exclusivité de Pride Mobility
- Auto-connexion du câble avant et arrière
- Poteau de siège sur partie avant du scooter procure plus de stabilité et de rigidité
- Le châssis se désassemble en 5 pièces légères, faciles à transporter et à remiser
- Design modulaire pour un entretien facile
- Chargeur externe à voltage permutable pouvant recharger l'ensemble de batteries sur ou hors de l'appareil

Pride® Lifts & Ramps

Le Go-Go® Ultra X est compatible avec le Pride® Lift Systems...

- Backpacker® Plus
- Backpacker® MV
- Power Tote Mini (Triporteur seulement)



Outlander



Pride® Boom 250

Beamsville, Ontario • 888-570-1113 • www.pridemobility.com

¹ L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Ces informations peuvent varier de (+ou-) 10%.

² Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, les mesures de la longueur, la largeur, le rayon de giration et du dégagement au sol peuvent varier de +/- 3%.

³ Batteries AGM ou type gel sont recommandées.

⁴ Le poids des batteries peuvent varier selon le fabricant de celles-ci.

⁵ L'autonomie indiquée est obtenue avec le modèle 4 roues.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

