

J6

Le fauteuil motorisé compacte J6 est le choix ultime pour les utilisateurs qui recherchent la stabilité du design Mid-Wheel 6 et une manoeuvrabilité incomparable. Il accepte une vaste gamme de siège et d'électronique ainsi que de puissants moteurs !



J6 montré avec la bascule motorisée TB2 et manette Q-Logic NE+

PRIDE[®]
MOBILITÉ & PERFORMANCE

— BOYEZ À VOTRE MEILLEUR[®] —

Spécifications

PNEUS / ROUES MOTRICES	10"
ROUES PIVOTANTES OMNI	Avant 5" solides Arrière: 6" solides
SUSPENSION	Suspension ATX (Active-Trac [®] , extra stabilité)
VITESSE MAXIMALE ¹	Jusqu'à 4 mph
FREINS	Intelligent (électronique, à disques régénérateurs)
DEGAGEMENT AU SOL	2.25"
RAYON DE GIRATION ²	21.25"
DIMENSIONS ²	Longueur: 34.5" Largeur: 23.25"
DIMENSIONS TYPE DE SIEGES	Siège Synergy [®] Largeur ajustable: 10"-20" Profondeur ajustable: 10"-20" Bascule motorisé TRU-Balance [®] Largeur ajustable: 14"-20" Profondeur ajustable: 14"-20"
GROUPE MOTOPROPULSEUR	2 Moteurs à traction semi-avant 6 [®]
BATTERIES	2 12 volt, à décharge profonde U-1
AUTONOMIE ¹	Jusqu'à 20 km
CHARGEUR	5A, externe
ELECTRONIQUE	75A, Q-Logic NE, NE+ 80A, Q-Logic EX
CAPACITE DE POIDS	300 lbs. maximum (Usagé)
POIDS DE LA BASE	104.5 lb
POIDS DU SIÈGE	42.5 lb
POIDS DES BATTERIES	24.5 lb (chacune)
GARANTIE	12 mois sur composantes de base 24 mois sur les moteurs et l'électronique 5 ans sur le châssis

Couleurs



Rouge



Bleu

NOTES:

- 1) L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus.
- 2) Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, les mesures de la longueur, la largeur, le rayon de giration et du dégagement au sol peuvent varier de +/- 3%.

Caractéristiques

- La Technologie Traction semi-avant 6[®] permet d'avoir six roues au sol pour une stabilité accrue
- Accepte la bascule motorisée TB2
- Levier de désengagement facilement accessible sur le côté
- Suspension ATX (Active-Trac[®], extra stabilité) intègre les roues pivotantes avant OMNI pour une conduite en douceur sur les terrains accidentés
- Accès facile aux batteries

Options

- Support de contrôle escamotable
- Fixation de contrôle multiaxes
- Appui-jambes éleveurs
- Support à oxygène
- Coussinet en gel adducteur
- Manette Q-Logic EX
- Systèmes de positionnement motorisés TRU-Balance[®]
- Appuie-pieds 70 degrés avec palettes ajustables en angle et profondeur



J6 montré avec la bascule motorisée TB2 et manette Q-Logic NE+

(Montréal) 514-972-2355

(Québec) 418-932-9267

Visitez-nous au: www.quantumrehab.com

Pride[®]
Mobility Products Co.

—VIVEZ VOTRE MEILLEUR—