

Solutions du Début à la Fin des Fauteuils Jazzy® et Go Chair®



	JAZZY AIR® 2	JAZZY® PASSPORT	GO CHAIR®	JAZZY® ELITE ES PORTABLE	JAZZY® ELITE 14	JAZZY® ELITE HD	JAZZY® SELECT 6	JAZZY® 614 HD
Capacité de Poids Maximale	300 lb (136 kg)	250 lb (113.4 kg)	300 lb (136 kg)	300 lb (136 kg)	300 lb (136 kg)	450 lb (204 kg ¹⁾)	300 lb (136 kg)	450 lb (204 kg)
Rayon de Giration¹	24.25"	24.25"	25.5"	25.5"	24"	24"	21.875"	22.75"
Largeur¹	23.375"	23.5"	22.5"	22.5"	24.25"	24.25"	23.5"	25.25"
Longueur^{1,2}	41.93"	40"	28.5"	34.75"	35.5"	35.5"	35.375"	35.5"
Vitesse Maximale³	Jusqu'à 6.4 km/h (positions non-élevée et élevée)	Jusqu'à 5.8 km/h	Jusqu'à 6 km/h	Jusqu'à 6.4 km/h	Jusqu'à 6.4 km/h	Jusqu'à 6.4 km/h	Jusqu'à 6.4 km/h	Jusqu'à 6.8 km/h
Dégagement au Sol¹	1" au support du moteur	3"	2"	1.5"	3"	3"	1.75"	2.25"
Pneus Avants	6" anti-crevaisons	8" pivotantes solides	6" pivotantes solides	3" anti-basculants solides	3" anti-basculants solides	3" anti-basculants solides	6" pivotantes solides	6" pivotantes solides
Roues Motrices	10" anti-crevaisons	12" pneumatiques	9" solides	9" solides	14"	14" solides	10" solides	14"
Pneus Arrières	6" anti-crevaisons	N/D	3" Anti-basculants solides	6" pivotantes solides	6" pivotantes solides	6" pivotantes solides	6" pivotantes solides	6" pivotantes solides
Groupe Motopropulseur	2 moteurs, à traction semi-avant	2 moteurs à brosses de 180 W	2 moteurs, à propulsion	2 moteurs, à traction avant	2 moteurs, à traction avant	2 moteurs, à traction avant	2 moteurs, à traction semi-avant	2 moteurs, à traction semi-avant
Système de Freinage	Freins intelligents régénérateurs	Freins intelligents régénérateurs	Freins intelligents régénérateurs	Freins intelligents régénérateurs	Freins intelligents régénérateurs	Freins intelligents régénérateurs	Freins intelligents régénérateurs	Freins intelligents régénérateurs
Suspension	Active-Trac® (ATX) avec la technologie Mid-Wheel 6 ^o	Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	Active-Trac® (ATX)	Active-Trac® (ATX)
Siège à dossier haut (dimensions maximales)	20"L x 20"-22"P	N/D	N/D	20"L x 20"P	20"L x 20"P	24"L x 24"P	20"L x 20"P	24"L x 24"P
Haut Dossier Hauteur siège/sol	21.25" - 33"	19"	N/D	21.5" - 23.5"	20" - 22"	20" - 22"	21.25" - 23.25"	20.5" - 23.5"
Synergy® Siège	N/D	N/D	N/D	N/D	20"L x 20"P	24"L x 24"P	20"L x 20"P	24"L x 24"P
Synergy® Hauteur siège/sol	N/D	N/D	N/D	N/D	15.75" - 17.75"	15.75" - 17.75"	16.5" - 18.5"	17.75" - 19.75"
Siège Élévateur Motorisé	Standard	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Optionnel	N/D
TRU-Balance®	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Contrôle Spécialisé	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Électronique	40A, PG VR2	50A, PG, VSI	40A, PG GC3	40A, PG GC3	50A, Dynamic Shark	60A, Dynamic Shark	40A, PG GC3 ⁴	50A, Dynamic Shark
Type de Batteries (2 requises)	12 volt, NF-22 Interceptor (inclus) 12 V, U1 (40 Ah en option)	24 V, 18 Ah, lithium-ion (inclus) 25.2V 10.4 Ah batterie de voyage (optionnel)	12 V, 18 Ah	12 V, U-1	12 volt, NF-22 Interceptor (inclus)	12 volt, NF-22 Interceptor (inclus)	12 V, U-1	12 V, NF-22
Chargeur	3.5A, externe	2A, externe	2A, externe	3.5A, externe	5A, externe	5A, externe	3.5A, externe	5A, externe
Autonomie^{3,6}	Jusqu'à 27.0 km (U-1), Jusqu'à 30.9 km (40 Ah)	Jusqu'à 15 km à 250 lb (113.4 kg) Jusqu'à 17.7 km à 200 lb (91 kg) Jusqu'à 9.2 km (10.4 Ah batterie de voyage à 250 lb (113.4 kg)) Jusqu'à 10 km (10.4 Ah batterie de voyage à 200 lb (91 kg))	Jusqu'à 17.2 km	Jusqu'à 17.7 km	Jusqu'à 15.8 km	Jusqu'à 15.8 km	Jusqu'à 24.1 km	Jusqu'à 17.7 km
Poids des Batteries⁸	24 lb (11 kg) chacune (U1) 32 lb (14.6 kg) chacune (40Ah)	7 lb (3.2 kg)	14 lb (6.4 kg) chacune	25 lb (11.3 kg) chacune	37 lb (16.8 kg) chacune	37 lb (16.8 kg) chacune	25 lb (11.3 kg) chacune	37 lb (16.8 kg) chacune
Pièce la Plus Lourde⁵	180 lb (81.6 kg) (avec siège) ⁹	54 lb (24.5 kg) (l'appareil n'est pas démontable) ⁷	36 lb (16.3 kg)	48 lb (21.8 kg)	99 lb (45 kg)	99 lb (45 kg)	100 lb (45.4 kg)	122 lb (55.3 kg)
Poids du Siège Standard	N/D	N/D	30 lb (13.6 kg) (compact, pliable)	43 lb (19.5 kg) (confort, haut dossier)	52 lb (23.6 kg) (haut dossier)	52 lb (23.6 kg) (haut dossier)	43 lb (19.5 kg) (confort, haut dossier)	52 lb (23.6 kg) (haut dossier)
Dimensions du Siège Standard	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 20" - 22"	17.5" x 16.5"	18" x 17"	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20"	18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20", 22" x 20" - 22"	20" x 18" - 20", 22" x 20" - 22"	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20"	20" x 18" - 20", 22" x 20" - 22"
Garantie	5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries	5 ans limitée sur le châssis; 13 mois limitée sur l'électronique; 13 mois sur les moteurs; 6 mois sur les batteries	5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries	5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries	5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries	5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries	5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries	Garantie limitée à vie sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries

1) Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%. Ces dimensions sont pour la base motrice seulement. Les dimensions hors tout peuvent varier car elles dépendent du siège et des accessoires sélectionnés.
 2) Sans les appui-pieds.
 3) Varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus.
 4) 40A, PG 6-boutons requis avec l'option de siège élévateur motorisé.
 5) N'inclus pas le poids du siège ou des batteries.

6) Testé conformément à la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4. Résultats issus de calculs théoriques basés sur les spécifications des batteries et les performances du système d'entraînement. Test effectué à capacité de poids maximum. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.
 7) Poids du siège inclus. L'appareil n'est pas démontable.
 8) Le poids des batteries peuvent varier selon le fabricant.
 9) Poids du siège inclus (étant donné que des outils sont nécessaires pour retirer le siège). Poids des batteries non-inclus.
 10) Testé avec les batteries de l'intercepteur U1.
 11) La capacité de poids est réduite à 400 lb (181 kg) pour les configurations de siège de 18" de profondeur.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

Beamsville, Ontario
888-570-1113
pridemobility.ca

