

# Solutions du Début à la Fin des Fauteuils Jazzy® et Go Chair®



	JAZZY AIR® 2	JAZZY® SELECT 6 2.0	JAZZY® PASSPORT	GO CHAIR®	JAZZY® ELITE ES PORTABLE	JAZZY® SELECT 6	JAZZY® 614 HD
<b>Capacité de Poids Maximale</b>	300 lb	300 lb	250 lb	300 lb	300 lb	300 lb	450 lb
<b>Rayon de Giration<sup>1</sup></b>	24.25"	23.76"	24.25"	25.5"	25.5"	21.875"	22.75"
<b>Largeur<sup>1</sup></b>	23.375"	23.27"	23.5"	22.5"	22.75"	23.5"	25.25"
<b>Longueur<sup>1,2</sup></b>	41.93"	43.27"	40"	28.5"	34.75"	35.375"	35.5"
<b>Vitesse Maximale<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 4 mph (6.4 km/h) (positions non-élevée et élevée)	Jusqu'à 4.3 mph (6.9 km/h)	Jusqu'à 3.6 mph (5.8 km/h)	Jusqu'à 3.7 mph (6 km/h)	Jusqu'à 4 mph (6.4 km/h)	Jusqu'à 4 mph (6.4 km/h)	Jusqu'à 4.25 mph (6.8 km/h)
<b>Dégagement au Sol<sup>1</sup></b>	1" au support du moteur	2.5"	3"	2"	1.5"	1.75"	2.25"
<b>Pneus Avants</b>	6" anti-crevaisons	6" anti-crevaisons	8" pivotantes solides	6" pivotantes solides	3" anti-basculants solides	6" pivotantes solides	6" pivotantes solides
<b>Roues Motrices</b>	10" anti-crevaisons	10" anti-crevaisons	12" pneumatiques	9" solides	9" solides	10" solides	14"
<b>Pneus Arrières</b>	6" anti-crevaisons	6" anti-crevaisons	N/D	3" Anti-basculants solides	6" pivotantes solides	6" pivotantes solides	6" pivotantes solides
<b>Groupe Motopropulseur</b>	2 moteurs, à traction semi-avant	2 moteurs, à traction semi-avant	2 moteurs à brosses de 180 W	2 moteurs, à propulsion	2 moteurs, à traction avant	2 moteurs, à traction semi-avant	2 moteurs, à traction semi-avant
<b>Système de Freinage</b>	Freins intelligents régénérateurs	Freins intelligents régénérateurs	Freins intelligents régénérateurs	Freins intelligents régénérateurs	Freins intelligents régénérateurs	Freins intelligents régénérateurs	Freins intelligents régénérateurs
<b>Suspension</b>	Active-Trac® (ATX) avec la technologie Mid-Wheel 6®	Active-Trac® (ATX) avec la technologie Mid-Wheel 6®	Limitée	Limitée	Limitée	Active-Trac® (ATX)	Active-Trac® (ATX)
<b>Siège à dossier haut (dimensions maximales)</b>	20"L x 20"-22"P	20"L x 20"P	N/D	N/D	20"L x 20"P	20"L x 20"P	24"L x 24"P
<b>Haut Dossier Hauteur siège/sol</b>	21.25" - 33"	21.25" - 23.25"	19"	N/D	21.5" - 23.5"	21.25" - 23.25"	20.5" - 23.5"
<b>Synergy® Siège</b>	N/D	20"L x 20"P	N/D	N/D	N/D	20"L x 20"P	24"L x 24"P
<b>Synergy® Hauteur siège/sol</b>	N/D	16.5" - 18.5"	N/D	N/D	N/D	16.5" - 18.5"	17.75" - 19.75"
<b>Siège Élévateur Motorisé</b>	Standard	En option <sup>4</sup>	N/D	N/D	N/D	En option	N/D
<b>TRU-Balance®</b>	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
<b>Contrôle Spécialisé</b>	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
<b>Électronique</b>	40A, PG VR2	40A, PG GC3 <sup>4</sup>	50A, PG, VSI	40A, PG GC3	40A, PG GC3	40A, PG GC3 <sup>4</sup>	50A, Dynamic Shark
<b>Type de Batteries (2 requises)</b>	12 V, U1 (40 Ah en option)	12 V, U1	24 V, 18 Ah, Lithium-Ion (1 seule)	12 V, 18 Ah	12 V, U-1	12 V, U-1	12 V, NF-22
<b>Chargeur</b>	3.5A, externe	3.5A, externe	2A, externe	2A, externe	3.5A, externe	3.5A, externe	5A, externe
<b>Autonomie<sup>3,6</sup></b>	Jusqu'à 16.8 miles (27.0 km) (U-1), Jusqu'à 19.2 miles (30.9 km) (40 Ah)	Jusqu'à 19 miles (30.5 km) <sup>10</sup>	Jusqu'à 9.6 miles (15 km)	Jusqu'à 10.9 miles (17.2 km)	Jusqu'à 11 miles (17.7 km)	Jusqu'à 15 miles (24.1 km)	Jusqu'à 11 miles (17.7 km)
<b>Poids des Batteries<sup>8</sup></b>	24.5 lb chacune (U1) 32.2 lb chacune (40Ah)	25 lb chacune (U1) 32.2 lb chacune (40Ah)	7 lb	14 lb chacune	25 lb chacune	25 lb chacune	37 lb chacune
<b>Pièce la Plus Lourde<sup>5</sup></b>	180 lb (avec siège) <sup>9</sup>	114 lb	54 lb (l'appareil n'est pas démontable) <sup>7</sup>	36 lb	48 lb	100 lb	122 lb
<b>Poids du Siège Standard</b>	N/D	50 lb (confort, haut dossier)	N/D	30 lb (compact, pliable)	43 lbs. (confort, haut dossier)	43 lbs. (confort, haut dossier)	52 lbs. (haut dossier)
<b>Dimensions du Siège Standard</b>	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 20" - 22"	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 20" - 22"	17.5" x 16.5"	18" x 17"	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20"	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20"	20" x 18" - 20", 22" x 20" - 22"
<b>Garantie</b>	5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries	5 ans limitée sur le châssis; 13 mois limitée sur l'électronique; 13 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries	5 ans limitée sur le châssis; 13 mois limitée sur l'électronique; 13 mois sur les moteurs; 6 mois sur les batteries	5 ans limitée sur le châssis; 13 mois limitée sur l'électronique; 13 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries	5 ans limitée sur le châssis; 13 mois limitée sur l'électronique; 13 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries	5 ans limitée sur le châssis; 13 mois limitée sur l'électronique; 13 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries	Garantie limitée à vie sur le châssis; 13 mois limitée sur l'électronique; 13 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries

1) Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%. Ces dimensions sont pour la base motrice seulement. Les dimensions hors tout peuvent varier car elles dépendent du siège et des accessoires sélectionnés.  
2) Sans les appui-pieds.  
3) Varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus.  
4) 40A, PG 6-boutons requis avec l'option de siège élévateur motorisé.  
5) N'inclus pas le poids du siège ou des batteries.

6) Testé conformément à la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4. Résultats issus de calculs théoriques basés sur les spécifications des batteries et les performances du système d'entraînement. Test effectué à capacité de poids maximum. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.  
7) Poids du siège inclus. L'appareil n'est pas démontable.  
8) Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier.  
9) Poids du siège inclus (étant donné que des outils sont nécessaires pour retirer le siège). Poids des batteries non-inclus.  
10) Testé avec les batteries de l'intercepteur U1.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

Beamsville, Ontario  
888-570-1113  
pridemobility.ca

