



Jazzy[®]

SELECT 6

Le Jazzy Select[®] 6 assure un maximum de stabilité et intègre la technologie des moteurs double en ligne. La suspension Active-Trac[®] et les roues avant & arrière de 6" maximisent sa performance autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. De plus, une impressionnante panoplie de caractéristiques standards en fait l'un des fauteuils le plus facile à utiliser.



Pride[®]
Mobility Products Co.

—VIVEZ VOTRE MEILLEUR—

SPÉCIFICATIONS

Capacité de poids	300 lb
Vitesse maximale	Jusqu'à 4mph
Dégagement au sol	2"
Rayon de giration	20.5"
Longueur	36.625" sans les appuis-pieds
Largeur	23.5"
Roues	Motrices: 10"
Roues avant	6" solides
Roues arrière	6" solides
Suspension	Active-Trac®
Groupe motopropulseur	2 moteurs à engrenage direct semi-avant
Système de freinage	Intelligent (électronique, à disques régénérateurs)
Électronique	Contrôleur 40A PG GC2
Contrôle spécialisé	N/D
Chargeur	Externe, 3 amp
Autonomie	Jusqu'à 15 miles
Batteries requises	(2) 12V à décharge profonde
Type de Batteries	U-1
Poids batteries	24.5 lb chacune
Poids base motrice	100 lb
Poids siège standard	37 lb (dossier médium)
Dimensions de siège maximales	20" x 20"
Garantie	Garantie 5 ans limitée sur le châssis; Garantie 1 an limitée sur l'électronique Garantie 1 an limitée sur les moteurs

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, les mesures de la longueur, la largeur, le rayon de giration et du dégagement au sol peuvent varier de +/- 3%.

CARACTÉRISTIQUES

- Roues avant et arrière 6" pour une plus grande stabilité
- 2 moteurs en ligne pour plus de puissance, de torsion et d'efficacité
- Poutrelle arrière articulée
- Batteries facilement accessibles sur le côté
- Connexion du chargeur et disjoncteur facilement accessibles
- Panneau de fusibles accessible sans outils
- Plateforme d'appuis-pieds ajustable en profondeur et en hauteur

OPTIONS

- Siège à ajustement de profondeur avec dossier coucher-à-plat pour un meilleur confort*
- Siège à dossier haut avec appui-tête sur mesure*
- Siège à haut/bas dossier avec plaque rigide sur mesure*
- Siège à dossier bas sur mesure*
- Siège élévateur motorisé
- Support à verre
- Housse
- Panier arrière
- Support à oxygène
- Support à cannes/ béquilles
- Support à marchette

SYSTÈMES DE LEVIERS RECOMMANDÉS

Pride® Lifts & Ramps

- Backpacker® MV
- Backpacker® Plus
- Outlander
- SilverBoom 250



CHOIX DE COULEURS



Rouge Jazzy



Bleu Jazzy

PRIDE
MOBILITÉ & PERFORMANCE

— SOYEZ À VOTRE MEILLEUR® —

Beamsville, Ontario • 888-570-1113 • www.pridemobility.com