

TISSUS PERFORMANTS



Les tissus **Ultrafabrics® Ultraleather™** sur les fauteuils autosouleveur de Pride® offrent un motif de grain richement détaillé représentant un cuir de première qualité. Les produits en polyuréthane d'Ultrafabrics® sont fabriqués à partir de La technologie Tukumi™, un procédé de laboratoire à 4 couches permettant de créer un tissu polyuréthane luxueux, durable et confortable.




CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sensation riche et motif de grain naturel reproduisant un cuir luxueux et doux au toucher
- Prouvé cliniquement plus résistant aux changements de température que le vinyle et le cuir véritable pour le confort
- La surface antimicrobienne se nettoie sans effort avec de l'eau et du savon



Les **super tissus Crypton®** des fauteuils auto-souleveur Pride® ne sont pas seulement luxueux, durables et contemporains, ils résistent également aux déversements, taches, odeurs et bactéries. Rien ne dépasse l'unique procédé Crypton® d'intégration des fibres breveté, protégeant votre rembourrage à l'intérieur comme à l'extérieur.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 100% résistant à l'eau - les déversements s'essient facilement
- Les seuls les tissus qui peuvent être désinfectés et qui sont approuvés par l'EPA (Environmental Protection Agency aux États-Unis).
- Technologie permanente qui ne va pas se détacher des tissus
- Garantie de 5 ans sur la barrière anti-humidité



Les **tissus Lexis Sta-Kleen®** sont une révolution dans les faux cuir d'ameublement - les premiers tissus en uréthane résistants aux taches. Les tissus Sta-Kleen® offrent une protection permanente, créée avec un processus de collage exclusif inhérent au processus de fabrication du produit. Ce n'est pas une application en surface, elle durera toute la vie du revêtement.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Apparence du cuir véritable, mais avec une durabilité sans souci
- Résistance exceptionnelle, résistance à l'abrasion et stabilité UV
- Le «pare-taches» permet d'éliminer les éclaboussures à l'aide d'un chiffon et il est anti-bactérien

QUALITÉ DE CONSTRUCTION



La conception de haute qualité exclusive des fauteuils auto-souleveur de Pride offrent:

- Cadres de qualité supérieure en bois dur stratifié de qualité mobilier pour plus de solidité et de durabilité
- Vérin de levage à usage intensif et mécanisme à ciseaux pour une longue durée de vie du fauteuil
- Système de levage doux et silencieux
- Rembourrage de fibres à haute résilience pour un confort maximum
- Options de tissu pour répondre à tous les besoins et décor

De plus, les modèles de fauteuils auto-souleveur de Pride sont faciles à utiliser, disponibles dans une grande variété de choix de tissus élégants et de haute qualité et possèdent le plus haut niveau de durabilité et de longévité disponible sur le marché.

MANETTES							
EXEMPLES DE MANETTES STANDARDS TEL QU'INDIQUÉ DANS LA GRILLE ²			MANETTES OPTIONELLES ⁴				
"EASY TOUCH" FACILE À ACTIONNER	"EASY TOUCH" FACILE À ACTIONNER, MUNIE D'UN PORT USB	"EASY TOUCH" FACILE À ACTIONNER, MUNIE D'UN PORT USB, POSITIONS INFINIES	INTERRUPTEUR À BASCULE ⁵	INTERRUPTEUR À BASCULE AVEC CHALEUR & MASSAGE ⁶	DEUX MOTEURS AVEC CHALEUR & MASSAGE	STANDARD CHALEUR & MASSAGE	MANETTE SANS-FIL

PRIDE® FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS INCLINABLES



#1 En Amérique Du Nord Fauteuils Auto-Souleveurs

PRIDE® FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS INCLINABLES

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

#1 En Amérique Du Nord Fauteuils Auto-Souleveurs

Beamsville, Ontario | 888-570-1113 | pridemobility.ca |



MODEL	LC-525IS	LC-525IM	LC-525IL	LC-108	LC-450C	LC-570S	LC-570M	LC-570L	LC-358PW	LC-358S	LC-358M	LC-358L	LC-358XL ²	LC-358XXL ²	LC-102	LC-106	LC-107
Grandeur	Petit	Moyen	Grand	Moyen	Moyen	Petit	Moyen	Grand	Petit (siège bas et large)	Petit	Moyen	Grand	Très Grand	Très Très Grand	Très Petit (siège très bas et très étroit)	Moyen	Moyen
Position	Positions Infinies Trendelenburg Chaise Longue 5'3" et moins	Positions Infinies Trendelenburg Chaise Longue 5'3" - 6'0"	Positions Infinies Trendelenburg Chaise Longue 5'9" - 6'2"	Positions Infinies Trendelenburg Chaise Longue 5'4" - 6'0"	3-positions Chaise Longue 5'4"- 6'0"	3-positions Chaise Longue 5'3" et moins	3-positions Chaise Longue 5'4"- 6'0"	3-positions Chaise Longue 5'9"- 6'2"	3-positions Chaise Longue 5'3" and below	3-positions Chaise Longue 5'3" and below	3-positions Chaise Longue 5'4"- 6'0"	3-positions Chaise Longue 5'9"- 6'2"	3-positions Chaise Longue 5'6"- 6'1"	3-positions Chaise Longue 5'6"- 6'1"	3-positions Chaise Longue 4'8" - 5'4"	3-positions Chaise Longue 5'2"- 5'10"	Positions Infinies Trendelenburg Chaise Longue 5'4"- 6'0"
Capacité de Poids	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	500 lbs.	600 lb	250 lb	325 lb	325 lb
Hauteur Sol-Siège	19"	20"	21"	19"	20"	19"	20"	21"	19"	19"	20"	21"	20"	20"	16"	18"	20"
Profondeur du Siège	19"	20"	22"	19"	20"	19"	20"	22"	19"	19"	20"	22"	22"	22"	18"	19"	20"
Largeur du Siège	19"	20"	22"	20"	20"	19"	20"	22"	24"	18"	20"	22"	26"	30"	16"	20"	20"
Hauteur Dossier-Siège	26"	28"	30"	29"	27"	24.5"	26.5"	27"	23.5"	24"	24.5"	25.5"	29"	29"	23.5"	27.5"	27.5"
Style du Dossier	Fibres Creuses Dossier en T (Coussin lombaire inclus)	Fibres Creuses Dossier en T (Coussin lombaire inclus)	Fibres Creuses Dossier en T (Coussin lombaire inclus)	Dossier Coussins (le coussinage du dossier est entièrement amovible et réglable)	Fibres Creuses Dossier en T (Dossier rembourré entièrement amovible et ajustable)	Fibres Creuses Dossier Coussins	Fibres Creuses Dossier Coussins	Fibres Creuses Dossier Coussins	Fibres Creuses Dossier Boutons	Fibres Creuses Dossier Boutons	Fibres Creuses Dossier Boutons	Fibres Creuses Dossier Boutons	Fibres Creuses Dossier Boutons	Fibres Creuses Dossier Boutons	Dossier piqué à coussins doubles	Dossier piqué à coussins doubles	Dossier piqué à coussins doubles (Coussin lombaire inclus)
Coussin de Siège Complet	Oui	Oui	Oui	Oui (Coussin de siège entièrement amovible et ajustable)	Oui (Coussin de siège entièrement amovible et ajustable)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (méridienne amovible entièrement rembourrée)	Oui (méridienne amovible entièrement rembourrée)	Oui	Oui	Oui
Unité Chaleur- Massage ³	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Options additionnelles	Chaleur et massage de luxe	Chaleur et massage de luxe	Chaleur et massage de luxe	Extension d'appui-pied (Std.)	Option matelas, Extension d'appui-pied, Premier en haut, Chaleur & Massage	Extension d'appui-pied, Premier en haut, Chaleur & Massage	Extension d'appui-pied, Premier en haut, Chaleur & Massage	Premier en haut, Extension d'appui-pied (Std.), Chaleur & Massage	Chaleur & massage, extension d'appui-pied, Premier en haut, mannette sans-fil	Chaleur & massage, Premier en haut, Manette sans-il	Chaleur & massage, extension d'appui-pied, Premier en haut, mannette sans-fil	Chaleur & massage, extension d'appui-pied, Premier en haut, manette sans-fil	Chaleur & Massage (Manette avec interrupteur à bascule requis avec l'option Chaleur & Massage)	N/D	N/D	N/D	Extension d'appui-pied (Std.)
Type d'assise	Ressort ensachés	Ressort ensachés	Ressort ensachés	Siège de ressort sinueux	Assise "Confort Ultime" ¹	Assise "Confort Ultime"	Assise "Confort Ultime"	Assise "Confort Ultime"	Assise "Confort Ultime"	Assise "Confort Ultime"	Assise "Confort Ultime"	Assise "Confort Ultime"	Siège de ressort sinueux	Siège de ressort sinueux	Siège de ressort sinueux	Siège de ressort sinueux	Siège de ressort sinueux
Distance avec le Mur	20"	20"	21"	24"	18"	16.5"	19"	24"	18"	18"	17"	19"	19"	14"	16"	18"	26"
Largeur Totale du Fauteuil	34"	34.5"	37"	31.5"	37"	35"	36"	38"	40"	35"	35"	37"	39.5"	43"	25.5"	32.75"	35"
Poids du Fauteuil	130 lb	130 lb	130 lb	136 lb	119 lb	110 lb	113 lb	114 lb	130 lb	118 lb	117 lb	120 lbs.	159 lb	168 lb	96 lb	96 lb	116 lb
Manette	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB, positions infinies	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB, positions infinies	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB, positions infinies	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB, positions infinies	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner	"Easy Touch" facile à actionner	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB, positions infinies
Garantie	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	1 an Limitée	1 an Limitée	1 an Limitée

FABRIC SELECTION GUIDE	Standard	<p>Cloud 9</p>	<p>Cloud 9</p>	<p>Cloud 9</p>	<p>Cloud 9</p>	<p>Cloud 9</p>
	Optional	<p>Crypton Aria[®]</p> <p>Lexis Sta-Kleen[®]</p>	<p>Ultraleather[™]</p> <p>Lexis Sta-Kleen[®]</p>	<p>Lexis Sta-Kleen[®]</p>	<p>Crypton Aria[®]</p> <p>Ultraleather[™]</p> <p>Lexis Sta-Kleen[®]</p>	<p>Lexis Sta-Kleen[®]</p>

PRIDE[®] FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS INCLINABLES

Solutions du Début à la Fin

CA-LC-END-TRI-06162021

NOTES ADDITIONNELLES:

- Tous les fauteuils auto-souveleurs sont livrés avec des recouvrements pour les appui-bras et l'appui-tête.
- Tous les fauteuils auto-souveleurs ont des châssis fabriqués avec du bois laminé d'ingénierie de qualité.
- Limitée à vie sur les systèmes de levage, d'inclinaison ainsi que le châssis en bois sur tous les fauteuils auto-souveleurs inclinables (Exceptions: Essential Collection (1-an), LC-358XL and LC-358XXL (7-ans))
- Le transformateur comprend une option d'auto-diagnostique ainsi qu'un cordon de 9'.
- Tous les fauteuils possèdent un système d'urgence activé par des batteries 9V (non-incluses).
- Les fibres de remplissage peuvent être enlevées ou ajoutées pour un ajustement du confort personnalisé.
- Tous les fauteuils sont expédiés dans des boîtes renforcées en carton ondulé et résistantes aux impacts.

SIGNIFICATION DES ICÔNES

= Indique un délai de livraison plus court

MARQUES PARTENAIRES



VUE DES FAUTEUILS	RELEVÉE	ASSISE	LECTURE	SIESTE	ELAXATION	COMPLÈMENT COUCHÉE	TRENDELENBURG
2-Positions	Le fauteuil 2 Positions inclinaison télé est accessible sur tous les fauteuils auto-souveleurs de Pride [®] . Cette position est confortable pour des activités relaxantes telles que lire, regarder la télé, travailler sur une tablette électronique ou pour faire la conversation avec la famille et les amis.						
3-Positions	Le fauteuil 3 Positions inclinaison complète est accessible sur la plupart des fauteuils auto-souveleurs de Pride [®] et vous permet d'adopter une position idéale pour faire une sieste ou relaxer.						
Positions Infinies	L'inclinaison à plat de la position infinie est parfaite pour prendre une sieste. Les modèles à positions infinies permettent au dossier et au repose-pied de se déplacer indépendamment les uns des autres afin de permettre une variété de positions. Contrairement aux autres produits à multiples positions, le LC-525i (modèles à positions infinies franchises) peuvent avoir le repose-pied entièrement relevé tout en causant un impact minimal sur l'angle du dossier. Ces modèles permettent un engagement social, une nutrition ou autres activités de se faire en ayant le repose-pied complètement relevé.						
Trendelenburg	La position Trendelenburg permet d'élever les pieds plus haut que la tête pour un confort et une détente accrues.						