

Q6 EDGE 3 *Stretto*™

VOTRE SOLUTION #1 EN PÉDIATRIE



Q6 EDGE 3 STRETTO™
montré avec siège éleveur iLevel®,
manette Q-Logic 3 et coussin de siège
Stealth® Glacial SP



Le Q6 Edge 3 Stretto™ est très étroit pour une maniabilité exceptionnelle et il est de plus équipé d'une suspension indépendante SRS (Smooth Ride Suspension), ce qui le rend idéal pour les enfants, les adolescents et les adultes de petit gabarit. Le Stretto™ est disponible avec des roues motrices de 12.5" ou 14" de diamètre et en option un siège éleveur iLevel ajustable en hauteur jusqu'à 12".



La base motrice
la plus étroite en
Amérique du Nord.



QUANTUM®

#1 POUR LES FAUTEUILS
ROULANTS MOTORISÉS



quantumrehab.ca

Spécifications

PNEUS AVANT	14" or 12.5" Pneumatiques ou anti-crevaisons
ROUES PIVOTANTES	Pneus Avants: 5" anti-crevaisons Pneus Arrières: 6" anti-crevaisons
VITESSE MAXIMALE ¹	Jusqu'à 6.25 mph (10 Km/h) Jusqu'à 3.5 mph (5.6 Km/h) avec iLevel activé
DÉGAGEMENT AU SOL	2.9"
RAYON DE GIRATION ²	21"
LONGUEUR ²	32.5" sans appui-pieds
LARGEUR	21.75" avec roues motrice 14" 20.75" avec roues motrices 12.5"
TAILLES DE SIÈGES	
TRU-Balance® 3 Siège Statique	Largeur: 12-20" Profondeur: 12-20"
TRU-Balance® 3 Bascule Motorisée	Largeur: 12-20" Profondeur: 12-20"
TRU-Balance® 3 Bascule et iLevel®	Largeur: 12-20" Profondeur: 12-20"
TRU-Balance® Siège Flex	Largeur: 15-20" Profondeur: 15-20"
HAUTEUR SIÈGE/SOL	
TRU-Balance® 3 Siège Statique ⁵	16-18"
TRU-Balance® 3 Bascule Motorisée ⁵	17.5-19.5"
TRU-Balance® 3 Bascule et iLevel® ⁵	17.5-19.5"
TRU-Balance® Siège Flex	16.5-18.25"
INCLINAISON MANUELLE ⁶	
	Oui (TRU-Balance® Flex uniquement)
BATTERIES REQUISES ³	40 AH (2) ou 55 AH (2)
POIDS DES BATTERIES ⁷	40 AH: 31 lb chaque 55 AH: 40 lb chaque
ÉLECTRONIQUE ⁸	120A Q-Logic 3 EX 75A Q-Logic NE 75A Q-Logic NE+
TYPE DE CHARGEUR	Externe, 8A
TYPES DE MOTEURS	2 pôles, 6 roues semi-avant®
CAPACITÉ DE POIDS ⁴	300 lb
POIDS DE LA BASE	126.4 lb

1) La vitesse varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge des batteries, l'état des batterie et la pression des pneus.

2) Sans les appui-pieds

3) La capacité des batteries peut changer lors de l'ajout de systèmes de positionnement motorisés

4) La capacité de poids est dictée par la sélection du siège.

5) Toutes les mesures ± 1/8" avec siège 18" x 18", tours fixes, 300 lb de capacité de poids et pneus pleins (ajouter 3/8" avec les pneus pneumatiques). Les largeurs peuvent augmenter la hauteur sol/siège. Contactez le service client pour plus de détails. Les mesures répertoriées sont dans la position la plus basse; n'inclut pas le système élévateur sauf indication contraire.

6) Les dimensions maximales de l'inclinaison manuelle varient selon la base motorisée et le système d'assise. Appelez pour plus de détails.

7) Le poids de la batterie peut varier de ± 3 lb dépendamment du fabricant.

8) Toutes les unités Quantum Rehab® peuvent être commandées avec des commandes spécialisées.

9) Appelez pour connaître la disponibilité.


Caractéristiques

- Suspension indépendante SRS (Smooth Ride Suspension)
- Option iLevel® disponible offrant jusqu'à 12" d'élévation de siège à une vitesse de marche de 3.5 mi/h (5.6 km/h)
- Lumières sur les ailes et chargeur USB inclus
- Choix de 17 couleurs vives et contemporaines
- Fièrement construit au Canada de pièces étrangères et locales

Options

- Option iLevel® permet 12" d'élévation de siège à une vitesse de marche de 3.5 mi/h (5.6 km/h)
- Contrôles de conduite Q-Logic EX
- Assise TRU-Balance® 3
- Support à ventilateur Trilogy⁹
- Support à ventilateur compact⁹
- Assise de dimension 12" x 12" avec iLevel® (Commande spéciale seulement)

Couleurs



QUANTUM®

#1 POUR LES FAUTEUILS
ROULANTS MOTORISÉS

Beamsville, ON

888-570-1113

quantumrehab.ca

