

**Notes**

1. Tous les panneaux de couleurs sont inclus.
2. Varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Cette spécification peut varier de (+ ou -) 10%.
3. Le poids des batteries n'est pas inclus.
4. Etant donné les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.
5. Poids du boîtier de batteries 12Ah : 18 lb.
6. Panneaux en plastiques de couleurs durables (non-peints).
7. A décharge profonde (AGM ou cellules de gel sont recommandées).
8. Poids du boîtier de batteries 18Ah : 28 lb.

9. Testé en accord avec les standards ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil.
10. Incluant lumière avant.
11. Le poids des batteries peut varier selon les fabricants.
12. Largeur de la base de l'appareil (excluant le siège).
13. Ne tient pas compte du dégagement des anti-bascules.
14. Incluant le poids du siège standard.
15. Offert par la plupart des détaillants mais Pride Mobility® n'offre pas ce type de batteries.

16. En option.
17. Au châssis central.
18. Système de lumières.



**SOLUTIONS DU DÉBUT À LA FIN**



	Go Chair®	Go-Go® Ultra X	Go-Go Elite Traveller®	Go-Go® Sport <sup>10</sup>	Go-Go® LX with CTS Suspension <sup>10</sup>	Zero Turn 8	Go-Go® Folding Scooter <sup>10</sup>	Revo® 2.0 <sup>10</sup>	Jazzy® Passport	Victory® 10.2 <sup>10</sup>	Victory® Twin <sup>18</sup>	Zero Turn 10 <sup>18</sup>	Victory® LX with CTS Suspension <sup>18</sup>	Victory® LX Sport <sup>18</sup>	Pursuit® ES <sup>18</sup>	Maxima	Wrangler™	Pursuit® XL <sup>18</sup>	Raptor® <sup>18</sup>
<b>PNEUS AVANTS</b>	3" x 6" SOLIDES	2" x 8" SOLIDES (3W) 2" x 7" SOLIDES (4W)	2" x 7" SOLIDES	3" x 8" SOLIDES (3W) 3" x 9" SOLIDES (4W)	2" x 7" SOLIDES	2" x 7" SOLIDES	1.6" x 7" SOLIDES	3" x 8" SOLIDES (3W) 3" x 9" SOLIDES (4W)	8" SOLIDES (CASTERS)	3.5" x 10" SOLIDES	DUAL 3" x 9" SOLIDES	9" SOLIDES	3.5" x 10" SOLIDES (PNEUMATIQUES EN OPTION)	3.5" x 10" SOLIDES (PNEUMATIQUES EN OPTION)	4" x 13" PNEUMATIQUES	3" x 10" SOLIDES	14.5" TUBELESS PNEUMATIQUES	13" PNEUMATIQUES	3" x 16" PNEUMATIQUES
<b>PNEUS ARRIÈRES</b>	3" x 9" SOLIDES	2.5" x 8" SOLIDES	2.5" x 8" SOLIDES	3" x 9" SOLIDES	2.5" x 8" SOLIDES	2.5" x 9" SOLIDES	2" x 8" SOLIDES	3" x 9" SOLIDES	12" ROUES MOTRICES PNEUMATIQUE	3.5" x 10" SOLIDES	3.5" x 10" SOLIDES	10.75" SOLIDES	3.5" x 10" SOLIDES (PNEUMATIQUES EN OPTION)	3.5" x 10" SOLIDES (PNEUMATIQUES EN OPTION)	4" x 13" PNEUMATIQUES	4" x 10" SOLIDES	14.5" TUBELESS PNEUMATIQUES	13" PNEUMATIQUES	3" x 16" PNEUMATIQUES
<b>VITESSE MAXIMALE<sup>2</sup></b>	JUSQU'À 6 KM/H	JUSQU'À 6.4 KM/H	JUSQU'À 6.4 KM/H	JUSQU'À 7.6 KM/H	JUSQU'À 7.1 KM/H	JUSQU'À 6.4 KM/H	JUSQU'À 6.4 KM/H	JUSQU'À 8 KM/H	JUSQU'À 8 KM/H	JUSQU'À 8.4 KM/H	JUSQU'À 8.45 KM/H	JUSQU'À 11.3 KM/H	JUSQU'À 9 KM/H	JUSQU'À 12.9 KM/H	JUSQU'À 9.7 KM/H HD: JUSQU'À 15.3 KM/H	JUSQU'À 8.5 KM/H	JUSQU'À 18.3 KM/H @ 200 LB JUSQU'À 17.7 KM/H @ 350 LB	JUSQU'À 12 KM/H	JUSQU'À 22.5 KM/H
<b>DÉGAGEMENT AU SOL<sup>4,13, 17</sup></b>	1.8" sous le moteur 1.7" aux anti-bascules 2.7" sous la palette	1.3" sous le moteur	1.38" sous le moteur	3" au châssis central 1.5" sous le moteur	1.5" sous le moteur	1.4" sous le moteur	2.3"	3R: 3.25" 4R: 3.5" au châssis central	3" sous le moteur	2.4" sous le moteur 2.1" aux anti-bascules 3.0" sous la palette	3" au châssis central	2" au moteur	2.4" sous le moteur	2.2" sous le moteur 3.15" au châssis central	3.5"	4.5" 3R 3.25" 4R	5.5" sous le moteur	5.25" au châssis central	3.5" au châssis central
<b>RAYON DE GIRATION TRIPORTEURS<sup>4</sup></b>	N/D	33"	N/D	36"	N/D	N/D	N/D	40"	N/D	42"	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	50.5"	N/D	N/D	60"
<b>RAYON DE GIRATION QUADRIPORTEURS<sup>4</sup></b>	25.5" AVEC LA PALETTE PLATE-FORME	44"	44"	50.5"	44.75"	38.25"	32"	52"	24.25"	54.25"	42"	43"	60"	61.25"	68.5"	54"	94.75"	82.5"	N/D
<b>LONGUEUR/LARGEUR TRIPORTEURS<sup>4,12</sup></b>	N/D	37"/19.5"	37"/19.5"	N/D	N/D	N/D	N/D	46"/20.75"	N/D	45.25"/22.25"	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	46"/25.5"	N/D	N/D	59"/27.13"
<b>LONGUEUR/LARGEUR QUADRIPORTEURS<sup>4,12</sup></b>	33" AVEC LA PALETTE PLATE-FORME / 25.5"	39.5"/19.5"	39.5"/19.5"	43"/21.25"	41"/20.5"	45.75"/20"	37"/19"	47"/20.75"	40"/23.5"	47"/22.25"	46"/26"	48"/24.25"	47"/22.25"	47"/25.62"	53.25"/25"	46.9"/25.5"	61.25"/32.5"	56"/27.25"	N/D
<b>HAUTEUR SIÈGE/SOL</b>	22"-23"	18.25"-20.25"	18.13"-20.13"	20.5"-22"	20.75"-22.25"	21.5"-23.5"	20.5"	21"-23.5"	19"	22"-25"	23"-24.5"	22.25"-24.25"	23.5"-25.5"	23"-25"	24.75"-26.25"	22.5"-24.5"	30"-31.5"	26.25"-27.75"	28"
<b>TYPE DE SIÈGE (STANDARD)</b>	PLIABLE, COMPACT, LÉGER (18" X 17") PIVOTANT À 5 NIVEAUX AVEC LEVIER	COMPACT, RABATTABLE (17" X 17")	COMPACT, RABATTABLE (17" X 17")	COMPACT, RABATTABLE (17" X 17")	COMPACT, RABATTABLE (17" X 17")	PLASTIQUE MOULÉ SUR GLISSIÈRES (17" X 17")	COMPACT, RABATTABLE (16" X 13")	COMPACT, RABATTABLE (20" X 18")	GRIS, EN MOUSSE (17.5" X 16.5")	PLASTIQUE MOULÉ SUR GLISSIÈRES (18" X 17")	PLASTIQUE MOULÉ SUR GLISSIÈRES (18" X 17")	DOSSIER HAUT INCLINABLE (20" X 20")	DOSSIER HAUT CRS14 DE LUXE, INCLINABLE SUR GLISSIÈRES, APPUI-BRAS AJUSTABLES EN HAUTEUR & APPUI-TÊTE (18" X 18")	DOSSIER HAUT CRS14 DE LUXE, INCLINABLE SUR GLISSIÈRES, APPUI-BRAS AJUSTABLES EN HAUTEUR & APPUI-TÊTE (18" X 18")	DOSSIER HAUT CRS14 DE LUXE, INCLINABLE SUR GLISSIÈRES, APPUI-BRAS AJUSTABLES EN HAUTEUR & APPUI-TÊTE (18" X 18")	DOSSIER MEDIUM DE LUXE REBOURRÉ (22" X 18")	OREILLER À DOSSIER HAUT À INCLINAISON LIMITÉE (18" X 16.5")	DOSSIER HAUT CRS14 DE LUXE, INCLINABLE SUR GLISSIÈRES, APPUI-BRAS AJUSTABLES EN HAUTEUR & APPUI-TÊTE (18" X 18")	DOSSIER HAUT (20" X 18") (INCLINAISON LIMITÉE À 100° D'ANGLE)
<b>POIDS (3/4 ROUES)<sup>3,4,14</sup></b>	67 LB	76 LB/80 LB	79.5 LB	92.75 LB/100 LB	85 LB	120 LB	51 LB	120 LB/132 LB	N/D/54 LB (w/ seat)	130.25 LB/139 LB	N/D/150 LB	N/D / 197.6 LB	N/D/179 LB	N/D/160 LB	N/D/161 LB	171 LB/176 LB	274 LB	259.9 LB	208 LB
<b>HAUTEUR PLANCHER / SIÈGE</b>	16.25-17.25"	15.75"-17.25"	15.75"-17.25"	17"-18"	16.25"-17.25"	17"-18.5"	13"	15"-18"	14.5" (no adjustment)	15.25" - 18.25"	17.5"-19"	15.5"-17.5"	16.5"-18.5"	16.5"-18.5"	17.75"-18.75"	16"-18"	18.75"-20.25"	21"-22.5"	19"
<b>POIDS DES BATTERIES<sup>11</sup></b>	14 LB CHACUNE	9.3 LB CHACUNE <sup>3</sup>	13.3 LB CHACUNE <sup>3</sup>	13.3 CHACUNE <sup>3</sup>	13.3 LB CHACUNE <sup>3</sup>	13.5 LB CHACUNE	9 LB CHACUNE (SEALED LEAD ACID) / 5 LB CHACUNE (LITHIUM-ION)	25 LB CHACUNE	7 LB	24 LB CHACUNE / 32 LB CHACUNE	24 LB CHACUNE / 32 LB CHACUNE	30.25 LB CHACUNE	24 LB CHACUNE / 32 LB CHACUNE	30.2 LB CHACUNE	53 LB CHACUNE	38 LB CHACUNE (NF-22 (55 AH)) 60 LB CHACUNE (100 AH) 24.5 LB CHACUNE (U-1)	48 LB CHACUNE (75 AH) 60 LB CHACUNE (100 AH)	70 LB CHACUNE (G31) 60 LB CHACUNE (G27) 53 LB CHACUNE (G24)	53 LB CHACUNE
<b>BATTERIES REQUISES<sup>7</sup></b>	(2) 18AH (INCLUDES)	(2) 12AH (INCLUDES)	(2) 18AH (INCLUDES)	(2) 18AH (INCLUDES)	(2) 18AH (INCLUDES)	(2) 18AH (INCLUDES)	(2) 12AH SEALED LEAD ACID (STANDARD) OU (1) 11.5 AH (LITHIUM-ION) <sup>14</sup>	(2) U-1 (INCLUDES)	(1) 18 AH (LITHIUM-ION) OU (1) 10.4 AH LITHIUM-ION BATTERIE DE VOYAGE <sup>15</sup>	(2) U-1 (INCLUDES) OU (2) 40AH <sup>16</sup>	(2) U-1 (INCLUDES) OU (2) 40AH <sup>16</sup>	(2) 40AH (INCLUDES)	(2) U-1 <sup>16</sup> OU (2) 40AH <sup>16</sup>	(2) 40AH <sup>16</sup>	(2) GROUP 24 <sup>16</sup>	(2) NF-22 (INCLUDES) (2) U-1 (SIÈGE ÉLÉVATEUR MOTORISÉ) <sup>14</sup>	(2) 75AH OU (2) 100 AH <sup>16</sup>	(2) GROUP 31 <sup>16</sup> , (110AH) (2) GROUP 27 (100AH) OU (2) GROUP 24 (75 AH) <sup>16</sup>	(2) 75AH (INCLUDES)
<b>AUTONOMIE PAR CHARGE (MAX)<sup>2,9</sup></b>	JUSQU'À 14 KM (300 LB) JUSQU'À 21.2 KM (200 LB)	3R: JUSQU'À 11.1 KM 4R: JUSQU'À 11.6 KM	JUSQU'À 19.3 KM	3R: JUSQU'À 25.6 KM 4R: JUSQU'À 23.3 KM	4R: JUSQU'À 23.5 KM	JUSQU'À 17.1 KM	4R: JUSQU'À 20.9 KM (LITHIUM-ION) 4R: JUSQU'À 15 KM (PLOMB-ACIDE SCELLÉ)	3R: JUSQU'À 28 KM À 200 LB JUSQU'À 21.2 KM À 400 LB 4R: JUSQU'À 28.6 KM À 200 LB JUSQU'À 20 KM À 400 LB	JUSQU'À 15.4 KM	3R/4R: JUSQU'À 17.7 KM (U-1) 3R: JUSQU'À 20.9 KM (40AH) 4R: JUSQU'À 21.73 KM (40AH)	JUSQU'À 17.9 KM (AVEC BATTERIES U-1)	JUSQU'À 29 KM À 400 LB JUSQU'À 38.6 KM À 200 LB	JUSQU'À 26 KM	JUSQU'À 31.7 KM (200 LB) JUSQU'À 20.9 KM (400 LB)	JUSQU'À 54 KM HS: JUSQU'À 35.4 KM	3R: JUSQU'À 29 KM, U-1 (SIÈGE ÉLÉVATEUR MOTORISÉ) JUSQU'À 15.4 KM 4R: JUSQU'À 25.7 KM	JUSQU'À 30 KM @ 350 LB (75AH) JUSQU'À 39 KM @ 350 LB (100AH) JUSQU'À 36.4 KM @ 200 LB (75AH) JUSQU'À 47.3 KM @ 200 LB (100AH)	G31: JUSQU'À 51.2 KM G27: JUSQU'À 47.5 KM G24: JUSQU'À 35.6 KM	30.5 KM (JUSQU'À 400 LB À HAUTE VITESSE) 50 KM (JUSQU'À 220 LB À BASSE VITESSE)
<b>TYPE DE CHARGEUR</b>	EXTERNE, 2A	EXTERNE, 2A	EXTERNE, 3.5A	EXTERNE, 3.5A	EXTERNE, 3.5A	EXTERNE, 3.5A	EXTERNE, 2A (SEALED LEAD ACID) EXTERNE, 2.5A (LITHIUM-ION)	EXTERNE, 3.5A	EXTERNE, 2A	EXTERNE, 3.5A (U-1) EXTERNE, 5A (40 AH)	EXTERNE, 3A (U-1) EXTERNE, 5A (40 AH)	EXTERNE, 3.5A	EXTERNE, 5A	EXTERNE, 5A	EXTERNE, 8A	EXTERNE, 5A	EXTERNE, 8A	EXTERNE, 8A	EXTERNE, 8A
<b>SUSPENSION</b>	LIMITÉ	N/D	N/D	N/D	AVANT ET ARRIÈRE	AVANT ET ARRIÈRE	N/D	AVANT ET ARRIÈRE	LIMITÉ	N/D	N/D	AVANT ET ARRIÈRE	AVANT ET ARRIÈRE	AVANT ET ARRIÈRE	AVANT ET ARRIÈRE	3R ARRIÈRE/ 4R AVANT ET ARRIÈRE	AVANT ET ARRIÈRE	AVANT ET ARRIÈRE	AVANT ET ARRIÈRE
<b>CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE</b>	300 LB	260 LB	300 LB	325 LB	300 LB	325 LB	250 LB	375 LB	250 LB	400 LB	350 LB	400 LB	400 LB	400 LB	350 LB	500 LB	350 LB	400 LB	400 LB
<b>COULEURS STANDARDS</b>	RUBY RED, SAPPHIRE BLUE, ROSE QUARTZ, CITRINE YELLOW, AMBER ORANGE, PEARL WHITE	ROUGE <sup>4</sup>	ROUGE, BLEU <sup>1</sup>	ROUGE, BLEU <sup>1</sup>	ROUGE, BLEU <sup>1</sup>	FIRE OPAL, GREEN MOONSTONE, ONYX BLACK, PEWTER, PEARL WHITE, SAPPHIRE BLUE	BLANC	GREY STREET, TRUE BLUE	ARGENT	ROUGE, BLEU	ROUGE, BLEU	ROUGE, BLEU, BLANC	ROUGE, BLEU	ROUGE, BLEU	ROUGE, NOIR	ROUGE	ROUGE, ARGENT	ROUGE, ARGENT	NOIR (AVEC COULEUR INSÉRER LES OPTIONS)
<b>PIÈCE LA PLUS LOURDE<sup>4</sup></b>	36 LB (ARRIÈRE)	29 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT) 34 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)	34 LB (SECTION AVANT)	35 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT) 44 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)	37 LB (SECTION AVANT)	48 LB (SECTION ARRIÈRE)	51 LB (UNITÉ NON DÉMONTABLE - POIDS DE L'APPAREIL SANS LE COMPARTIMENT À BATTERIES)	48 LB (3-ROUES) (SECTION ARRIÈRE) 57 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)	N/D	56.5 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT) 64.5 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)	55 LB (SECTION AVANT)	75 LB (SECTION AVANT)	77.6 LB (SECTION AVANT)	77 LB (SECTION AVANT)	118 LB (CADRE PRINCIPAL)	76 LB (3-ROUES) (SECTION ARRIÈRE) 76 LB (4-ROUES) (SECTION ARRIÈRE)	219 LB (UNITÉ NON DÉMONTABLE)	205.5 LB CHÂSSIS COMPLET (UNITÉ NON DÉMONTABLE)	313.6 LB (UNITÉ NON DÉMONTABLE)



CAFR-SC-EZE-10-14-20

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usage des pneus.

**DE VOYAGE**

**SÉRIE VALEUR**

**INTERMÉDIAIRE DE LUXE**

**ROBUSTE**

**PLEINE GRANDEUR DE LUXE**