

CELEBRITY X

下一代10"类的代步车

CELEBRITY® X

Celebrity® X代步车是一个功能丰富的豪华产品及在于很有吸引力的价格。以3或4个轮形式，提供高雅简约，无与伦比的可靠性能，令人最印像深刻的是易于使用操作。Celebrity X 是一个完美融合的风格，表现的技术，方便的标准功能和实惠的价格，使得它在同类产品中体现出最佳的整体豪华代步车的价值。



Pride[®]
Mobility Products Limited
— LIVE YOUR BEST —

800-800-8586 (US) • 86-021-51923035 (China) • www.pridemobility.com



Celebrity® X	3个轮	4个轮
型号:	SC4001	SC4401
最大承载重量:	350磅 (159kg)	350磅 (159kg)
最大速度:	达到每小时6英里	达到每小时6英里
离地间隙:	2.25英寸 (5.7cm)	2.25英寸 (5.7cm)
转弯半径:	41.5英寸 (105.4cm)	54英寸 (137.2cm)
车身长度:	46英寸 (116.8cm)	46.75英寸 (118.7cm)
车身宽度:	24英寸 (61cm)	24英寸 (61cm)
轮子		
前轮:	10英寸 (25.4cm) 实心轮胎	10英寸 (25.4cm) 实心轮胎
后轮:	10英寸 (25.4cm) 实心轮胎	10英寸 (25.4cm) 实心轮胎
防倾轮:	在后端	在后部
避震器:	在后端	在前端及后端
运输重量:		
不带电池总重量:	141.5磅 (64.3kg)	151磅 (68.6kg)
最重部件重量:	56磅 (25.5kg)	65.5磅 (29.8kg)
拆卸部位:	前部份	前部份
驱动系统:	密封式驱动后桥, 24V直流电机	
双制动系统:	电子, 再发电式, 及电动机机械式 (电子, 再发电式, 碟式刹车器)	
电动升降座椅:	可选: 特殊的订货要求	
标准座椅:	豪华版带滑轨塑胶座椅	
充电器:	5AMP标准外置充电器	
充满电池最大行程:	达到17英里	
电池要求:	两个12V深度循环电池 (推荐使用玻璃纤维隔板AGM或胶体Gel-Cell)	
电池尺寸及重量:	单个40AH电池重32.5磅 (14.77kg); 单个U-1电池重24.5磅 (11.14kg)	
保修期:	2年有限保修期	

颜色:



特征

- 环绕式三角手柄
- 超简单, 自锁锁定便于快速拆卸/重新组装
- 明亮, 持久的LED灯更加安全
- 最快速度可调到6英里
- 最大承载重量是350磅
- 简易固定点 (为运输空载的代步车而设计)
- 前车架-固定座椅支撑管为可选项
- 配有标准前车篮及观后视镜
- 手柄旋转锁定, 允许手柄在运输过程中作为把手使用

选项

- 带有头枕及调节杆的CRS豪华型斜倚高靠背
- 前臂支撑架
- 手杖/拐杖
- 双横臂式拐杖架
- 氧气瓶支架
- 杯架
- 后车篮
- 安全标志
- 拐杖支架
- 鞍型置物袋
- 拐杖托
- 巨大前车篮
- 防雨罩

1 不同制造商生产的电池, 电池重量也有所不同

此处包含的信息在出版时是正确的, 由于普拉德承诺不断完善和开发, 我们保留更改规格的权利, 恕不另行通知。

理论计算范围按照欧洲国家标准测试条件, 实际范围在正常使用时, 将取决于许多因素, 包括车辆状态及电池, 驾驶者的重量, 正确的轮胎压力、 环境温度和梯度和路或路面表面。

普拉德机动产品商贸(上海)有限公司

上海市浦东新区建韵路500号天纳商汇4幢508室

电话: 86 021 51923035 网址: www.pridemobility.com

Pride[®]
 Mobility Products Limited
 — LIVE YOUR BEST —

