

卓越的价值。
卓越的耐用性。

ES2

来自普拉德新款的 ES2 给人带来卓越的价值。重量轻，方便运输。时尚的ES2最大承载重量是136公斤，及配有极方便的帆布车篮位于手柄处。



Pride[®]
Mobility Products Limited
— LIVE YOUR BEST —



电话：86 021 51923035

网址：www.pridemobility.co

ES2

最大承载重量:	136kg (300磅)
最大速度:	每小时6.4公里 (4英里)
离地间隙:	5cm (2英寸)
转弯半径:	81.3cm (32英寸)
车身长度:	94cm (37英寸)
车身宽度:	49.5cm (19.5英寸)
前轮:	5CM X 17.78CM (2英寸X 7英寸) 实心轮胎
后轮:	6.35CM X 20CM (2.5英寸X 8英寸) 实心轮胎
充满电池最大行程:	9.65公里 (6英里)
最大爬坡能力:	5cm (2英寸)
不带电池总重量:	26kg (57.2磅)
最重部件重量:	19kg (41.8磅)
标准座椅:	类型: 可折叠, 小巧, 乙烯基塑胶座椅 重量: 10kg (22磅) 材质: 黑色乙烯基 尺寸: 宽度 43cm (17英寸) 深度 43cm (17英寸)
驱动系统:	24V直流电机, 密封式微型驱动后桥
双制动系统:	电子, 再发电式, 及电动机械式
电池要求:	两个12V 可深度循环电池 规格: 10AH 重量: 电池单个3.63kg (8磅)
充电器:	1.5AMP 外置充电器

颜色:



红色

特征

- 两个速度设置-高, 低 (室内/室外)
- 模块化设计, 便于操作性能。
- 可拆式帆布车篮
- 重量轻, 单个车架为增加稳定性及容易携带。

1 电池状态和轮胎状况决定于用户的重量, 地形类型, 电池的安培数, 电池的充电时间。

2 由于制造公差和产品的持续改进, 该规范可以承受的公差为 (+/- 3%)。

3 需要玻璃纤维隔板电池 (AGM) 或者胶体电池 (Gel-Cell)。

4 不同制造商生产的电池, 电池重量也有所不同。

注意: 所有规格如有变更, 恕不另行通知。

此处包含的信息在出版时是正确的, 由于普拉德承诺不断完善和开发, 我们保留更改规格的权利, 恕不另行通知。理论计算范围按照欧洲国家标准测试条件, 实际范围在正常使用时, 将取决于许多因素, 包括车辆状态及电池, 驾驶者的重量, 正确的轮胎压力、环境温度和梯度和路或路面表面。

普拉德机动产品商贸(上海)有限公司

上海市浦东新区建韵路500号天纳商汇4幢508室

电话: 86 021 51923035 网址: www.pridemobility.com

北京瑞而士进出口有限责任公司

北京市丰台区菜户营甲88号鹏润家园豪苑A座2001室

电话: 86 010 63383288/67149648 网址: www.reshouse.com

Pride[®]
Mobility Products Limited
— LIVE YOUR BEST —