

最快捷的方式去旅行

GO-GO
ELITE TRAVELLER PLUS[®]

GO-GO ELITE TRAVELLER[®] PLUS

Go-Go Elite Traveller[®] Plus 设计理念是使旅行代步车的范围比以往任何时候还要大。是一个增加长度，宽度，以及最大承载量达在147公斤，结合环绕式三角手柄代步车，并可以承载较大和那些行动不便的个体，使其能够在第一时间去体验一个特殊的旅行电动产品。轻触式拆卸Go-Go Elite Traveller[®] Plus 简易旅行代步车可以把你带到任何地方。



Pride[®]
Mobility Products Limited
— LIVE YOUR BEST —

电话：86 021 51923035

网址：www.pridemobility.com



Go-Go Elite Traveller® Plus	3个轮	4个轮
最大承载重量:	147kg (323磅)	147kg (323磅)
最大速度:	每小时7公里 (4.5英里)	每小时7公里 (4.5英里)
离地间隙:	7.6cm (3英寸)	7.6cm (3英寸)
转弯半径:	86cm (34英寸)	116cm (45.7英寸)
车身长度:	101.6cm (40英寸)	102cm (40英寸)
车身宽度:	53.3cm (21英寸)	53.6cm (21英寸)
前轮:	5cmX20cm (2英寸X8英寸) 实心轮胎	
后轮:	7.5cmX23cm (3英寸X9英寸) 实心轮胎	
避震器:	后端	
充满电池最大行程:	17.5公里 (11英里)	
不带电池总重量:	39kg (86磅)	39.5kg (87磅)
最重部件重量:	15kg (33磅, 后段部份)	16kg (35磅, 前段部份)
标准座椅:	可折叠黑色乙烯基座椅	
电池要求:	两个12V 可深度循环电池 规格: 17AH 重量: 电池单个13kg (28.6磅)	
充电器:	2 AMP 外置充电器	

标准颜色:



蓝色



红色



银色

每台代步车具有3套令人兴奋的颜色!

- 1 由于制造公差和产品的持续改进, 该规范可以承受的公差为 (+/- 3%)。
- 2 速度和范围决定于用户的重量, 地形类型, 电池的安培数, 电池的充电时间。
- 3 建议使用玻璃纤维隔板电池 (AGM) 或者胶体电池 (Gel-Cell)。
- 4 不同制造商生产的电池, 电池重量也有所不同。

此处包含的信息在出版时是正确的, 由于普拉德承诺不断完善和开发, 我们保留更改规格的权利, 恕不另行通知。

理论计算范围按照欧洲国家标准测试条件, 实际范围在正常使用时, 将取决于许多因素, 包括车辆状态及电池, 驾驶者的重量, 正确的轮胎压力、环境温度和梯度和路或路面表面。

特征

- 单手轻触式拆卸
- 普拉德独家黑色, 低调, 无痕车轮
- 环绕式三角手柄
- 23CM后轮
- 147kg承载量
- 线组件从前端到后部自动连接
- 包括3套易更换的颜色胶壳-红色, 蓝色和银色
- 前车架-固定座椅支撑管提供了最大的稳定性
- 全新的车架设计, 可轻松拆卸成5块轻巧件, 为了方便运输和储存
- 模块化设计, 便于维修
- 基于微处理器的控制器提供最佳的电源管理并增加安全装置
- 前端标准手柄安装车篮
- 可拆卸踏板式车篮以增加储物空间 (仅限4个轮的代步车)
- 方便的双重电压外置充电器可以车载或外置充电



轻触式拆卸