

最快捷的快式去旅行。

GO-GO
ELITE TRAVELLER®

GO-GO ELITE TRAVELLER®

Go-Go Elite Traveller® 的紧凑设计，即使在狭窄的空间也方便操纵，同时提供稳定的室外操作性能。采取简单式旅行，单手轻触式拆卸。拥用Go-Go Elite Traveller，可把您带到任何想去的地方。



Pride[®]
Mobility Products Limited
— LIVE YOUR BEST —

电话：86 021 51923035

网址：www.pridemobility.com



Go-Go Elite Traveller®	3-wheel	4-wheel
最大承载重量:	125 kg	125 kg
最大速度:	每小时6(4英里)	每小时6(4英里)
离地间隙:	6.35cm(2.5英寸)	6.35cm(2.5英寸)
转弯半径:	82.5cm(32.5英寸)	110cm(43.25英寸)
车身长度:	91cm(36英寸)	101cm(39.75英寸)
车身宽度:	49cm(19.25英寸)	49cm(19.25英寸)
轮胎:		
前轮:	5cmX20cm(2英寸X8英寸)实心	5cmX18cm(2英寸X7英寸)实心
后轮:	6.35cmX20cm(2.5英寸X8英寸)实心	6.35cmX20cm(2.5英寸X8英寸)实心
防倾轮:	后端	
运输重量:		
不带电池总重量:	34kg	35.5kg
拆开后可重部件重量:	12.75kg(前部份)	14.75kg(前部份)
驱动系统:	24伏直流电机, 密封式迷你驱动后桥	
双制动系统:	电子, 再发电式, 及电动机械式	
标准座椅:	可折叠, 乙烯基塑胶座椅	
充电器:	2AMP 外置充电器	
电池要求:	两个12V 可深度循环电池 规格: 两个12AH 或 两个18AH 重量: 一组12AH电池重9kg 一组18AH电池重13kg	

标准颜色:



蓝色

红色

银色

每台代步车有3套颜色

可选的颜色(仅限4轮代步车):



阳光黄

鳄鱼绿

橙色

紫色

粉红色

特征

- 单手轻触式拆卸
- 普拉德独家黑色无磨损轮胎
- 线组件从前端到后端自动连接
- 包括3套易更换的胶壳-红色, 蓝色及银色
- 前车架-固定座椅支撑管提供了最大的稳定性
- 全新的车架设计, 可轻松拆卸成5块轻巧件, 为了方便运输和储存
- 模块化设计, 更便于维修
- 基于微处理器的控制器提供最佳的电源管理并增加安全装置
- 前端标准手柄安装车篮
- 可拆卸踏板式车篮以增加储存空间(仅限4个轮的代步车)
- 方便的双重电压外置充电器可以车载或外置充电
- 一个电池组包含两个12伏电池为24伏电源系统

选项

- 18AMP电池组是为了增加行驶范围
- 可选12AMP电池组
- 杯架
- 5种颜色可更换的扣入式车身胶片



轻触式拆卸

- 1 由于制造公差和产品的持续改进, 该规范可以承受的公差为 (+/- 3%) .
- 2 速度和范围决定于用户的重量, 地形类型, 电池的安培数, 电池的充电时间.
- 3 不同制造商生产的电池, 电池重量也有所不同.

此处包含的信息在出版时是正确的, 由于普拉德承诺不断完善和开发, 我们保留更改规格的权利, 恕不另行通知.
理论计算范围按照欧洲国家标准测试条件, 实际范围在正常使用时, 将取决于许多因素, 包括车辆状态及电池, 驾驶者的重量, 正确的轮胎压力、 环境温度和梯度和路或路面表面。

Pride[®]
Mobility Products Limited
— LIVE YOUR BEST! —

普拉德机动产品商贸(上海)有限公司
上海市浦东新区建韵路500号天纳商汇4幢508室
电话: 86 021 51923035 网址: www.pridemobility.com

