

It's a New Era in Power Mobility...



- Jazzy Air® 是电动轮椅的新时代。它是您社交应酬的最佳选择。无论是在家里，还是在城市，Jazzy Air® 独特的风格为您提升独立与社交自信心。
- 只需16秒，即可由正常高度提升至您期望的高度，可另您更快配合不同场合的需求。
- 当提升高度后，速度自动降至5.6公里每小时的安全速度，使您达到步行速度应酬。
- 专利的 Active-trac® 避震系统提供升高及非升高两个状态时的最佳稳定性。
- 荣获：2016年美国
创新技术(HME)奖



It's **Social** Mobility.

Pride[®]
Mobility Products Limited
— LIVE YOUR BEST —

Jazzy
air[®]

800-800-8586 (US) • 86-021-51923035 (China) • www.pridemobility.com



产品规格

承载重量	300英磅/136公斤
最大速度	可达到6.4公里每小时 (正常高度) 可达到5.6公里每小时 (提升高度)
离地间隙	6.1cm 脚踏支架至地面 2.5cm 马达支架至地面
高靠背座椅 座椅至地面高度	58cm - 84cm
转弯半径	57cm
产品尺寸 ^{2,6}	长度: 107厘米 (含脚踏板) 长度: 98厘米 (不含脚踏板) 宽度: 59厘米 (含轮胎) 65厘米 (含扶手)
控制器	PG VR2
驱动轮	25.4厘米平面轮胎
脚轮	15.2厘米平面轮胎
避震系统	专利 Active-Trac® 避震系统加上 中间轮驱动设计
行驶里程 ⁴	24.5公里 (配U1电池) 29.5公里 (配40安电池)
产品重量 ⁵	基础部分: 102千克 (配U1电池) 111千克 (配40安电池) 电池部分: U1-11千克 40安-15千克
驱动系统	2组齿轮马达, 6轮胎中间驱动
刹车	"智能刹车" (电再生式碟刹)
电池 ³	(2) 12伏, U1 (2) 40安
充电器	3.5A外置式
最大倾斜度	6°
最大承重角度	6°
最大越障能力	正常位置: 5.6厘米 提升后: 4.6厘米
保修期	2年有限保修 (车架部分) 12个月有限保修 (电子部分) 12个月有限保修 (齿轮马达部分)



特征

- 电动可调座椅于16秒内可提升至10寸(25.4cm)高度
- 升降座椅可用"Air"按钮或PG VR2控制杆进行调节。
- 座椅和脚踏板一体化设计, 无论提升还是正常位置, 均提供最大舒适度。
- 角度可调节脚踏板附3段高度设置。
- 高靠背角度可调节运动座椅拥有16"x16", 18"x18"及20"x20"可供选择。
- 角度、高度及深度可调节座椅扶手。
- 高亮度LED标志灯。
- 60"长安安全带。

附件

- 后车篮
- 防雨罩
- 杯架

胶壳颜色

现已推出



玛瑙黑

可选升降设备

- Backpacker® Plus 加大版
- Outlander 全平台式
- Backpacker® AVP 完美契合版
- Outlander LP 低调版

选项

- 安全带长度: 50", 70", 80", 90"
- PG GC 编程器

¹ 不同基础型号, 该电池状态和轮胎状况决定于用户的承载重量, 地形类型, 电池容量(Ah), 与电池的充电时间。本规格可以承受的公差为+10%, -5%。

² 由于制造公差和产品的持续改善, 本规格可以接受的公差为+/-3%。

³ 需玻璃纤维隔板(AGM)或胶体(Cel-Cell)电池, 详见说明书VI"电池和充电"页。

⁴ 测试符合"ANS/RESNA, WC第二卷第四节, 及ISO7176-4"的标准。基于电池的规格和驱动系统性能计算得出结果, 且在最佳承载重量下进行测试。

⁵ 电池的重量可能会因制造商的不同而存在偏差。

⁶ 相关的尺寸及重量只反映车身体部分, 整体的尺寸需根据所选的座椅和配件决定。

注: 本产品符合所有适用于"ANS/RESNA, ISO7176系列和EN2184的标准。
所有规格如有更改恕不另行通知。