



Jazzy[®]

SELECT 6

Jazzy Select[®] 6提供了卓越的前稳定性，并结合直列式马达技术上的优势。舒适的避震系统和 6" 前后脚轮为室内及室外提供了卓越的性能，一个令人印象深刻的精选标准，便利的功能使得更加容易使用这款电动轮椅。



Pride[®]
Mobility Products Limited
— LIVE YOUR BEST[®] —

Jazzy Select[®] 6
基本显示
Jazzy[®]防护垫片
(标准型)



产品规格

最大承载重量	300磅 (136kg)
最大速度	达到每小时4.2英里 (6.7公里)
离地间隙	1.75英寸 (4.4cm)
转弯半径	21.5英寸 (54.6cm)
车身长度	36.625英寸 (93cm)
车身宽度	23.5英寸 (59.7cm)
驱动轮	10英寸 (25.4cm) 实心轮胎
前脚轮	6英寸 (15.2cm) 实心轮胎
后脚轮	6英寸 (15.2cm) 实心轮胎
避震器	舒适型
驱动系统	两个直列式马达, 驱动轮在中间
刹车系统	智能刹车 (电子, 再发电式, 碟式刹车器)
标准电子产品	40AMP, PG GC 3控制器
特别控制	N/A
充电器	3.5AMP外置充电器
充满电最大行程	达到11英里
电池要求	两个12V深度循环电池
电池规格	U-1蓄电池
电池重量	单个重25磅 (11.4kg)
车身重量	100磅 (45.5kg)
标准座椅的重量	37磅 (16.8kg 18" 靠背)
最大的座椅尺寸	20英寸X20英寸 (50.8cmX50.8cm)
保修期	车架2年有限保修期 电子产品12个月有限保修期 驱动马达12个月有限保修期

此处包含的信息在出版时是正确的。我们保留更改规格的权利, 恕不另行通知。速度和行使范围会根据使用者重量, 地形类型, 电池充电状态和轮胎压力而变化。由于制造公差和产品的持续改进, 长度, 宽度, 转弯半径和离地间隙可以承受的公差为 (+/- 3%)。特殊订单座椅或非标准的尺寸不会折叠平整, 因深度可调。

特征

- 6" 的前后脚轮给予最大的稳定性
- 直列式马达提高了效率, 扭矩和范围
- 后脚轮横杆与关节连接
- 轻松进入充电接口和电流保护器
- 高度和深度都可调节的脚踏板
- 建立安心的售后服务

选项

- 电动升降座椅
- 舒适的深度可调节座椅, 提供快速简单的调节方式
- 高背座椅实板座垫
- 杯架
- 防雨罩
- 后车篮
- 氧气瓶支架
- 拐杖托

可选颜色



红色



蓝色

Pride[®]
Mobility Products Limited
— LIVE YOUR BEST[®] —

800-800-8586 (US) • 86-021-51923035 (China) • www.pridemobility.com

